

PEŁNA GAMA  
POJEMNIKÓW  
NA SPRZĘT  
JEDNORAZOWEGO  
UŻYTKU

# Systemy gromadzenia zużytego ostrego sprzętu jednorazowego



**tyco**  
*Healthcare*

# Zapobieganie zagrożeniom

## BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

Tyco Healthcare było jednym z pierwszych producentów sprzętu medycznego, którzy podjęli kwestię zapobiegania zranieniom przez zakłucie igłami do iniekcji i od roku 1988 produkuje w USA szereg wyrobów przed tym ryzykiem zabezpieczających.

## ORYGINALNE WYROBY, BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA

We współczesnym medycznym środowisku pracy nie ma ważniejszej rzeczy niż bezpieczeństwo. Aby poprawić bezpieczeństwo pracy w służbie zdrowia, należy rozpoznać zagrożenia i zidentyfikować wyroby pomagające ich uniknąć.

Zakłucia igłami do iniekcji i inne zranienia ostrymi przedmiotami stanowią podstawowe źródło zagrożenia personelu medycznego, mogące powodować poważne, a nawet śmiertelne zakażenia wirusami HIV, HBV, HCV i innymi.

Szacuje się, że **80%** <sup>(1)</sup> **zakłuć można zapobiec poprzez:**

- wyeliminowanie stosowania igieł tam, gdzie można je zastąpić innymi rozwiązaniami
- stosowanie urządzeń wyposażonych w zabezpieczenia
- edukację i szkolenia w zakresie wdrażania bezpiecznych metod posługiwania się igłami i sprzętem je wykorzystującym podczas wykonywania zabiegów medycznych.

**Prawidłowe stosowanie sztywnych pojemników na ostre odpady i ich właściwe umiejscowienie** w pomieszczeniach medycznych można uznać za element zasad **bezpieczeństwa i higieny pracy**, pozwalający zmniejszyć ilość zakłuć i zranień.

Stosowanie pojemników na ostre odpady jest wygodnym i bezpiecznym sposobem gromadzenia skażonych igieł, strzykawek,



rurek szklanych, ostrzy i innych ostrych odpadów medycznych występujących w placówkach opieki zdrowotnej. Stosuje się je celem **bezpiecznego gromadzenia, transportu i utylizacji** potencjalnie zakaźnych ostrych odpadów medycznych.

**Pojemniki Kendall SHARPSAFETY** firmy Tyco zwiększają bezpieczeństwo podczas pozbywania się ostrego sprzętu i później. Jesteśmy najlepszym źródłem tego typu produktów. Nie wystawiaj się na zbędne ryzyko! Zabezpiecz się za pomocą oryginalnych wyrobów zapewniających bezpieczne rozwiązania.

Wszystkie pojemniki Tyco zostały zaprojektowane, wytworzone i zmontowane pod nadzorem ścisłych procedur kontroli jakości. Ręczymy za nasze produkty i zapewniamy, że otrzymujesz najlepszy produkt na rynku.

**FIVE STAR PROGRAMME**



## Program „Pięć Gwiazdek SHARPSAFETY\*”

Naszym celem jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia zużytego sprzętu jednorazowego w Waszym miejscu pracy za pomocą najszerzej w branży oferty pojemników na ostre odpady medyczne. **Program „Pięć Gwiazdek SHARPSAFETY\*”** ma na celu standaryzację pojemników na ostre odpady medyczne i ich utylizacji. Bez względu na wielkość placówki, program ten zapewnia każdemu pracownikowi na każdym oddziale maksimum **bezpieczeństwa, wartości i wydajności** po zastosowaniu pojemników Tyco.

**Jak to działa? Przedstawiciel handlowy Tyco przejrzy pojemniki obecnie przez Was stosowane i zarekomenduje standaryzację zestawów w pięciu poniższych kategoriach:**

- IN-ROOM\*
- Wielkoobjętościowe
- Flebotomijne
- Uniwersalne
- Chemioterapeutyczne









# Pojemniki na odpady po flebotomii



Pojemniki na odpady po flebotomii pasują do tacek na sprzęt do pobierania krwi i służą do sprawnego gromadzenia igieł do pobierania krwi oraz iniekcji. Pojemniki mogą być zamykane tymczasowo i trwale.

- Dostępne kolory – czerwony i żółty
- Różne wielkości pojemników i rodzaje wlotów umożliwiają gromadzenie innych odpadów – ostrzy, motylków i małych strzykawek
- Podstawy i wieszaki mocujące pojemniki w dowolnych miejscach
- Trwała blokada zamykana przed przekazaniem do utylizacji.

## POJEMNIKI NA ODPADY PO FLEBOTOMII

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Pojemnik na odpady po flebotomii pasuje do tacek do pobierania krwi i uwzględnia technikę wykonywania zabiegu. Może być stosowany z systemem AUTODROP*	0,5l	10,8×10,8×11,4	×100	-	●	8901SA
	Pojemnik na odpady po flebotomii pasuje do tacek do pobierania krwi i uwzględnia technikę wykonywania zabiegu. Może być stosowany z systemem AUTODROP*	1l	15,9×10,8×11,4	×100	① ⑪	●	8900SA
	Mały pojemnik na odpady ostre, przezroczysta pokrywa ułatwia ocenę stopnia wypełnienia	1,5l	13,3×20×13,3	×40		●	1316676202
	Mały pojemnik na odpady ostre, przezroczysta pokrywa ułatwia ocenę stopnia wypełnienia	1,5l	13,3×20×13,3	×40		●	1316676228
	Pojemnik na odpady po flebotomii z obrotowym wieczkiem. Może być stosowany z systemem AUTODROP*	2l	18,4×12×16,5	×60	②	●	1522SA
	Pojemnik na wszelkie odpady ostre z obrotowym wieczkiem. Może być stosowany z systemem AUTODROP*	7,4l	25,4×18,4×26,7	×20	③	●	1525SA

## Podstawy i Wieszaki



①  
Nr ref. 8910



②  
Nr ref. 1523SA



③  
Nr ref. 8974



⑪  
Nr ref. 8912SA

- Czerwony
- Czerwony przezroczysty
- Tworzywo medyczne po recyklingu
- Żółty
- Żółty przezroczysty
- Przezroczysty

# Uniwersalne pojemniki na odpady









Każdy rodzaj odpadu – lancety, skalpele, szkiełka, pipety czy strzykawki – ma określone wymagania w związku z jego usuwaniem. Grupa wielofunkcyjnych pojemników oferuje produkty, które zaspokoją każdą potrzebę

- Ekonomiczny wlot poziomy maksymalizuje objętość pojemnika
- Duże wloty poziome umożliwiają usuwanie większych strzykawek
- Trwała blokada zamykana przed przekazaniem do utylizacji
- Wzajemnie wsuwane pojemniki oszczędzają przestrzeń magazynową
- Podstawy i wieszaki mocujące pojemniki w dowolnych miejscach.

## POJEMNIKI UNIWERSALNE – POKRYWKA Z WŁOTEM KOMINKOWYM

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Pojemnik na odpady z pokrywą z wlotem kominkowym. Przezroczysta pokrywa ułatwia ocenę stopnia zapełnienia	4l	13,9×17,3×28,6	×40	12	● Czerwony	1100676376
						● Żółty	1100676517
	Pojemnik na odpady z pokrywą z wlotem kominkowym. Przezroczysta pokrywa ułatwia ocenę stopnia zapełnienia	8l	23,7×17,3×28,6	×20	12	● Czerwony	1100676384
						● Żółty	1100676533
	Pojemnik na odpady z pokrywą z wlotem kominkowym. Przezroczysta pokrywa ułatwia ocenę stopnia zapełnienia	12l	40,8×17,3×28,6	×10	12	● Czerwony	1100676392
						● Żółty	1100676558

## POJEMNIKI UNIWERSALNE – POKRYWKA Z WŁOTEM KOMINKOWYM

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Pojemnik uniwersalny okrągły z wlotem obrotowym	4,6l	17×22,2 (W×G)	×40	⑥	●	8950SA
	Pojemnik uniwersalny na wszelkie odpady ostre z wlotem obrotowym	7,4l	25,4×18,4×26,6	×20	③ ⑧ ⑨	●	8970
						●	8970Y
	Pojemnik uniwersalny z przezroczystą pokrywą uchylną	7,4l	25,4×18,4×26,6	×20	③ ⑧ ⑨	●	8990SA
	Pojemnik uniwersalny ze szczelną pokrywą uchylną BIOMAX*	7,4l	25,4×18,4×26,6	×20	③ ⑧ ⑨	●	8990Y
						●	8996
	Pojemnik uniwersalny z pokrywą z wlotem poziomym	7,4l	32,4×18,4×26,6	×20	③ ⑧ ⑨	●	89671
						●	8967Y
	Pojemnik uniwersalny z wlotem obrotowym, pokrywą uchylną z zamknięciem tymczasowym i trwałą blokadą – do gromadzenia wszelkich odpadów ostrych	11l	35×15,2×35	×10	⑤ ⑩	●	8525Y
						●	8527R

## Podstawy i Wieszaki



Nr ref. 8974



Nr ref. 8529



Nr ref. 8960



Nr ref. 8975



Nr ref. 8963



Nr ref. 8528C



Nr ref. 8881676012

# System In-Room





Pojemniki SHARPSTAR® In-Room są przeznaczone do sal chorych, gdzie bezpieczeństwo i wygoda mają zasadnicze znaczenie. Doskonały w pediatrii, geriatrici i obszarach wysokiego ryzyka, pojemnik SHARPSTAR jest jedynym pojemnikiem na ostre odpady, który uzyskał Pieczęć Akceptacji Związku Szpitali Dziecięcych

- Wskaźnik zapełnienia zapobiega przepełnieniu
- Pokrywa odporna na włamanie z wlotem jednokierunkowym zabezpiecza zawartość pojemnika w obszarach wysokiego ryzyka
- Ekonomiczny wlot poziomy maksymalizuje objętość pojemnika
- Zawiera pasywny wskaźnik napelnienia, zmniejszający ryzyko przepełnienia pojemnika.





## POKRYWA SHARPSTAR

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą SHARPSTAR	4,6l	28×12×27,3	×20	④ ⑦ ⑮		8509SA
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą SHARPSTAR i mechanizmem samozamykającym	4,6l	31,7×14×27,3	×20	④ ⑦ ⑮		8506Y
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą SHARPSTAR i mechanizmem samozamykającym	7,4l	30×16,5×35	×10	⑩ ⑯		8533SA
							8534SA
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą SHARPSTAR i mechanizmem samozamykającym	11l	42×15,2×35	×10	⑤ ⑩ ⑯		8536SA
							8537SA
							8537Y

## POKRYWA Z OPADAJĄCYM WIECZKIEM

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary WxGxS cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą z opadającym wieczkiem; może być zamknięty, kiedy nie jest używany	1,8l	15,9x12x27,3	x20	④ ⑦ ⑮	○	85021
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą z opadającym wieczkiem; może być zamknięty, kiedy nie jest używany	4,6l	28x12x27,3	x20	④ ⑦ ⑮	○	85121

## POKRYWA ZE STAŁE OTWARTĄ POKRYWĄ

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary WxGxS cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą stale otwartą, zapewnia wygodę, łatwość i szybkość użycia	1,8l	15,9x12x27,3	x20	④ ⑦ ⑮	○	850201
						●	850301
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą stale otwartą, zapewnia wygodę, łatwość i szybkość użycia	4,6l	28x12x27,3	x20	④ ⑦ ⑮	○	851201
						●	85120Y
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą stale otwartą, zapewnia wygodę, łatwość i szybkość użycia	7,4l	29,2x15,2x35	x10	⑩ ⑯	○	85321
						●	85321R
	Pojemnik na odpady ostre z pokrywą stale otwartą, zapewnia wygodę, łatwość i szybkość użycia	11l	41,3x15,2x35	x10	⑤ ⑩ ⑯	○	85221
						●	85221R
						●	8522Y

## Podstawy i Wieszaki



Nr ref. 8515



Nr ref. 8529



Nr ref. 8518X



Nr ref. 8528C



Nr ref. 85161H



Nr ref. 85301H

# Pojemniki wielkoobjętościowe





Przeznaczone do zastosowań w miejscach o dużej ilości odpadów. Są łatwe w montażu i bez trudu mieszczą przedmioty dużych rozmiarów, igielniki, trokary, narzędzia endoskopowe itp.



- Podstawy do przenoszenia oraz wózki ułatwiają transport i podnoszenie po wypełnieniu
- Opcjonalne pokrywy szczelne zapewniają ochronę przed wyciekami
- Trwała blokada zamykana przed przekazaniem do utylizacji
- Wzajemnie wsuwane pojemniki oszczędzają przestrzeń magazynową

- Regulowany wlot obrotowy i pokrywy uchylne pasują do odpadów różnych rozmiarów, zapewniając tymczasowe oraz trwałe zamknięcie
- Regulowana pokrywa przesuwana pozwala usuwać duże przedmioty i może pozostawać zamknięta, kiedy pojemnik nie jest używany, by zmniejszyć ekspozycję na jego zawartość.

## POJEMNIKI WIELKOOBJĘTOŚCIOWE

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
 POKRYWA PRZESUWNA	Pojemnik wielkoobjętościowy na odpady ostre z pokrywą przesuwaną	30l	45×28×39,4	×10	19 20	●	8980S
		45l	47,6×32,4×46,3	×10	18 19 23	●	8935
		67l	66×32,4×46,3	×5	18 19 23	●	8935Y
 POKRYWA UCHYLNA	Pojemnik wielkoobjętościowy na odpady ostre z pokrywą uchylną	30l	45×28×39,4	×10	19 21	○	8938
		45l	47,6×32,4×46,3	×10	19 22	●	8938Y
		67l	66×32,4×46,3	×5	19 22	●	8980MW
		30l	45×28×39,4	×10	19 21	●	8980
		45l	47,6×32,4×46,3	×10	19 22	●	8980Y
		67l	66×32,4×46,3	×5	19 22	●	8933
						●	8991
						●	8991Y

## POJEMNIKI WIELKOOBJĘTOŚCIOWE ZE SZCZELNYMI POKRYWAMI BIOMAX

 POKRYWA SZCZELNA PRZESUWNA	Pojemnik wielkoobjętościowy na odpady ostre BIOMAX ze szczelną pokrywą przesuwaną	30l	45×28×39,4	×10	19 20	●	8997S
		45l	47,6×32,4×46,3	×10	18 19 23	●	8936SA
		67l	66×32,4×46,3	×5	18 19 23	●	8998S
 POKRYWA SZCZELNA UCHYLNA	Pojemnik wielkoobjętościowy na odpady ostre BIOMAX ze szczelną pokrywą uchylną	30l	45×28×39,4	×10	19 21	●	8997
		45l	47,6×32,4×46,3	×10	19 22	●	8932
		67l	66×32,4×46,3	×5	19 22	●	8998



# Pojemniki ChemoSafety





Pojemniki CHEMOSAFETY\* przeznaczone są do usuwania odpadów po chemioterapii. Pasują do odpadów różnych rozmiarów – strzykawek, ampułek i materiałów pomocniczych


- Szczelne pokrywy zapobiegają wyciekom. Wkładka chłonna wewnątrz pojemnika zatrzymuje nadmiar płynów
- Podstawy do przenoszenia oraz wózki ułatwiają transport i podnoszenie po zapelnieniu
- Wzajemnie wsuwane pojemniki oszczędzają przestrzeń magazynową
- Dostępne także jako CHEMOMAX\* PG2, zgodnie z D.O.T.

- Przesuwne lub uchylne pokrywy na dużych pojemnikach umożliwiają usuwanie odpadów dużych rozmiarów; zapewniają tymczasowe lub trwałe zamknięcie.

## POJEMNIKI WIELKOOBJĘTOŚCIOWE Z POKRYWĄ UCHYLNĄ

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Pojemnik na odpady ostre po chemioterapii z pokrywą uchylną	7,4l	25,4×18,4×26,7	×20	③ ⑧ ⑨	●	8982
	Pojemnik na odpady ostre po chemioterapii z pokrywą uchylną	30l	45×28×39,4	×10	⑱ ⑳	●	8985
		45l	47,6×32,4×46,3	×10	⑱ ㉒	●	8931
		67l	66×32,4×46,3	×5	⑱ ㉒	●	8989

## POJEMNIKI WIELKOOBJĘTOŚCIOWE Z POKRYWĄ PRZESUWNĄ

	Pojemnik na odpady ostre po chemioterapii z pokrywą przesuwną	30l	45×28×39,4	×10	⑱ ㉒	●	8985S
		45l	47,6×32,4×46,3	×10	⑱ ⑲ ㉓	●	8934
		67l	66×32,4×46,3	×5	⑱ ⑲ ㉓	●	8939

## AKCESORIA (Dostępne do pojemników wielkoobjętościowych i CHEMOSAFETY)



Nr.ref. 8974

Nr.ref. 8975

Nr.ref. 8963

Nr.ref. 8938FP

Nr.ref. 8992H

Nr.ref. 8981FP

Nr.ref. 8980FP

Nr.ref. 8991FP

Nr.ref. 8940FP

● Czerwony

● Czerwony przezroczysty

● Tworzywo medyczne po recyklingu

● Żółty

● Żółty przezroczysty

● Przezroczysty

# Pojemniki PGII wielkoobjętościowe i ChemoSafety

## Pojemniki PGII – wielkoobjętość.



## Pojemniki PGII – CHEMOSAFETY



Pojemniki BIOMAX i CHEMOMAX grupy PGII zgodne z D.O.T. umożliwiają transport odpadów ostrych, kultur bakteryjnych i podłoży

- Szczelne pokrywy zapobiegają wyciekom. Wkładka chłonna wewnątrz pojemnika zatrzymuje nadmiar płynów
- Podstawy do przenoszenia oraz wózki ułatwiają transport i podnoszenie po zapelnieniu
- Wzajemnie wsuwane pojemniki oszczędzają przestrzeń magazynową
- Dostępne także jako CHEMOMAX\* PG2, zgodne z D.O.T.
- Przesuwne lub uchylne pokrywy na dużych pojemnikach umożliwiają usuwanie odpadów dużych rozmiarów; zapewniają tymczasowe lub trwałe zamknięcie.

### POJEMNIKI WIELKOBJĘTOŚCIOWE BIOMAX PGII

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary WxGxS cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
<p>POKRYWA SZCZELNA PRZESUWNA</p>	Pojemnik wielkoobjętościowy na odpady ostre BIOMAX PGII ze szczelną pokrywą przesuwaną	30l	45x28x39,4	x10	19 20	●	8997PG2
		45l	47,6x32,4x46,3	x10	18 19 23	●	8932PG2
		67l	66x32,4x46,3	x5	18 19 23	●	8998PG2
<p>POKRYWA SZCZELNA UCHYLNA</p>	Pojemnik wielkoobjętościowy na odpady ostre BIOMAX PGII ze szczelną pokrywą uchylną	30l	45x28x39,4	x10	19 21	●	8997SPG2
		45l	47,6x32,4x46,3	x10	19 22	●	8936PG2
		67l	66x32,4x46,3	x5	19 22	●	8998SPG2

### POJEMNIKI CHEMOMAX PGII

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary WxGxS cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
<p>POKRYWA PRZESUWNA</p>	Pojemnik na odpady ostre po chemioterapii z pokrywą przesuwaną	30l	45x28x39,4	x10	19 20	●	8985SPG2
		45l	47,6x32,4x46,3	x10	18 19 23	●	8934PG2
		67l	66x32,4x46,3	x5	18 19 23	●	8939PG2
<p>POKRYWA UCHYLNA</p>	Pojemnik na odpady ostre po chemioterapii z pokrywą uchylną	30l	45x28x39,4	x10	19 20	●	8985PG2
		45l	47,6x32,4x46,3	x10	19 22	●	8931PG2
		67l	66x32,4x46,3	x5	19 22	●	8989PG2

Akcesoria – p. str. 9




# Przenośne pojemniki na odpady



Przenośne pojemniki na odpady ostre są ukształtowane w sposób ułatwiający wygodny transport

- Pojemnik 1,5l ma kwadratową podstawę zwiększającą stabilność oraz szczelną zakrętkę wlotu
- Pojemnik 1l można łatwo otwierać i zamykać jedną ręką
- Wielkość odpowiednia do przenoszenia w torbach transportowych pielęgniarek i służb ratunkowych
- Prawidłowo zamknięta szczelna zakrętka zapewnia bezpieczne zamknięcie, gdy pojemnik jest nieużywany
- Zatraskowa pokrywa wlotu Sharps Shuttle umożliwia obsługę jedną ręką.

## POJEMNIKI PRZENOŚNE

Zdjęcie	Opis	Wielkość	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Podstawy i wieszaki	Kolor	Nr ref.
	Zatraskowa pokrywa wlotu Sharps Shuttle umożliwia obsługę jedną ręką, rozmiar pojemnika odpowiedni do przenoszenia w torbach pielęgniarskiej i służb ratunkowych	jedna strzykawka	długość wewn. 16,5 × średn. 3,8	×24	-	○	8301
	Pojemnik 1l z prostym mechanizmem zatraskowym obsługiwany jedną ręką	1l	22,2×6,3×11,4	×20	-	●	8303SA
	Pojemnik 1,5l ze szczelną zakrętką, czerwony	1,5l	26,7×8,9×8,9	×20	-	●	8909













- Czerwony
- Czerwony przezroczysty
- Tworzywo medyczne po recyklingu
- Żółty
- Żółty przezroczysty
- Przezroczysty

## Podstawy i wieszaki



Podstawy i wieszaki służą do mocowania pojemników w miejscu użycia. Wszystkie podstawy mają samoprzylepny spód ułatwiający mocowanie na blatach, tacach itp. Zamykane i niezamykane wieszaki wyposażone w uchwyty do mocowania na ścianie zwalniają cenną powierzchnię roboczą.

### WIESZAKI I PODSTAWY

Zdjęcie	Opis	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Numer w tabelach	Nr ref.
 1	Podstawa do jednolitrowego pojemnika do flebotomii, nr. ref. 8900SA, 8906	7×9,5×9,5	×10	①	8910
 2	Podstawa do dwulitrowego pojemnika do flebotomii, nr. ref. 1522SA	7×9,5×9,5	×5	②	1523SA
 3	Podstawa do pojemników: do flebotomii 7,4l, uniwersalnego i CHEMOSAFETY*. Nr. ref. 1525SA, 8996, 8970, 8970Y, 89671, 8967Y, 8982, 8990SA, 8990Y	8,2×19×28	×5	③	8974
 4	Podstawa do pojemników IN-ROOM 2 i 4,6l. Pasuje do pojemników o nr. ref. 85021, 85121, 850201, 850301, 851201, 85120Y, 8509SA, 8506Y	8,2×19×36,2	×5	④	8515
 5	Podstawa do pojemników uniwersalnych i IN-ROOM 11l. Pasuje do pojemników o nr. ref. 8527R, 8525Y, 85221, 85221R, 8522Y, 8536SA, 8537SA, 8537Y	6,3×16,5×33	×5	⑤	8529
 6	Podstawa do okrągłego pojemnika uniwersalnego 4,6l, nr. ref. 8950SA	5×23,5	×5	⑥	8960
 7	Wieszak zamykany do pojemników IN-ROOM 2 i 4,6l. Pasuje do pojemników o nr. ref. 85121, 850201, 850301, 8509SA, 851201, 85120Y	21×16,5×28,6	×5	⑦	8518X
 8	Wieszak ścienny i do wózka na pojemniki uniwersalne i CHEMOSAFETY 7,4l. Pasuje do pojemników o nr. ref. 8970, 8970Y, 89671, 8967Y, 8990Y, 8996, 8982	19×16,5×25,4	×5	⑧	8975
 9	Wieszak zamykany na pojemnik uniwersalny i CHEMOSAFETY. Pasuje do pojemników o nr. ref. 8990SA, 8970, 8970Y, 89671, 8967Y, 8982	21×19×29,2	×5	⑨	8963
 10	Wieszak zamykany na pojemniki uniwersalne 11l oraz IN-ROOM 2 i 4,6l. Pasuje do pojemników o nr. ref. 8527R, 8525Y, 85321, 85321R, 8533SA, 8534SA, 8536SA, 8537SA, 8537Y, 85221, 85221Y, 8522Y	21×19×29,2	×5	⑩	8528C
 11	Wieszak ścienny na jednolitrowy pojemnik do flebotomii. Pasuje do pojemników o nr. ref. 8900SA i 8906	–	×5	⑪	8912SA
 12	Wieszak na pojemniki z wlotem kominkowym. Pasuje do pojemników o nr. ref. 1100676384, 1100676533, 1100676392, 1100676558	–	×10	⑫	8881676012

# Kasety ściennie



Kasety do montażu na ścianie zabezpieczają zamknięte w nich pojemniki, oszczędzają przestrzeń na blatach roboczych i ograniczają dostęp do ich zawartości w pomieszczeniach o dużym ruchu. Zawartość może być kontrolowana przez personel, ale pozostaje nie w pełni widoczna dla osób postronnych.

- solidne kasety wykonane są z ABS – tego samego tworzywa używa się do produkcji np. kasków ochronnych
- dostępne z zamkiem – do pomieszczeń publicznych oraz bez zamka – do pomieszczeń służbowych.

KASETY ŚCIENNE					
Zdjęcie	Opis	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Numer w tabelach	Nr ref.
	Kaseta ścienna na pojemniki 2 i 4,6l, z dozownikiem rękawiczek i pojemnikiem SHARPSTAR*	47×14×33	×1	13	8556H
	Dozownik rękawiczek do kaset ściennych 85161H i 85301H	17,1×11,4×30,5	×10	14	8550LG
	Kaseta ścienna na pojemniki 2 i 4,6l	29,9×14×33	×1	15	85161H
	Kaseta ścienna z zamkiem, na pojemniki 7,4 i 11 l	44,4×16,5×36,8	×1	16	85301H
	Dozownik rękawiczek z uchwytem ściennym	18,4×11,4×31,1	×5	17	8550B

# Wózki obsługiwane pedałem i kosze



Wózek wielkoobjętościowy SHARPSCART umożliwia szybkie usuwanie odpadów za pomocą pedału otwierającego pokrywę pojemnika

- Pokrywy mogą pozostawać zamknięte, gdy nie są używane, co zmniejsza ekspozycję otoczenia na zawartość pojemnika.
- Ergonomiczny teleskopowo składany uchwyt ułatwia transport.
- Napełnione pojemniki można łatwo wysuwać z boku wózka, po niewielkim uniesieniu.
- Spełniają wymogi OSHA dotyczące obchodzenia się z patogenami krwiopochodnymi, które stanowią, że „...podczas użycia, pojemniki na skażone odpady ostre muszą pozostawać przez cały czas w pozycji pionowej...” [29 CFR 10910.1030(d)(4)(iii)(A)(ii)]

## WÓZKI OBSŁUGIWANE PEDAŁEM I KOSZE

Zdjęcie	Opis	Wymiary W×G×S cm	Ilość w opak.	Numer w tabelach	Nr ref.
	Wózek obsługiwany pedałem SHARPSCART na pojemniki wielkoobjętościowe z pokrywą przesuwaną i CHEMOSAFETY 45 i 67 l (zestaw nie zawiera pojemnika)	78,7×57,8×38,7	×1	18	8938FP
	Kosz podłogowy z kółkami na pojemniki wielkoobjętościowe i CHEMOSAFETY 30, 45 i 67 l (zestaw nie zawiera pojemnika)	55,9×32,4×57,1	×1	19	8992H
	Wózek obsługiwany pedałem SHARPSCART na pojemniki wielkoobjętościowe z pokrywą przesuwaną i CHEMOSAFETY 30 l (zestaw nie zawiera pojemnika)	55,9×65,6×40,6	×1	20	8981FP
	Wózek obsługiwany pedałem SHARPSCART na pojemniki wielkoobjętościowe z pokrywą uchylną i CHEMOSAFETY 30 l (zestaw nie zawiera pojemnika)	55,9×65,6×40,6	×1	21	8980FP
	Wózek obsługiwany pedałem SHARPSCART na pojemniki wielkoobjętościowe z pokrywą uchylną i CHEMOSAFETY 45 i 67 l (zestaw nie zawiera pojemnika)	78,7×57,8×38,7	×1	22	8991FP
	Wózek obsługiwany pedałem SHARPSCART z tworzywa sztucznego, na pojemniki wielkoobjętościowe z pokrywą przesuwaną i CHEMOSAFETY 45 i 67 l (zestaw nie zawiera pojemnika)	78,7×57,8×38,7	×1	23	8940FP

# Zestawienie pojemników

PRZENOŚNE POJEMNIKI NA ODPADY OSTRE										
NR REF.	POJEMNOŚĆ (l)	KOLOR	PODSTAWA STOŁOWA	UCHWYT ŚCIENNY	KASETA ŚCIENNA	KOSZ Z KÓŁKAMI	WÓZEK Z PEDAŁEM	ZGODNY Z AUTODROP	SZCZELNA POKRYWA	STRONA
8301	jedna strzykawka	○								11
8303SA	1l	●								11
8909	1,5l	●								11

POJEMNIKI NA ODPADY OSTRE PO FLEBOTOMII										
NR REF.	POJEMNOŚĆ (l)	KOLOR	PODSTAWA STOŁOWA	UCHWYT ŚCIENNY	KASETA ŚCIENNA	KOSZ Z KÓŁKAMI	WÓZEK Z PEDAŁEM	ZGODNY Z AUTODROP	SZCZELNA POKRYWA	STRONA
8901SA	0,5l	●								3
8900SA	1l	●								3
8906	1l	●								3
1316676202	1,5l	●								3
1316676228	1,5l	●								3
1522SA	2l	●								3
1525SA	7,4l	●								3

POJEMNIKI UNIWERSALNE NA ODPADY OSTRE										
NR REF.	POJEMNOŚĆ (l)	KOLOR	PODSTAWA STOŁOWA	UCHWYT ŚCIENNY	KASETA ŚCIENNA	KOSZ Z KÓŁKAMI	WÓZEK Z PEDAŁEM	ZGODNY Z AUTODROP	SZCZELNA POKRYWA	STRONA
1100676376	4l	●								4
1100676517	4l	●								4
8950SA	4,6l	●								5
8970	7,4l	●								5
8970Y	7,4l	●								5
8990SA	7,4l	●								5
8996	7,4l	●								5
8990Y	7,4l	●								5
89671	7,4l	●								5
8967Y	7,4l	●								5
1100676384	8l	●								4
1100676533	8l	●								4
8525Y	11l	●								5
8527R	11l	●								5
1100676392	12l	●								4
1100676558	12l	●								4

SYSTEMY IN-ROOM										
NR REF.	POJEMNOŚĆ (l)	KOLOR	PODSTAWA STOŁOWA	UCHWYT ŚCIENNY	KASETA ŚCIENNA	KOSZ Z KÓŁKAMI	WÓZEK Z PEDAŁEM	ZGODNY Z AUTODROP	SZCZELNA POKRYWA	STRONA
<b>SHARPSTAR</b>										
8509SA	4,6l	●								6
8506Y	4,6l	●								6
8534SA	7,4l	●								6
8533SA	7,4l	○								6
8537SA	11l	●								6
8537Y	11l	●								6
8536SA	11l	○								6
<b>„Skrzynka pocztowa”</b>										
85021	1,8l	○								7
85121	4,6l	○								7
<b>Zawsze otwarte</b>										
850301	1,8l	●								7
850201	1,8l	○								7
851201	4,6l	○								7
85120Y	4,6l	○								7
85321	7,4l	○								7
85321R	7,4l	○								7
85221	11l	○								7
85221R	11l	○								7
8522Y	11l	○								7

WIELKOBIJĘTOŚCIOWE POJEMNIKI NA ODPADY OSTRE										
NR REF.	POJEMNOŚĆ (l)	KOLOR	PODSTAWA STOŁOWA	UCHWYT ŚCIENNY	KASETA ŚCIENNA	KOSZ Z KÓŁKAMI	WÓZEK Z PEDAŁEM	ZGODNY Z AUTODROP	SZCZELNA POKRYWA	STRONA
8980S	30l	●								8
8980MW	30l	○								8
8980	30l	●								8
8997S	30l	●								8
8997	30l	●								8
8980Y	30l	●								8
8997PG2	30l	●								10
8997SPG2	30l	●								10
8935	45l	●								8
8933	45l	●								8
8936SA	45l	●								8
8935Y	45l	●								8
8932	45l	●								8
8932PG2	45l	●								10
8936PG2	45l	●								10
8938	67l	●								8
8991	67l	●								8
8998S	67l	●								8
8938Y	67l	●								8
8998	67l	●								8
8991Y	67l	●								8
8998PG2	67l	●								10
8998SPG2	67l	●								10

POJEMNIKI CHEMOSAFETY										
NR REF.	POJEMNOŚĆ (l)	KOLOR	PODSTAWA STOŁOWA	UCHWYT ŚCIENNY	KASETA ŚCIENNA	KOSZ Z KÓŁKAMI	WÓZEK Z PEDAŁEM	ZGODNY Z AUTODROP	SZCZELNA POKRYWA	STRONA
8982	7,4l	●								9
8985S	30l	●								9
8985	30l	●								9
8985SPG2	30l	●								10
8985PG2	30l	●								10
8934	45l	●								9
8931	45l	●								9
8934PG2	45l	●								10
8931PG2	45l	●								10
8939	67l	●								9
8989	67l	●								9
8939PG2	67l	●								10
8989PG2	67l	●								10

● Czerwony ● Żółty

○ Czerwony przezroczysty ○ Żółty przezroczysty

○ Tworzywo medyczne po recyklingu

○ Przezroczysty

# Zestawienie po numerach referenc.

NR REF.	OPIS PRODUKTU	STRONA	NR REF.	OPIS PRODUKTU	STRONA
1100676376	POJ. 4L, MAŁY CZERWONY, x40	4	8932PG2	POJ. 45L, PG2, CZERWONY, Z POKR. UCHYLNA, x10	10
1100676384	POJ. 8L, ŚREDNI CZERWONY, x20	4	8933	POJ. 45L, CZERWONY, Z POKRYWĄ UCHYLNA, x10	8
1100676392	POJ. 11L, DUŻY CZERWONY, x10	4	8934	POJ. 45L, CHEMOSAFETY, ŻÓŁTY, Z POKR. PRZESUWNA, x10	9
1100676517	POJ. 4L, MAŁY ŻÓŁTY, x40	4	8934PG2	POJ. 45L, CHEMOSAFETY, PG2, ŻÓŁTY, Z POKR. PRZESUWNA, x10	10
1100676533	POJ. 8L, ŚREDNI ŻÓŁTY, x20	4	8935	POJ. 45L, CZERWONY, Z POKR. PRZESUWNA, x10	8
1100676558	POJ. 11L, DUŻY ŻÓŁTY, x10	4	8935Y	POJ. 45L, ŻÓŁTY, Z POKR. PRZESUWNA, x10	8
1316676202	POJ. 1,5L, ŻÓŁTY, x40	3	8936PG2	POJ. 45L, PG2, ŻÓŁTY, Z POKR. PRZESUWNA, x10	10
1316676228	POJ. 1,5L, CZERWONY, x40	3	8936SA	POJ. 45L, CZERWONY, Z POKR. SZCZELNA PRZESUWNA, x10	8
1522SA	POJ. 2L, DO FLEBOTOMII, CZERWONY, x60	3	8938	POJ. 67L, CZERWONY, Z POKR. PRZESUWNA, x5	8
1523SA	PODSTAWA DO POJ. 2L DO FLEBOTOMII, x5	12	8938FP	WÓZEK OBSŁ. PEDAŁEM, x1	14
8301	POJ. SHARPS SHUTTLE Z ZAMKN., x24	11	8938Y	POJ. 67L, ŻÓŁTY, Z POKR. PRZESUWNA, x5	8
8303SA	POJ. 1L, PRZENOŚNY, CZERWONY, x20	11	8939	POJ. 67L, CHEMOSAFETY, BIAŁY, Z POKRYWĄ PRZESUWNA, x5	9
85021	POJ. 2L, PRZEZROCZ. „SKRZYŃKA NA LISTY”, x20	7	8939PG2	POJ. 67L, CHEMOSAFETY, PG2, ŻÓŁTY, Z POKR. PRZESUWNA, x5	10
850201	POJ. 2L, PRZEZROCZ., Z OTWARTĄ POKRYWĄ, x20	7	8940FP	WÓZEK Z TWORZYWĄ, OBSŁ. PEDAŁEM, x1	14
850301	POJ. 2L, Z OTWARTĄ POKRYWĄ, CZERWONY, PRZEZROCZ., x20	7	8950SA	POJ. 4,6L, OKRĄGŁY, CZERWONY, Z WŁOTEM OBROTOWYM, x40	5
8506Y	POJ. 4,6L, PRZEZROCZ., ŻÓŁTY, SHARPSTAR, SAMOZAM., x20	6	8960	PODSTAWA DO POJ. 4,6L, UNIWERS., x5	12
8509SA	POJ. 4,6L, PRZEZROCZ., CZERWONY, SHARPSTAR, x20	6	8963	WIESZAK ZAMYKANY NA POJ. UNIW. I CHEMOSAFETY, x5	12
85120Y	POJ. 4,6L, ŻÓŁTY, Z ZAWSZE OTWARTĄ POKRYWĄ, x20	7	8967Y	POJ. 7,4L, PRZEZR. ŻÓŁTY, Z POKR. Z WŁOTEM POZIOMYM, x20	5
851201	POJ. 4,6L, PRZEZROCZ., Z ZAWSZE OTWARTĄ POKRYWĄ, x20	7	89671	POJ. 7,4L, PRZEZR. CZERWONY, Z POKR. Z WŁOTEM POZ., x20	5
85121	POJ. 4,6L, PRZEZROCZ., „SKRZYŃKA NA LISTY”, x20	7	8970	POJ. 7,4L, CZERWONY, Z WŁOTEM OBROT., x20	5
8515	PODSTAWA DO POJ. 1,8 I 4,6L IN-ROOM, x5	12	8970Y	POJ. 7,4L, ŻÓŁTY, Z WŁOTEM OBROT., x20	5
85161H	KASETA ŚCIENNA DO POJ. 2 I 4,6L, IN-ROOM, x1	13	8974	PODSTAWA DO POJ. 7,4L, x5	12
8518X	WIESZAK ZAMYKANY DO POJ. 2 I 4,6L, x5	12	8975	WIESZAK ŚCIENNY/WÓZKOWY NA POJ. 7,4L, x5	12
85221	POJ. 11L, Z OTWARTĄ POKRYWĄ, PRZEZROCZ., x10	7	8980	POJ. 30L, CZERWONY, Z POKR. UCHYLNA, x10	8
85221R	POJ. 11L, CZERWONY PRZEZR., Z PRZEZROCZ. POKRYWĄ, x10	7	8980FP	WÓZEK OBSŁ. PEDAŁEM, x1	14
8522Y	POJ. 11L, PRZEZR. ŻÓŁTY, IN-ROOM, Z ZAWSZE OTW. POKR., x10	7	8980MW	POJ. 30L, Z TWORZ. RECYKL., Z POKR. UCHYLNA, x10	8
8525Y	POJ. 11L, ŻÓŁTY, Z POKRYWĄ OBROTOWO-UCHYLNA, x10	5	8980S	POJ. 30L, CZERWONY, Z POKR. PRZESUWNA BIOHAZARD, x10	8
8527R	POJ. 11L, CZERWONY, Z POKRYWĄ UCHYLNA PRZEZROCZ., x10	5	8980Y	POJ. 30L, ŻÓŁTY, Z POKR. UCHYLNA, x10	8
8528C	WIESZAK ZAMYKANY DO POJ. 7,4 I 11L, x5	12	8981FP	WÓZEK OBSŁ. PEDAŁEM, x1	14
8529	PODSTAWA DO POJ. 11L UNIWERSALNYCH I IN-ROOM, x5	12	8982	POJ. 7,4L, CHEMOSAFETY, ŻÓŁTY, x20	9
85301H	KASETA ŚCIENNA DO POJ. 7,4 I 11L, x1	13	8985	POJ. 30L, CHEMOSAFETY, ŻÓŁTY, Z POKRYWĄ UCHYLNA, x10	9
85321	POJ. 7,4L, PRZEZROCZYSTY, Z OTWARTĄ POKRYWĄ, x10	7	8985PG2	POJ. 30L, CHEMOSAFETY, PG2, ŻÓŁTY, Z POKR. UCHYLNA, x10	10
85321R	POJ. 7,4L, CZERWONY, Z OTWARTĄ POKRYWĄ PRZEZROCZ., x10	7	8985S	POJ. 30L, CHEMOSAFETY, ŻÓŁTY, Z POKRYWĄ PRZESUWNA, x10	9
8533SA	POJ. 7,4L, PRZEZROCZ., POKR. SHARPSTAR, SAMOZAMYK., x10	6	8985SPG2	POJ. 30L, CHEMOSAFETY, PG2, ŻÓŁTY, Z POKR. PRZESUWNA, x10	10
8534SA	POJ. 7,4L, PRZEZR. CZERW., SHARPSTAR, SAMOZAMYK., x10	6	8989	POJ. 67L, CHEMOSAFETY, Z POKR. UCHYLNA, x5	9
8536SA	POJ. 11L, PRZEZROCZ., POKR. SHARPSTAR, SAMOZAMYK., x10	6	8989PG2	POJ. 67L, CHEMOSAFETY, PG2, ŻÓŁTY, Z POKR. UCHYLNA, x5	10
8537SA	POJ. 11L, PRZEZR. CZERW., SHARPSTAR, SAMOZAMYK., x10	6	8990SA	POJ. 7,4L, CZERWONY, Z POKR. BIOHAZARD BEZ USZCZELKI, x20	5
8537Y	POJ. 11L, PRZEZR. ŻÓŁTY, SHARPSTAR, SAMOZAMYK., x10	6	8990Y	POJ. 7,4L, ŻÓŁTY, Z POKRYWĄ BIOHAZARD BEZ USZCZELKI, x20	5
8550B	DOZOWNIK RĘKAWICZEK Z WIESZAKIEM ŚCIENNYM, x5	13	8991	POJ. 67L, CZERWONY, Z POKRYWĄ UCHYLNA, x5	8
8550LG	DOZOWNIK RĘKAWICZEK DO POJ. 4,6 I 11L, x10	13	8991FP	WÓZEK OBSŁ. PEDAŁEM, x1	14
8556H	8516-1H Z DOŁĄCZ. OPAK. RĘKAWICZEK, x1	13	8992H	KOSZ PODŁOGOWY Z KÓŁKAMI	14
8881676012	WIESZAK NA POJEMNIK MONOJECT, x10	12	8991Y	POJ. 67L, ŻÓŁTY, Z POKRYWĄ UCHYLNA, x5	8
8900SA	POJ. 1L, DO FLEBOTOMII CZERWONY, x100	3	8996	POJ. 7,4L, CZERWONY, Z POKR. BIOHAZARD SZCZELNA, x20	5
8901SA	POJ. 0,5L, NA IGŁY DO POB. KRWI, CZERWONY, x100	3	8997	POJ. 30L, CZERWONY, Z POKRYWĄ SZCZELNA UCHYLNA, x10	8
8906	POJ. 1L, DO FLEBOTOMII, ŻÓŁTY, x100	3	8997PG2	POJ. 30L, CZERWONY, PG2, Z POKRYWĄ UCHYLNA, x10	10
8909	POJ. 1,5L, PRZENOŚNY CZERWONY, x20	11	8997S	POJ. 30L, CZERWONY, Z POKR. SZCZ. PRZESUWNA BIOMAX, x10	8
8910	PODSTAWA DO POJ. 1L DO FLEBOTOMII, x10	12	8997SPG2	POJ. 30L, CZERWONY, PG2, Z POKRYWĄ PRZESUWNA, x10	10
8912SA	WIESZAK ŚCIENNY NA POJ. 1L DO FLEBOTOMII, x5	12	8998	POJ. 67L, CZERWONY, Z POKRYWĄ SZCZELNA UCHYLNA, x5	8
8931	POJ. 45L, CHEMOSAFETY, Z POKR. UCHYLNA BIAŁA, x10	9	8998PG2	POJ. 67L, CZERWONY, PG2, Z POKRYWĄ UCHYLNA, x5	10
8931PG2	POJ. 45L, CHEMOSAFETY PG2, ŻÓŁTY, Z POKR. UCHYLNA, x10	10	8998S	POJ. 67L, CZERWONY, Z POKRYWĄ SZCZELNA PRZESUWNA, x5	8
8932	POJ. 45L, CZERWONY, Z POKRYWĄ UCHYLNA SZCZELNA, x10	8	8998SPG2	POJ. 67L, CZERWONY, PG2, Z POKRYWĄ PRZESUWNA, x5	10

\* SHARPSAFETY, IN-ROOM, AUTODROP, BIOMAX, SHARPSTAR, CHEMOSAFETY, CHEMOMAX I SHARPS CART są znakami towarowymi Sherwood Services AG. © 2006 Tyco Polska sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

P-NS-Sharp/PL

**tyco**  
Healthcare

Tyco Polska sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 162  
02-342 Warszawa, Polska  
tel. +48 22 3122000  
fax +48 22 3122020

www.tycohealth-ece.com