



Najwyższa jakość  
Oszczędność  
Wsparcie dla Klienta

Spis treści

3M™ Folie chirurgiczne

3M™ Ioban™ 2 Bakteriobójcze  
folie chirurgiczne ..... 7

3M™ Steri-Drape™  
Folie chirurgiczne ..... 8

3M™ Steri-Drape™ 2  
Folie chirurgiczne ..... 9

3M™ Zestawy/obłożenia  
specjalistyczne

3M™ Chirurgia ogólna ..... 10-17

3M™ Ortopedia ..... 18-27

3M™ Kardiochirurgia,  
angiografia ..... 28-30

3M™ Położnictwo i ginekologia ... 31-37

3M™ Urologia ..... 38-41

3M™ Okulistyka ..... 42-44

3M™ Chirurgia głowy, szyi  
i neurochirurgia ..... 45-47

3M™ Obłożenia włókninowe,  
foliowe i akcesoria ..... 48-55

3M™ Zbiorniki przechwytyjące  
płyny ..... 56-57

3M™ Serwety na sprzęt ..... 58-59

3M™ Fartuchy chirurgiczne  
standardowe i wzmocnione

Fartuch chirurgiczny jednokrotnego  
użytku z włókniny bawełnopodobnej .. 60

Fartuch chirurgiczny jednokrotnego  
użytku z włókniny SMMS ..... 61

Szczegółowy spis treści 62



3M Poland Sp. z o.o.  
Al. Katowicka 117  
Kajetany k./Warszawy  
05-830 Nadarzyn  
tel. (22) 739 60 00  
fax (22) 739 60 01  
www.3m.pl

3M, Steri-Drape i Ioban są zastrzeżonymi  
znakami towarowymi firmy 3M.





Norma EN 13795 dzieli materiały stosowane do produkcji obłożeń i fartuchów na 2 rodzaje:

- standardowe
  - stosowane w obszarach krytycznych
  - stosowane w obszarach mniej krytycznych
- o wysokiej efektywności
  - stosowane w obszarach krytycznych
  - stosowane w obszarach mniej krytycznych

Materiały standardowe zapewniają minimalny poziom działania wyrobu medycznego podczas zabiegu inwazyjnego. Materiały o wysokiej efektywności zapewniają podwyższony poziom działania wyrobu medycznego podczas zabiegu np. przy intensywnej ekspozycji na płyny, stres mechaniczny materiału lub dłuższy czas trwania zabiegu.


Obszar krytyczny w obłożeniu lub fartuchu chirurgicznym to obszar w obrębie, którego dochodzi do bezpośredniego kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi i innym potencjalnie

zakaźnym materiałem. Obszar bezpośrednio otaczający pole operacyjne jest zawsze zaliczany do obszaru krytycznego, ale za obszar krytyczny należy uznać całą powierzchnię obłożenia z tego powodu, że nie można wykluczyć, ani zapobiec kontaktowi z materiałem niebezpiecznym w innych obszarach. Jak pokazują wyniki ankiety z 2003 r. (ankieta AAOS, luty 2003) 72% chirurgów wskazało, że kontakt z płynami występuje poza bezpośrednim otoczeniem pola operacyjnego. Rozpryski płynu irygującego czy też powszechna praktyka odkładania mokrych gazowych serwet operacyjnych na obłożenie mogą spowodować przemoczenie serwet obłożeniowej i skażenie jej florą bakteryjną znajdującą się pod obłożeniem. W celu zapewnienia maksymalnej prewencji zakażeń należy traktować cały obszar sterylnej otoczenia pola operacyjnego jako obszar krytyczny.

Oznacza to, że obłożenie chirurgiczne na całej swojej powierzchni musi być wykonane z laminatu zapewniającego barierę dla zakażenia.

Przepływ płynów = Migracja bakterii = Zwiększone ryzyko zakażenia

Obłożenie



# Ocena i wymogi jakościowe

## Bariera

Obłożenia chirurgiczne muszą zapewniać barierę dla mikroorganizmów w celu zminimalizowania ryzyka migracji mikroorganizmów i zakażenia w miejscu operowanym. Bariera dla mikroorganizmów jest utożsamiana z barierą dla płynów. Im wyższa odporność materiału na penetrację płynów tym wyższa bariera dla mikroorganizmów i tym mniejsze ryzyko powikłań operacyjnych.

! Pamiętaj! Bariera powinna być zapewniona na całej powierzchni obłożenia.

## Wytrzymałość

Ze względu na stres (nacisk mechaniczny, rozciąganie, manipulacje kończynami), jakiemu podlegają obłożenia podczas zabiegu operacyjnego niezwykle ważne jest, aby obłożenia wykonane były z mocnego, wytrzymałego materiału. Najbardziej wytrzymałym materiałem stosowanym do produkcji obłożyń są materiały i włókna syntetyczne (np. polietylen, polipropylen). W odróżnieniu od włókien naturalnych (celuloza) czy naturalnych modyfikowanych (wiskoza), które składają się z wielu drobnych włókien splecionych w większe, włókna syntetyczne są włóknami jednorodnymi. Tego typu włókna są znacznie bardziej wytrzymałe na rozdarcie oraz są znacznie dłuższe, co pozwala na ich znacznie większe splątanie w fazie produkcji włókniny, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość mechaniczną.

! Pamiętaj! Najbardziej wytrzymałe włókniny są wykonane z włókien syntetycznych.

Wymogi EN 13975-3 dla obszarów krytycznych materiałów standardowych i o wysokiej efektywności.

|                                                                    | Obszar krytyczny<br>- materiały o wysokiej efektywności | Obszar krytyczny<br>- materiały standardowe |                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Właściwość                                                         | Wymagana wartość                                        | Wymagana wartość                            | Jednostka miary                       | Metoda testowa      |
| Odporność na penetrację mikrobiologiczną na sucho                  | nie wymagana                                            | nie wymagana                                | log <sub>10</sub> cfu                 | ISO 22612:2005      |
| Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro                  | 6,0                                                     | min. 2,8                                    | (EPP/CUM5)                            | prEN ISO 22610:2004 |
| Czystość mikrobiologiczna                                          | max. 2                                                  | poniżej 2                                   | log <sub>10</sub> cfu/dm <sup>2</sup> | EN 1174-2:1996      |
| Czystość od materii cząstkowej                                     | max. 4,5                                                | max. 3,5                                    | index cząstek materii, IPM            | ISO 9073-10:2003    |
| Pylenie                                                            | max. 4                                                  | max. 4                                      | log <sub>10</sub> cząstek             | ISO 9073-10:2003    |
| Odporność na penetrację płynów                                     | min. 100                                                | min. 30                                     | cm wody                               | EN 20811:1992       |
| Wytrzymałość na rozdarcie/przepuklenie (na sucho/mokro)            | min. 40/40                                              | min. 40/40                                  | kPa                                   | EN 13938-2:1998     |
| Wytrzymałość na rozerwanie w kierunku podłużnym (na sucho/mokro)   | min. 20/20                                              | min. 15/15                                  | N/50mm                                | EN 29073-3:1992     |
| Wytrzymałość na rozerwanie w kierunku poprzecznym (na sucho/mokro) | min. 20/20                                              | min. 15/15                                  | N/50mm                                | EN 29073-3:1992     |

Wyżej przedstawione wymogi to parametry minimalne, jakie muszą spełniać wszystkie fartuchy i obłożenia chirurgiczne stosowane jako wyroby medyczne.

## Absorpcja

Obłożenia chirurgiczne mają kontakt z krwią, płynami ustrojowymi i stosowanymi do irygacji. Są to potencjalnie zakaźne płyny, z którymi kontakt należy ograniczyć w jak największym stopniu. Dodatkowo w przypadku kontaktu z nie sterylnymi powierzchniami płyny stają się drogą przenoszenia mikroorganizmów. Obłożenia chirurgiczne powinny być zarówno wodoszczelne jak i absorpcyjne. W przypadku bardzo mokrych zabiegów chirurgicznych najlepszym rozwiązaniem chroniącym przed kontaktem z tymi potencjalnie zakaźnymi płynami jest stosowanie zbiorników przechwytyjących płyny oraz odsysanie podczas zabiegu. Norma EN 13795 nie stawia wymogów odnośnie absorpcji, co wynika z faktu, że najlepszą metodą kontroli płynów jest ich odsysanie lub przechwytywanie, a nie absorbowanie przez materiał pozostający w kontakcie z polem operacyjnym. Odsysanie i przechwytywanie płynów do specjalnych zbiorników zmniejsza ryzyko kontaktu personelu z nimi, zmniejsza ryzyko zakażenia w miejscu operowanym oraz zmniejsza zabrudzenie na sali operacyjnej.

❗ Pamiętaj! Eliminuj kontakt z płynami poprzez stosowanie odsysania i zbiorników przechwytyjących płyny.

## Przylepność

Obłożenia jednokrotnego użytku to obłożenia, które są przyklejane do skóry pacjenta. Eliminuje to konieczność stosowania opinaków i pozwala na uniknięcie uszkodzeń skóry pacjenta przez opinaki. Przylepne serwety lepiej izolują pole operacyjne, przez co zmniejszają ryzyko migracji mikroorganizmów. Niezmiernie ważna jest przylepność kleju do skóry, zapewniająca izolację pola w czasie najdłuższych i najbardziej mokrych zabiegów, łatwość aplikacji przez personel, polegająca na nieprzyklejaniu się do rękawiczek, możliwości repozycji serwet w przypadku zaaplikowania w złym miejscu czy też możliwości rozklejenia sklejonej taśmy lepnej. Wszystkie te cechy wpływają na łatwość stosowania i zmniejszenie strat materiałowych.

❗ Pamiętaj! Najlepsze serwety przylepne to serwety z hipoalergicznym, wodoodpornym, repozycjonowalnym klejem akrylowym.

## Pylenie

Tradycyjne płócienne obłożenia są materiałem pyłącym. Podczas ich stosowania na bloku operacyjnych dochodzi do uwalniania się wielu drobnych włókienek, które stanowią nośniki mikroorganizmów w środowisku sali operacyjnej. Im większa ilość nośników mikroorganizmów w powietrzu, tym większa ilość mikroorganizmów i tym większe ryzyko infekcji w miejscu operowanym. Podobnie do obłożeń tradycyjnych zachowują się obłożenia zawierające włókna celulozowe i wiskozowe. Ze względu na to, że włókna celulozy i wiskozy są bardzo krótkie to na powierzchni obłożenia znajduje się olbrzymia ilość wolnych końcówek tych włókien, które łatwo odrywają się od powierzchni serwet i powodują jej pylenie.

Stosowanie materiałów pyłących na sali operacyjnej nie tylko zwiększa ryzyko zakażenia, ale również wpływa na większe zanieczyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co zmniejsza ich efektywność i powoduje konieczność częstszego czyszczenia.

❗ Pamiętaj! Włókniny wykonane z włókien syntetycznych są najmniej pyłące.

## Warstwowość materiału

W przypadku stosowania tradycyjnych obłożeń płóciennych zwyczajowo stosuje się kilka warstw materiału. Wynika to z konieczności zapewnienia bariery dla płynów. Kilka warstw płótna przemaka dłużej niż jedna, co daje fałszywe poczucie stworzenia bariery. Jedynie materiały laminowane zapewniają barierę dla płynów i zakażenia. W przypadku obłożeń jednokrotnego użytku, jeśli są one laminowane, to całkowicie wystarczająca jest jedna warstwa materiału wodoszczelnego w celu zapewnienia bariery i nie trzeba stosować dodatkowych serwet. Stosowanie obłożeń włókinowych składających się z więcej niż 2 warstw (laminat i warstwa absorpcyjna) jest niepotrzebne. Włókniny trójwarstwowe nie są z założenia bardziej wytrzymałe na stres mechaniczny czy też na penetrację płynów i nie zapewniają większej bariery niż dwuwarstwowe.

❗ Pamiętaj! Warstwowość materiału nie świadczy o wytrzymałości materiału ani o właściwościach barierowych.

## Ciężar

Obłożenia jednokrotnego użytku są znacząco lżejsze od obłożeń tradycyjnych. Ich stosowanie wymaga mniejszego wysiłku przy przygotowaniu sali operacyjnej do zabiegu. Gramatura może w pewnym zakresie sugerować wytrzymałość materiału, lecz zasadniczo o wytrzymałości świadczy rodzaj materiału, a nie jego ciężar (przykładowo obłożenia wykonane z włókien syntetycznych będą ważyć mniej niż z naturalnych, a będą zapewniać znacznie większą wytrzymałość mechaniczną).

Gramatura obłożeń ma również wpływ na koszt utylizacji. Metodą utylizacji obłożeń jednokrotnego użycia jest spalanie. Szpital ponosi koszty utylizacji w przeliczeniu na 1 kg materiału poddawanego spalaniu. Im lżejszy materiał tym niższy koszt jego utylizacji.

❗ **Pamiętaj!** Wybieraj obłożenia cienkie i wytrzymałe, a ich stosowanie będzie łatwiejsze i tańsze.

## Palność

Stosowane podczas zabiegu urządzenia mogą powodować powstawanie wysokich temperatur.

Ważne aby materiał stosowany do produkcji obłożeń i fartuchów był bezpieczny i eliminował ryzyko zapalenia. Szereg standardów opisuje palność wyrobów, materiałów i odzieży oraz metody testowe określające klasę palności, takie jak PN-EN ISO 15025:2005, czy też 16CFR 1610.

❗ **Pamiętaj!** I klasa palności gwarantuje bezpieczeństwo stosowania.

## Opakowanie/oznaczenie

Sposób pakowania obłożeń jednokrotnego użytku musi zapewniać bezpieczne, zgodne z zasadami aseptyki otwarcie pakietu i aplikację obłożeń na pacjencie, stolikach i otaczającym sprzęcie.

W przypadku zestawów serwet ważne jest, aby były one zapakowane w dodatkowy papier zabezpieczający pozwalający na aseptyczną prezentację zestawu „czystej” instrumentariusze. Również sposób dostarczania w opakowaniach zbiorczych i handlowych odgrywa dużą rolę w zapewnieniu właściwych warunków przechowywania i może ułatwiać dystrybucję pojedynczych pakietów z opakowania typu dispenser. Czytelne oznaczenie zawartości, kształtu i rozmiaru obłożeń skraca czas przygotowania do zabiegu, a podwójna metka z kodem kreskowym, datą sterylizacji i identyfikacją obłożenia pozwala na prowadzenie właściwej kontroli użycia sterylnych wyrobów i bezpośrednie proste powiązanie danego obłożenia z pacjentem.

❗ **Pamiętaj!** Opakowanie i oznaczenie powinno zapewniać aseptyczną aplikację i identyfikować obłożenie i/lub fartuch.

# 3M™ Folie chirurgiczne

## 3M™ Ioban™ 2 Bakteriobójcza folia chirurgiczna

- Zawiera jodofor w warstwie klejącej, z którego, po przyklejeniu na skórę pacjenta, jest uwalniany wolny jod. Ioban zapewnia ciągłe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego.
- Posiada wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, co umożliwia swobodne parowanie wody ze skóry i zapewnia doskonałą przylepność nawet podczas najdłuższych zabiegów.
- Doskonale dostosowuje się do kształtów ciała. Unikalna niska pamięć na rozciąganie pozwala na poruszanie kończynami pacjenta lub bardzo znaczne rozciąganie rany bez obawy o odklejenie się folii od skóry pacjenta.
- Najwyższa przylepność do skóry i brzegu rany spośród wszystkich folii dostępnych na rynku.


## 3M™ Steri-Drape™ 2 Folia chirurgiczna

- Wykonana z przepuszczalnego dla pary wodnej materiału, co zapewnia bardzo dobrą przylepność do skóry podczas zabiegu.
- Unikalna niska pamięć na rozciąganie.
- Doskonale przyleganie do kształtów ciała i rozciągliwość, pozwalające na poruszanie kończynami pacjenta podczas zabiegu.
- Eliminacja konieczności stosowania opinaków w celu stabilizacji serwet obłożeniowych.

## 3M™ Steri-Drape™ Folia chirurgiczna

- Oryginalna folia chirurgiczna, która zapewniając barierę dla płynów i mikroorganizmów, zapewnia również sterylną powierzchnię pola operacyjnego.
- Delikatny, wrażliwy na siłę nacisku środek adhezyjny w warstwie klejącej.
- Eliminacja konieczności stosowania opinaków w celu stabilizacji serwet obłożeniowych.





Dougherty, Steve H. "Pathobiology of Infection in Prosthetic Devices." Reviews of Infectious Diseases 10:5 (Nov.-Dec. 1988). p.1102.

Wszystkie dotykają skóry w okolicy rany:

Czynniki ryzyka związane z pacjentem:



Narzędzia



Rękawiczki




Serwety

- Kolonizacja
- MRSA/MRSE
- Cukrzyca
- Choroba onkologiczna
- Immunosupresja
- Podeszły wiek
- Uraz
- Otyłość
- Przebyte zabiegi
- Itp...




# 3M™ Ioban™ 2


## Bakteriobójcze folie chirurgiczne




| 6635 Bakteriobójcza folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                      | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 15cm x 20cm                            | 10cm x 20cm       | 10                    | 4                           |




| 6640 Bakteriobójcza folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                      | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 44cm x 35cm                            | 34cm x 35cm       | 10                    | 4                           |



| 6648 Bakteriobójcza folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                      | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 66cm x 60cm                            | 56cm x 60cm       | 10                    | 4                           |




| 6650 Bakteriobójcza folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                      | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 66cm x 45cm                            | 56cm x 45cm       | 10                    | 4                           |




| 6651 Bakteriobójcza folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                      | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 66cm x 85cm                            | 56cm x 85cm       | 10                    | 4                           |

# 3M™ Steri-Drape™


## Folie chirurgiczne




| 1035 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 15cm x 20cm             | 10cm x 20cm       | 10                    | 4                           |




| 1037 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 29cm x 25cm             | 19cm x 25cm       | 10                    | 4                           |



| 1040 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 60cm x 35cm             | 35cm x 35cm       | 10                    | 4                           |




| 1050 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 82cm x 45cm             | 60cm x 45cm       | 10                    | 4                           |




| 1051 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 82cm x 85cm             | 60cm x 85cm       | 10                    | 4                           |

# 3M™ Steri-Drape™ 2


## Folie chirurgiczne




| 2035 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 20cm x 20cm             | 10cm x 20cm       | 10                    | 4                           |




| 2037 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 38cm x 25cm             | 28cm x 25cm       | 10                    | 4                           |




| 2040 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 38cm x 41cm             | 28cm x 41cm       | 10                    | 4                           |



| 2045 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 60cm x 45cm             | 50cm x 45cm       | 10                    | 4                           |




| 2050 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 90cm x 60cm             | 60cm x 60cm       | 10                    | 4                           |




| 2051 Folia chirurgiczna |                   |                       |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity       | Rozmiar przylepny | Ilość folii w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 90cm x 85cm             | 60cm x 85cm       | 10                    | 4                           |


# 3M™ Chirurgia ogólna




| 9000 Zestaw podstawowy             |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety przylepne                  | 2     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)              | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




| 9000L Zestaw podstawowy            |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                | 1     | 10cm x 55cm       | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety przylepne                  | 2     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (XL)             | 1     | 300cm x 220cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |



| 9001 Zestaw pediatryczny           |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśmy samoprzylepne                | 1     | 5cm x 55cm        | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety przylepne                  | 2     | 75cm x 75cm       |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)              | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Wąskie części przylepne            |       |                   |                          |                             |




| 9010 Zestaw podstawowy bez serwety Mayo |       |                   |                          |                             |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                   | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                     | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                          | 4     | -                 |                          |                             |
| Serwety przylepne                       | 2     | 100cm x 85cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)                   | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)                   | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki      | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 9085P Mały zestaw bez serwety Mayo

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Serwety przylepne                  | 4     | 100cm x 85cm      | 11                       | 2                          |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |




#### 9020 Mały zestaw podstawowy

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                | 1     | 10cm x 55cm       | 20                       | 2                          |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                            |
| Serwety na stół Mayo               | 4     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Serweta nieprzylepna               | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                            |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |




#### 9018 Zestaw z serwetą "U"

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Taśmy samoprzylepne                | 2     | 10cm x 55cm       | 6                        | 2                          |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                            |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Serweta przylepna                  | 1     | 100cm x 75cm      |                          |                            |
| Serweta z wcięciem "U"             | 1     | 228cm x 260cm     |                          |                            |
| Serweta przylepna (L)              | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                            |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |



#### 9007 Zestaw laryngologiczny

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Taśmy przylepne                    | 2     | 10cm x 55cm       | 8                        | 2                          |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                            |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Serweta                            | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                            |
| Serweta z przylepnym wcięciem "U"  | 1     | 150cm x 250cm     |                          |                            |
| Serweta przylepna                  | 1     | 100cm x 75cm      |                          |                            |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |





#### 1032 Obłożenie do laparoskopii - pozycja litotomijna

| Rozmiar całkowity                        | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 241cm x 228cm                            | 27cm x 30cm                | 8                        | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał       |                            |                          |                             |
| 4 organizatory przewodów (nr kat. 1115)  |                            |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm |                            |                          |                             |

#### 1032P Zestaw do laparoskopii - pozycja litotomijna

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Obłożenie do laparoskopii j.w.     | 1     | 241cm x 228cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                            | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |



#### 1031 Obłożenie do laparoskopii - pozycja na plecach

| Rozmiar całkowity                       | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 285cm x 182cm                           | 27cm x 30cm                | 10                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał      |                            |                          |                             |
| 4 organizatory przewodów (nr kat. 1115) |                            |                          |                             |

#### 6682 Obłożenie do zabiegów kardiocirurgicznych, na klatce piersiowej, brzusznych i kręgosłupa

| Rozmiar całkowity                                                       | Rozmiar folii loban 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 254cm x 325cm                                                           | 78cm x 43cm           | 8                        | 1                           |
| Duży ekran anestezyjologiczny ze wzmocnieniem i organizatorem przewodów |                       |                          |                             |
| 3 kieszenie boczne na narzędzia z każdej strony                         |                       |                          |                             |
| Organizator przewodów pod kieszeniami z każdej strony                   |                       |                          |                             |




#### 2065 Obłożenie brzuszno-kroczone

| Rozmiar całkowity                        | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape 2™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 195cm x 271cm                            | 41cm x 45cm                      | 8                        | 2                           |
| Absorpcyjna, wodoszczelna włóknina       |                                  |                          |                             |
| Organizatory przewodów                   |                                  |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm |                                  |                          |                             |

#### 2065P Zestaw brzuszno-kroczone

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Obłożenie brzuszno-kroczone j.w.   | 1     | 195cm x 271cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                            | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |




#### 6665 Obłożenie brzuszno-kroczone z folią 3M™ loban™ 2


| Rozmiar całkowity                        | Rozmiar folii loban 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 200cm x 270cm                            | 35cm x 46cm           | 10                       | 1                           |
| Absorpcyjna, wodoszczelna włóknina       |                       |                          |                             |
| Organizatory przewodów                   |                       |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm |                       |                          |                             |

#### 6665P001 Zestaw brzuszno-kroczone


| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Obłożenie brzuszno-kroczone j.w.   | 1     | 200cm x 270cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                            | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serweta do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |




| 9062 Obłożenie do laparotomii (poprzeczne) |                            |                          |                             |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                          | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 254cm x 285cm                              | 30cm x 10cm                | 12                       | 2                           |
| Absorbcyjny, wodoszczelny materiał         |                            |                          |                             |




| 9063 Obłożenie do laparotomii      |                            |                          |                             |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 254cm x 285cm                      | 10cm x 30cm                | 10                       | 2                           |
| Absorbcyjny, wodoszczelny materiał |                            |                          |                             |



| 9051 Serweta do zabiegów na tarczycy |                            |                          |                             |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                    | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 183cm x 315cm                        | 12cm x 12cm                | 15                       | 2                           |
| Absorbcyjny, wodoszczelny materiał   |                            |                          |                             |




| 9050 Serweta z przylepnym otworem |                            |                          |                             |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                 | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 228cm x 300cm                     | 12cm x 16cm                | 10                       | 2                           |



#### 9050P Zestaw z serwetą z przylepnym otworem

| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta z otworem przylepnym         | 1     | 228cm x 300cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 1003 Torba izolująca

| Rozmiar całkowity                       | Ilość pakietów w pudełku | Ilość pudełek w op. zbiorczym |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 50cm x 50cm                             | 10                       | 4                             |
| Zamknięcie poprzez zaciągnięcie tasemki |                          |                               |
| Przezroczysta folia                     |                          |                               |




#### 1092 Serweta do mniejszych zabiegów

| Rozmiar całkowity | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 57cm x 66cm       | 6,3cm                      | 25                       | 4                           |





#### 9027 Serweta z możliwością regulacji otworu

| Rozmiar całkowity | Otwór regulowany o średnicy | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 50cm x 75cm       | 0-25cm                      | 40                       | 4                           |





#### Serweta do ochrony brzegów rany

| Rozmiar całkowity  | Rozmiar ringu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1073 90cm x 90cm   | 12 cm         | 10                       | 4                           |
| 1074 90cm x 90cm   | 17 cm         | 10                       | 4                           |
| 1075 90cm x 90cm   | 22 cm         | 10                       | 4                           |
| 1076 90cm x 90cm   | 27 cm         | 10                       | 4                           |
| 1077 90cm x 90cm   | 9,5cm         | 10                       | 4                           |
| 4 części przylepne |               |                          |                             |
| 1 elastyczny ring  |               |                          |                             |





| 1016 Torba do irygacji |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 60cm            | 10                       | 4                           |
| Przylepna taśma        |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka    |                          |                             |

| 2057 Zbiornik 360°     |                                  |                          |                             |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm            | 30cm x 30cm                      | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny |                                  |                          |                             |
| Organizatory przewodów |                                  |                          |                             |



| 2058 Zbiornik 360°     |                         |                          |                             |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Rozmiar folii z otworem | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm            | 30cm x 30cm             | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny |                         |                          |                             |
| Organizatory przewodów |                         |                          |                             |

| 6657 Zbiornik 360° z folią 3M™ loban™ 2 |                       |                          |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                       | Rozmiar folii loban 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm                             | 30cm x 30cm           | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny                  |                       |                          |                             |
| Organizatory przewodów                  |                       |                          |                             |





#### 6658 Duży zbiornik 360° z folią 3M™ loban™ 2

| Rozmiar całkowity | Rozmiar folii loban 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 74cm x 74cm       | 33cm x 43cm           | 5                        | 4                           |
| Zbiornik na płyny |                       |                          |                             |

#### 6659 XL zbiornik 360° z folią 3M™ loban™ 2

| Rozmiar całkowity   | Rozmiar folii loban 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 74cm x 87cm         | 42cm x 52cm           | 5                        | 4                           |
| 2 podłączenia ssaka |                       |                          |                             |




#### 9097 Kieszon na narzędzia

| Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 33cm x 38cm       | 100                      | 2                           |

#### 1018 Kieszon na narzędzia

| Rozmiar całkowity       | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 18cm x 30cm             | 10                       | 4                           |
| 2 części przylepne      |                          |                             |
| 2 przedziały w kieszeni |                          |                             |





#### 1018L Kieszon na narzędzia - długa

| Rozmiar całkowity       | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 24,5cm x 47cm           | 10                       | 4                           |
| 2 części przylepne      |                          |                             |
| 3 przedziały w kieszeni |                          |                             |

#### 1115 Organizator przewodów

| Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 14cm x 4cm        | 100                      | 4                           |


# 3M™ Ortopedia



| 9012 Zestaw ortopedyczny           |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśmy samoprzylepne                | 3     | 10cm x 55cm       | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Rękaw na kończynę                  | 1     | 35cm x 100cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta z przylepnym wycięciem "U" | 1     | 228cm x 260cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)              | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |


| 9012L Zestaw ortopedyczny L        |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśmy samoprzylepne                | 3     | 10cm x 55cm       | 4                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Rękaw na kończynę                  | 1     | 35cm x 100cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta z przylepnym wycięciem "U" | 1     | 228cm x 260cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (XL)             | 1     | 300cm x 228cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |






#### 9002 Zestaw ortopedyczny bez serwety Mayo

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśmy samoprzylepne                | 3     | 10cm x 55cm       | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Rękaw na kończynę                  | 1     | 35cm x 100cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta z przylepnym wycięciem "U" | 1     | 228cm x 260cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)              | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 9004 Zestaw do zabiegów na kończynie

| Nazwa                                      | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśmy samoprzylepne                        | 2     | 10cm x 55cm       | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                             | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo                       | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                                    | 1     | 150cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna                          | 1     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta na kończynę z rozciągliwym otworem | 1     | 228cm x 300cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki         | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 9014 Zestaw do zabiegów na kończynie

| Nazwa                                      | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśmy samoprzylepne                        | 2     | 10cm x 55cm       | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                             | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo                       | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                                    | 1     | 150cm x 150cm     |                          |                             |
| Rękaw na kończynę                          | 1     | 35cm x 60cm       |                          |                             |
| Serweta na kończynę z rozciągliwym otworem | 1     | 228cm x 300cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki         | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 9000 Zestaw podstawowy

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety przylepne                  | 2     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)              | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 9000L Zestaw podstawowy

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                | 1     | 10cm x 55cm       | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety przylepne                  | 2     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)              | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (XL)             | 1     | 300cm x 220cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 9052 Serweta na rękę

| Rozmiar całkowity | Rozmiar otworu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 355cm x 273cm     | Ø 3cm          | 9                        | 2                           |





#### 9015 Zestaw do zabiegów na ręce

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Obłożenie na dłoń                  | 1     | 355cm x 273cm     | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |





#### 9020 Mały zestaw podstawowy

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                | 1     | 10cm x 55cm       | 20                       | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 4     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta nieprzylepna               | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




| 9054 Serweta na stopę/dłoń |                |                          |                             |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Rozmiar otworu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 195cm x 300cm              | Ø 3cm          | 12                       | 2                           |

| 9054P Zestaw do zabiegów na dłoni/stopie |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                    | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta do zabiegów na dłoń/stopę jw.    | 1     | 195 x 300cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                           | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo                   | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Taśma samoprzylepna                      | 1     | 10cm x 55cm       |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki     | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




| 9053 Serweta do zabiegów na kończynie |                |                          |                             |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                     | Rozmiar otworu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 228cm x 300cm                         | 6cm x 8cm      | 10                       | 2                           |


| 9053P Zestaw do zabiegów na kończynie |       |                   |                          |                             |
|---------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                 | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta do zabiegów na kończynie j.w. | 1     | 228cm x 300cm     | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                        | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki  | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |





| 9055 Serweta do zabiegów na biodrze   |                              |                          |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                     | Rozmiar otworu rozciągliwego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 300cm x 353cm                         | Ø 4cm                        | 8                        | 2                           |
| Absorpcyjny wodoszczelny materiał     |                              |                          |                             |
| Rozciągliwy owalny otwór na biodro    |                              |                          |                             |
| Część przylepna nad otworem           |                              |                          |                             |
| 2 duże przezroczyste kieszenie boczne |                              |                          |                             |



| 1094 Obłożenie do artroskopii ze zbiornikiem |                          |                             |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                            | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 226cm x 320cm                                | 20                       | 1                           |
| Zbiornik na płyny                            |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka                          |                          |                             |
| Organizator przewodów                        |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał           |                          |                             |




| 6619 Duża serweta do izolacji pacjenta z folią 3M™ loban™ 2 i zbiornikiem |                          |                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                                         | Rozmiar przylepny loban2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 328cm x 252cm                                                             | 70cm x 32cm              | 5                        | 1                           |
| Zbiornik na płyny                                                         |                          |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka                                                       |                          |                          |                             |
| 2 kieszenie na narzędzia                                                  |                          |                          |                             |
| 2 organizatory przewodów                                                  |                          |                          |                             |
| Przylepna taśma wzdłuż górnego brzegu                                     |                          |                          |                             |
| Przezroczysta folia                                                       |                          |                          |                             |



| 9196 Serweta na ramię z wycięciem "U" i zbiornikiem |                          |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                   | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 228cm x 260cm                                       | 10                       | 2                           |
| Zbiornik na płyny                                   |                          |                             |
| 2 podłączenia ssaka                                 |                          |                             |
| Absorbpcyjny, wodoszczelny materiał                 |                          |                             |



Zalecane stosowanie z serwetą przylepną 9088



| 9196P Zestaw z serwetą na ramię z wycięciem "U" i zbiornikiem |       |                   |                          |                             |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                                         | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta na ramię z wycięciem "U" i zbiornikiem                | 1     | 228cm x 260cm     | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                                                | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo                                          | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Taśmy samoprzylepne                                           | 2     | 10cm x 55cm       |                          |                             |
| Serweta przylepna                                             | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna                                             | 1     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki                            | 1     | 150cm x 200cm     |                          |                             |

| 6682 Obłożenie do zabiegów kardiochirurgicznych, na klatce piersiowej, brzusznych i kręgosłupa |                       |                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                                                              | Rozmiar folii loban 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| 254cm x 325cm                                                                                  | 78cm x 43cm           | 8                        | 1                          |
| Duży ekran anestezyjologiczny ze wzmocnieniem i organizatorem przewodów                        |                       |                          |                            |
| 3 kieszenie boczne na narzędzia z każdej strony                                                |                       |                          |                            |
| Organizator przewodów pod kieszeniami z każdej strony                                          |                       |                          |                            |







#### Serwety z przylepnym wycięciem "U"

|                                 | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar wycięcia "U" 7 x 70cm   |                   |                          |                             |
| 9043                            | 150cm x 183cm     | 30                       | 2                           |
| 9044                            | 150cm x 250cm     | 25                       | 2                           |
| Rozmiar wycięcia "U" 20 x 100cm |                   |                          |                             |
| 9045                            | 228cm x 260cm     | 15                       | 2                           |

#### 9046 Serweta z podwójnym "U"

| Rozmiar całkowity | Przylepne wycięcia | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 182cm x 200cm     | 15cm x 50cm        | 15                       | 2                           |





#### 1015 Serweta z wycięciem "U"

| Rozmiar całkowity      | Rozmiar wycięcia "U" | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 120cm x 130cm          | 16,5cm x 49cm        | 10                       | 4                           |
| Przylepne wycięcie "U" |                      |                          |                             |
| Przezroczysta folia    |                      |                          |                             |

#### 1019 Długa serweta z wycięciem "U"

| Rozmiar całkowity      | Rozmiar wycięcia "U" | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 120cm x 180cm          | 16,5cm x 49cm        | 10                       | 4                           |
| Przylepne wycięcie "U" |                      |                          |                             |
| Część przylepna        |                      |                          |                             |
| Przezroczysta folia    |                      |                          |                             |




#### 1194 Obłożenie do artroskopii kolana

| Rozmiar całkowity                  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 228cm x 320cm                      | 5                        | 1                           |
| Zbiornik na płyny                  |                          |                             |
| 1 połączenie ssaka                 |                          |                             |
| Organizator przewodów              |                          |                             |
| Absorbujący, wodoszczelny materiał |                          |                             |

#### 1194P Zestaw do artroskopii kolana


| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Serweta do artroskopii j.w.        | 1     | 228cm x 300cm     | 4                        | 2                           |
| Rękaw na kończyne                  | 1     | 35cm x 60 cm      |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Taśma samoprzylepna                | 2     | 10cm x 55cm       |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół                    | 1     | 150cm x 150cm     |                          |                             |



#### 1014 Serweta izolująca pacjenta


| Rozmiar całkowity                     | Rozmiar przylepny 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w opakowaniu zbiorczym |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 320cm x 213cm                         | 48cm x 25cm                        | 5                        | 4                                  |
| Przylepna taśma wzdłuż górnego brzegu |                                    |                          |                                    |
| Przezroczysta folia                   |                                    |                          |                                    |






| 1017 Serweta izolująca pacjenta z folią i zbiornikiem |                                |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Rozmiar całkowity                                     | Rozmiar przylepny Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w opakowaniu zbiorczym |
| 320cm x 213cm                                         | 48cm x 25cm                    | 5                        | 4                                  |
| Zbiornik na płyny                                     |                                |                          |                                    |
| 1 podłączenie ssaka                                   |                                |                          |                                    |
| 2 kieszenie na narzędzia                              |                                |                          |                                    |
| 2 organizatory przewodów                              |                                |                          |                                    |
| Przylepna taśma wzdłuż górnego brzegu                 |                                |                          |                                    |
| Przezroczysta folia                                   |                                |                          |                                    |

| 1017P001 Zestaw do izolacji pacjenta |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta izolująca pacjenta           | 1     | 320cm x 213cm     | 12                       | 1                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |



| 6617 Serweta izolująca pacjenta z folią 3M™ loban™ 2 i zbiornikiem |                            |                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Rozmiar całkowity                                                  | Rozmiar przylepna loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w opakowaniu zbiorczym |
| 320cm x 213cm                                                      | 48cm x 25cm                | 5                        | 4                                  |
| Zbiornik na płyny                                                  |                            |                          |                                    |
| 1 podłączenie ssaka                                                |                            |                          |                                    |
| 2 kieszenie na narzędzia                                           |                            |                          |                                    |
| 2 organizatory przewodów                                           |                            |                          |                                    |
| Przylepna taśma wzdłuż górnego brzegu                              |                            |                          |                                    |
| Przezroczysta folia                                                |                            |                          |                                    |


| 6617P001 Zestaw do izolacji pacjenta z folią 3M™ loban™ 2 i zbiornikiem |       |                   |                          |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                                                   | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta izolująca pacjenta                                              | 1     | 320cm x 213cm     | 14                       | 1                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki                                    | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo                                                  | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety do rąk                                                          | 4     | -                 |                          |                             |




| Rękaw na kończynę |              |                          |                             |
|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity |              | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 9041              | 35cm x 60cm  | 50                       | 4                           |
| 9042              | 35cm x 100cm | 35                       | 4                           |




| Pończocha na kończynę |              |                          |                             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity     |              | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 9109                  | 23cm x 71cm  | 20                       | 1                           |
| 9110                  | 30cm x 122cm | 20                       | 1                           |




| 1007 Torba na płyny do artroskopii |  |                          |                             |
|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  |  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 115cm x 58cm                       |  | 10                       | 4                           |
| Część przylepna                    |  |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka                |  |                          |                             |



| 1067 Torba na płyny w kształcie "U" |  |                          |                             |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                   |  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm                         |  | 5                        | 4                           |
| Przylepne wycięcie "U"              |  |                          |                             |
| 2 podłączenia ssaka                 |  |                          |                             |





| 1016 Torba do irygacji |  |                          |                             |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      |  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 60cm            |  | 10                       | 4                           |
| Część przylepna        |  |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka    |  |                          |                             |




| 1115 Organizator przewodów |  |                          |                             |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          |  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 14cm x 4cm                 |  | 100                      | 4                           |

# 3M™ Kardiochirurgia, angiografia




| 6677 Obłożenie sercowo-naczyniowe z folią 3M™ loban™ 2 |                            |                          |                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                      | Rozmiar przylepny loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 254cm x 381cm                                          | 41cm x 96cm                | 6                        | 1                           |
| 2 kieszenie boczne                                     |                            |                          |                             |
| Wodoszczelny materiał                                  |                            |                          |                             |


| 6681 Obłożenie sercowo-naczyniowe z folią 3M™ loban™ 2 |                            |                          |                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                      | Rozmiar przylepny loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 230cm x 320cm                                          | Zobacz rysunek             | 8                        | 1                           |
| Wodoszczelny materiał                                  |                            |                          |                             |
| Przezroczysty ekran anestezjologiczny                  |                            |                          |                             |




| 6682 Obłożenie do zabiegów kardiochirurgicznych, na klatkę piersiową, brzusznych i kręgosłupa |                        |                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                                                             | Rozmiar folii loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 254cm x 325cm                                                                                 | 78cm x 43cm            | 8                        | 1                           |
| Duży ekran anestezjologiczny ze wzmocnieniem i organizatorem przewodów                        |                        |                          |                             |
| 3 kieszenie boczne na narzędzia z każdej strony                                               |                        |                          |                             |
| Organizator przewodów pod kieszeniami z każdej strony                                         |                        |                          |                             |




| 9018 Zestaw z serwetą "U"            |       |                   |                          |                            |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Taśmy przyklepne                     | 2     | 10cm x 55cm       | 6                        | 2                          |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                            |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Serweta przyklepna                   | 1     | 100cm x 75cm      |                          |                            |
| Serweta z przyklepnym wycięciem "U"  | 1     | 228cm x 260cm     |                          |                            |
| Duża serweta                         | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                            |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |




| 9020 Mały zestaw podstawowy          |       |                   |                          |                            |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 20                       | 2                          |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                            |
| Serwety na stolik Mayo               | 4     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Serweta nieprzyklepna                | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                            |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |



| 9046 Serweta z podwójnym "U"       |                    |                          |                             |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Przylepne wycięcia | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 182cm x 200cm                      | 15cm x 50cm        | 15                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał |                    |                          |                             |



| 1090 Obłożenie do angiografii udowej |                         |                          |                             |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                    | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 182cm x 228cm                        | 6cm x 9cm               | 20                       | 1                           |
| 2 części przyklepne: 11,5cm x 14cm   |                         |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał   |                         |                          |                             |




| 1191 Serweta do angiografii udowej                  |                         |                          |                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                   | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 228cm x 330cm                                       | 6cm x 9cm               | 20                       | 1                           |
| Obszar o zwiększonej absorpcyjności: 91,4cm x 122cm |                         |                          |                             |
| 2 części przylepne: 11,5cm x 14cm                   |                         |                          |                             |
| Przezroczyste części boczne i szczytowe             |                         |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał                  |                         |                          |                             |

| 1115 Organizator przewodów |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 14cm x 4cm                 | 100                      | 4                           |






# 3M™ Położnictwo i ginekologia




**9000 Zestaw podstawowy**

| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serwety przylepne                    | 2     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)                | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)                | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




**9010 Zestaw podstawowy bez serwety Mayo**

| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serwety przylepne                    | 2     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta przylepna (M)                | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna (L)                | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




**9005 Zestaw do TUR/cystoskopii**

| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Serweta do TUR/cystoskopii           | 1     | 152cm x 228cm     | 6                        | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Oslony na kończynę                   | 2     | 75cm x 114cm      |                          |                             |
| Serweta nieprzylepna                 | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Taśmy samoprzylepne                  | 2     | 10cm x 55cm       |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




**9020 Mały zestaw podstawowy**

| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 20                       | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serwety na stolik Mayo               | 4     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta nieprzylepna                 | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




| 1079 Obłożenie ginekologiczne      |                            |                          |                             |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 195cm x 179cm                      | 12cm x 9cm                 | 14                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał |                            |                          |                             |

| 1079P Zestaw ginekologiczny          |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie ginekologiczne j.w.        | 1     | 195cm x 179cm     | 7                        | 2                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta                              | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |




| 1080 Obłożenie ginekologiczne z torebką 1072 |                            |                          |                             |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                            | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 195cm x 179cm                                | 12cm x 9cm                 | 14                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał           |                            |                          |                             |

| 1080P Zestaw ginekologiczny z torebką 1072 |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                      | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie ginekologiczne j.w.              | 1     | 195cm x 179cm     | 7                        | 2                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki       | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta                                    | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |



| 1031 Obłożenie do laparoskopii - pozycja na plecach |                            |                          |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                   | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 285cm x 182cm                                       | 27cm x 30cm                | 10                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał                  |                            |                          |                             |
| 4 organizatory przewodów (nr kat.1115)              |                            |                          |                             |



#### 1032 Obłożenie do laparoskopii - pozycja litotomijna

| Rozmiar całkowity                        | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 241cm x 228cm                            | 27cm x 30cm                | 8                        | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał       |                            |                          |                             |
| 4 organizatory przewodów (nr kat. 1115)  |                            |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm |                            |                          |                             |

#### 1032P Zestaw do laparoskopii - pozycja litotomijna

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Obłożenie do laparoskopii j.w.     | 1     | 241cm x 228cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                            | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |




#### 6665 Obłożenie brzuszno-kroczone z folią 3M™ Ioban™ 2

| Rozmiar całkowity                        | Rozmiar przylepny Ioban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 200cm x 270cm                            | 35cm x 46cm                | 10                       | 1                           |
| Absorpcyjna, wodoszczelna włóknina       |                            |                          |                             |
| Organizatory przewodów                   |                            |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm |                            |                          |                             |

#### 6665P001 Zestaw brzuszno-kroczone

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Obłożenie brzuszno-kroczone j.w.   | 1     | 200cm x 270cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                            | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serweta do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |





| 2065 Obłożenie brzuszno-kroczone         |                                      |                          |                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                        | Rozmiar przylepny 3M™ Steri-Drape 2™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 195cm x 271cm                            | 41cm x 45cm                          | 8                        | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał       |                                      |                          |                             |
| 4 organizatory przewodów                 |                                      |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm |                                      |                          |                             |

| 2065P Zestaw brzuszno-kroczone       |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie brzuszno-kroczone j.w.     | 1     | 195cm x 271cm     | 5                        | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta                              | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |

| 6697 Obłożenie do cięcia cesarskiego z 3M™ loban™ 2 i zbiornikiem |                           |                          |                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                                 | Rozmiar przylepny loban 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 254cm x 307cm                                                     | 30cm x 30cm               | 5                        | 1                           |
| Szerokość na wysokości ramion: 254cm                              |                           |                          |                             |
| 360° zbiornik na płyny                                            |                           |                          |                             |
| Włóknina wodoodporna                                              |                           |                          |                             |
| Organizatory przewodów                                            |                           |                          |                             |

| 6697P001 Zestaw do cięcia cesarskiego z 3M™ loban™ 2 i zbiornikiem |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie do cięcia cesarskiego j.w.                               | 1     | 254cm x 307cm     | 10                       | 1                           |
| Serweta do rąk                                                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Taśma przylepna                                                    | 1     | 10cm x 55cm       |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo                                             | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki                               | 1     | 100cm x 150cm     |                          |                             |



#### 7965 Obłożenie do cięcia cesarskiego z 3M™ Steri-Drape™ 2 i zbiornikiem


| Rozmiar całkowity                    | Rozmiar przylepny Steri-Drape™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 254cm x 307cm                        | 30cm x 30cm                      | 5                        | 1                           |
| Szerokość na wysokości ramion: 254cm |                                  |                          |                             |
| 360° zbiornik na płyny               |                                  |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał   |                                  |                          |                             |
| Organizatory przewodów               |                                  |                          |                             |

#### 7966 Obłożenie do cięcia cesarskiego ze zbiornikiem i otworem

| Rozmiar całkowity                    | Rozmiar folii z otworem | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 254cm x 307cm                        | 30cm x 30cm             | 5                        | 1                           |
| Szerokość na wysokości ramion: 254cm |                         |                          |                             |
| 360° zbiornik na płyny               |                         |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał   |                         |                          |                             |
| Organizatory przewodów               |                         |                          |                             |


#### 7965P Zestaw do cięcia cesarskiego z 3M™ Steri-Drape™ 2 i zbiornikiem

| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Obłożenie do cięcia cesarskiego j.w. | 1     | 254cm x 307cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stół instrumentariuszki   | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo                 | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Taśma przylepna                      | 1     | 10cm x 55cm       |                          |                             |




#### 7964 Serweta do cięcia cesarskiego - pozycja litotomijna


| Rozmiar całkowity                 | Rozmiar przylepny | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 254cm x 279cm                     |                   | 5                        | 2                           |
| Folia chirurgiczna 30 x 30cm      |                   |                          |                             |
| 360° zbiornik na płyny            |                   |                          |                             |
| Absorpcyjny wodoszczelny materiał |                   |                          |                             |
| 2 organizatory przewodów          |                   |                          |                             |




| 1082 Obłożenie do zabiegów brzusznych i kroczych |                          |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 235cm x 300cm                                    | 8                        | 2                           |
| Zintegrowane osłony na kończyny                  |                          |                             |
| Otwór na krocze i brzuch 14-23cm x 28cm          |                          |                             |
| Absorpcyjny wodoszczelny materiał                |                          |                             |




| 6658 Duży zbiornik 360° z folią 3M™ Ioban™ 2 |                            |                          |                             |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                            | Rozmiar przylepny Ioban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 74cm x 74cm                                  | 33cm x 43cm                | 5                        | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny                       |                            |                          |                             |




| 9023 Serweta z otworem na krocze                                                              |                |                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                                                             | Rozmiar otworu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 75cm x 170cm                                                                                  | 12cm x 5cm     | 25                       | 4                           |
| Serweta z wycięciem na kończyny i otworem w kształcie rombu wodoszczelna absorpcyjna włóknina |                |                          |                             |





| 9084 Serweta przylepna mała |                          |                                      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar całkowity           | Ilość pakietów w pudełku | Ilość pudełek w opakowaniu zbiorczym |
| 75cm x 75cm                 | 40                       | 4                                    |



| 9040 Rękawy na kończyny (para) |                          |                             |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity              | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 75cm x 114cm                   | 12                       | 4                           |





| 6657 Zbiornik 360° z folią 3M™ Ioban™ 2 |                            |                          |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                       | Rozmiar przylepny Ioban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm                             | 30cm x 30cm                | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny                  |                            |                          |                             |
| Organizatory przewodów                  |                            |                          |                             |




| 6659 XL zbiornik 360° z folią 3M™ Ioban™ 2 |                             |                          |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                          | Rozmiar przyklepny Ioban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 74cm x 87cm                                | 42cm x 52cm                 | 5                        | 4                           |
| 2 podłączenia ssaków                       |                             |                          |                             |

| 2057 Zbiornik 360°     |                                           |                          |                             |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Rozmiar przyklepny folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm            | 30cm x 30cm                               | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny |                                           |                          |                             |
| Organizatory przewodów |                                           |                          |                             |



| 2058 Zbiornik 360°     |                         |                          |                             |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Rozmiar folii z otworem | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm            | 30cm x 30cm             | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny |                         |                          |                             |
| Organizatory przewodów |                         |                          |                             |


| 1016 Torba do irygacji |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 60cm            | 10                       | 4                           |
| Taśma przyklepna       |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka    |                          |                             |




| 1072 Przyklepny otwór z kieszenią |                    |                         |                          |                             |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                 | Rozmiar przyklepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 23cm x 45cm                       | 23cm x 25cm        | 9cm x 11cm              | 10                       | 4                           |
| Rozmiar kieszeni: 15,5cm x 23cm   |                    |                         |                          |                             |

| 1115 Organizator przewodów |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 14cm x 4cm                 | 100                      | 4                           |


# 3M™ Urologia




| 9000 Zestaw podstawowy               |       |                   |                          |                            |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                          |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                            |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Serwety przylepne                    | 2     | 100cm x 75cm      |                          |                            |
| Serweta przylepna (M)                | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                            |
| Serweta przylepna (L)                | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                            |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |





| 9010 Zestaw podstawowy bez serwety Mayo |       |                   |                          |                            |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                   | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                     | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                          |
| Serwety do rąk                          | 4     | -                 |                          |                            |
| Serwety przylepne                       | 2     | 100cm x 85cm      |                          |                            |
| Serweta przylepna (M)                   | 1     | 183cm x 183cm     |                          |                            |
| Serweta przylepna (L)                   | 1     | 250cm x 150cm     |                          |                            |
| Serweta na stolik instrumentariuszki    | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |



| 9003 Zestaw do cystoskopii           |       |                   |                          |                            |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta                              | 1     | 75cm x 90cm       | 10                       | 2                          |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                            |
| Rękawy na kończyny                   | 1     | 75cm x 114cm      |                          |                            |
| Serweta z otworem                    | 1     | 75cm x 170cm      |                          |                            |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                            |




| 9005 Zestaw do TUR/cystoskopii       |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta do TUR/cystoskopii           | 1     | 152cm x 228cm     | 6                        | 2                           |
| Oslony na kończynę                   | 2     | 75cm x 114cm      |                          |                             |
| Serweta nieprzylepna                 | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Taśmy samoprzylepne                  | 1     | 10cm x 55cm       |                          |                             |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |



| 9020 Mały zestaw podstawowy          |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 20                       | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 4     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta nieprzylepna                 | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |


| 9050 Serweta z przylepnym otworem    |                          |                             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                    | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 228cm x 300cm                        | 10                       | 2                           |
| Rozmiar otworu owalnego: 12cm x 16cm |                          |                             |

| 9050P Zestaw z serwetą z przylepnym otworem |       |                   |                          |                             |
|---------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                       | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta z otworem przylepnym j.w.           | 1     | 228cm x 300cm     | 7                        | 2                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki        | 1     | 150cm x 200cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo                      | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Taśma samoprzylepna                         | 1     | 10cm x 55cm       |                          |                             |
| Serwety do rąk                              | 4     | -                 |                          |                             |



| 1081 TUR/obłożenie urologiczne                        |                                      |                          |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                     | Rozmiar przylepnego otworu brzuszego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 152cm x 164cm                                         | 6cm                                  | 14                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał                    |                                      |                          |                             |
| Elastyczny otwór                                      |                                      |                          |                             |
| Palec z neoprenu do badania per rectum                |                                      |                          |                             |
| Duży zbiornik na płyny z filtrem i podłączeniem ssaka |                                      |                          |                             |

| 1081P Zestaw TUR                     |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie TUR j.w.                   | 1     | 152cm x 164cm     | 7                        | 2                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |




| 6665 Obłożenie brzuszno-kroczone z folią 3M™ loban™ 2 |                            |                          |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                     | Rozmiar przylepny loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 200cm x 270cm                                         | 35cm x 46cm                | 10                       | 1                           |
| Absorpcyjna, wodoszczelna włóknina                    |                            |                          |                             |
| Organizatory przewodów                                |                            |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm              |                            |                          |                             |




| 2065 Obłożenie brzuszno-kroczone         |                                      |                          |                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                        | Rozmiar przylepny 3M™ Steri-Drape 2™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 195cm x 271cm                            | 41cm x 45cm                          | 8                        | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał       |                                      |                          |                             |
| 4 organizatory przewodów                 |                                      |                          |                             |
| Przylepny otwór na krocze: 12cm x 15,5cm |                                      |                          |                             |

| 6665P001 Zestaw brzuszno-kroczone    |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie brzuszno-kroczone j.w.     | 1     | 200cm x 270cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                              | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serweta do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |


| 2065P Zestaw brzuszno-kroczone       |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie brzuszno-kroczone j.w.     | 1     | 195cm x 271cm     | 5                        | 2                           |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                              | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serweta do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |




| 1031 Obłożenie do laparoskopii - pozycja na plecach |                            |                          |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                   | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 285cm x 182cm                                       | 27cm x 30cm                | 10                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał                  |                            |                          |                             |
| 4 organizatory przewodów (nr kat. 1115)             |                            |                          |                             |



| 1082 Obłożenie do zabiegów brzusznych i kroczone |                          |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 235cm x 300cm                                    | 8                        | 2                           |
| Zintegrowane osłony na kończyny                  |                          |                             |
| Otwór na krocze i brzuch 14-23cm x 28cm          |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał               |                          |                             |




| 9023 Serweta z otworem na krocze                                                              |                |                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                                                             | Rozmiar otworu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 75cm x 170cm                                                                                  | 12cm x 5cm     | 25                       | 4                           |
| Serweta z wycięciem na kończyny i otworem w kształcie rombu wodoszczelna absorpcyjna włóknina |                |                          |                             |



| 1071 Serweta urologiczna                                   |                |                          |                             |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                          | Rozmiar otworu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 60cm x 90cm                                                | 5cm            | 10                       | 4                           |
| Palec z neoprenu z częścią przylepną do badania per rectum |                |                          |                             |
| Część przylepna                                            |                |                          |                             |



| 1072 Przylepny otwór z kieszenią |                   |                         |                          |                             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 23cm x 45cm                      | 23cm x 25cm       | 11cm x 9cm              | 10                       | 4                           |
| Rozmiar kieszeni: 15,5cm x 23cm  |                   |                         |                          |                             |





| 1016 Torba do irygacji |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 60cm            | 10                       | 4                           |
| Taśma przylepna        |                          |                             |
| 1 Podłączenie ssaka    |                          |                             |




| 1115 Organizator przewodów |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 14cm x 4cm                 | 100                      | 4                           |


# 3M™ Okulistyka



| 1055 Duża serweta okulistyczna z folią i kieszeniami |                                |                          |                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                    | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 158cm x 274cm                                        | 12cm x 9cm                     | 14                       | 2                           |
| 2 kieszenie na płyny                                 |                                |                          |                             |
| Usztywnienie nad twarz                               |                                |                          |                             |
| Wodoodporna włóknina                                 |                                |                          |                             |





| 1065 Duża serweta okulistyczna z otworem i kieszeniami |                   |                         |                          |                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                      | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 155cm x 275cm                                          | 12cm x 9cm        | 6cm x 3cm               | 14                       | 2                           |
| 2 kieszenie na płyny                                   |                   |                         |                          |                             |
| Usztywnienie nad twarz                                 |                   |                         |                          |                             |
| Wodoodporna włóknina                                   |                   |                         |                          |                             |



| 1062 Serweta okulistyczna z folią i kieszenią |                                |                          |                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                             | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 137cm x 137cm                                 | 8cm x 10cm                     | 30                       | 2                           |
| Kieszeń na płyny                              |                                |                          |                             |
| Wodoodporna włóknina                          |                                |                          |                             |

| 1062P001 Zestaw okulistyczny       |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta okulistyczna j.w.          | 1     | 137cm x 137cm     | 18                       | 1                           |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 100cm x 150cm     |                          |                             |
| Ochroniacz na twarz                | 1     | 30cm              |                          |                             |





#### 1064 Serweta okulistyczna z otworem i kieszeniami

| Rozmiar całkowity    | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 158cm x 182cm        | 12cm x 9cm        | 6cm x 3cm               | 20                       | 2                           |
| 2 kieszenie na płyty |                   |                         |                          |                             |
| Wodoodporna włóknina |                   |                         |                          |                             |

#### 9020 Mały zestaw podstawowy

| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                | 1     | 10cm x 55cm       | 20                       | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 4     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta nieprzylepna               | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |





#### 1020 Mała serweta z przylepnym otworem

| Rozmiar całkowity   | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 40cm x 40cm         | 9,9cm x 12,5cm    | 6,3cm                   | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia |                   |                         |                          |                             |

#### 1022 Serweta do refrakcji

| Rozmiar całkowity   | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 40cm x 27,5cm       | 7,2cm x 7,2cm     | 4,4cm x 4cm             | 20                       | 1                           |
| Przezroczysta folia |                   |                         |                          |                             |




#### 1030 Średnia serweta z przylepnym otworem


| Rozmiar całkowity   | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 80cm x 130cm        | 10cm x 12,5cm     | 5,1cm x 7,4cm           | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia |                   |                         |                          |                             |

#### 1033 Średnia serweta z szerokim przylepnym otworem


| Rozmiar całkowity   | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 80cm x 130cm        | 23cm x 11,5cm     | 17cm x 6cm              | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia |                   |                         |                          |                             |




| 1024 Mała serweta z szerokim przylepnym otworem |                   |                         |                          |                             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                               | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 39cm x 46cm                                     | 12,5cm x 10cm     | 3,5cm x 6,3cm           | 10                       | 4                           |
| 2 części przylepne                              |                   |                         |                          |                             |
| Torebka na płyny                                |                   |                         |                          |                             |




| 9027 Serweta z możliwością regulacji otworu |                             |                          |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                           | Otwór regulowany o średnicy | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 75cm                                 | 0-25cm                      | 40                       | 4                           |




| 1060 Średnia serweta z folią |                                |                          |                             |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity            | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 130cm x 130cm                | 10cm x 12,5cm                  | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia          |                                |                          |                             |



| 1061 Średnia serweta z folią i zbiornikiem |                                |                          |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                          | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 130cm x 130cm                              | 10cm x 12cm                    | 10                       | 4                           |
| Torebka na płyny                           |                                |                          |                             |
| Przezroczysta folia                        |                                |                          |                             |



| 1021 Mała serweta z folią |                                |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity         | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 40cm x 40cm               | 10cm x 12,5cm                  | 10                       | 4                           |





| 1023 Mała serweta z folią i torebką |                                |                          |                             |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                   | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 40cm x 49cm                         | 12,5cm x 10cm                  | 10                       | 4                           |
| 2 części przylepne                  |                                |                          |                             |
| Torebka na płyny                    |                                |                          |                             |



| 1115 Organizator przewodów |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 14cm x 4cm                 | 100                      | 4                           |




# 3M™ Chirurgia głowy, szyi i neurochirurgia




| 9007 Zestaw laryngologiczny        |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                              | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśmy przylepne                    | 2     | 10cm x 55cm       | 8                        | 2                           |
| Serwety do rąk                     | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta                            | 1     | 75cm x 90cm       |                          |                             |
| Serweta z przylepnym wycięciem "U" | 1     | 150cm x 250cm     |                          |                             |
| Serweta przylepna                  | 1     | 100cm x 75cm      |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |

| 9008 Zestaw do zabiegów na głowie i szyi |       |                   |                          |                             |
|------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                                    | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Taśmy przylepne                          | 2     | 10cm x 55cm       | 8                        | 2                           |
| Serwety do rąk                           | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stół Mayo                     | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta na głowę                         | 1     | 114cm x 90cm      |                          |                             |
| Serweta z przylepnym wycięciem "U"       | 1     | 150cm x 250cm     |                          |                             |
| Serweta na stół instrumentariuszki       | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




| 9070 Serweta na głowę pacjenta |       |                   |                          |                             |
|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa                          | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta na głowę               | 1     | 114cm x 90cm      | 22                       | 4                           |






| 6687 Obłożenie do kraniotomii                           |                        |                          |                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                       | Rozmiar folii loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 231cm x 406cm                                           | 24cm x 37cm            | 10                       | 1                           |
| Zbiornik na płyny z wycięciem "U" z podłączeniem ssaków |                        |                          |                             |
| Wolna część do mocowania skalpu                         |                        |                          |                             |
| Wodoszczelny absorpcyjny materiał                       |                        |                          |                             |


| 9087P Zestaw do kraniotomii          |       |                   |                          |                            |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Obłożenie do kraniotomii j.w.        | 1     | 231cm x 406cm     | 7                        | 1                          |
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       |                          |                            |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 150cm x 200cm     |                          |                            |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Małe serwety                         | 3     | 45cm x 30cm       |                          |                            |




| 9085P Mały zestaw bez serwety Mayo   |       |                   |                          |                            |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Serweta przylepna                    | 4     | 100cm x 85cm      | 11                       | 2                          |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |




| 9020 Mały zestaw podstawowy          |       |                   |                          |                            |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il.pudełek w op. zbiorczym |
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 20                       | 2                          |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                            |
| Serweta na stolik Mayo               | 4     | 80cm x 145cm      |                          |                            |
| Serweta nieprzylepna                 | 1     | 114cm x 150cm     |                          |                            |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                            |




| 9051 Serweta do zabiegów na tarczycy |                            |                          |                             |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                    | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 183cm x 315cm                        | 12cm x 12cm                | 15                       | 2                           |
| Absorbujący, wodoszczelny materiał   |                            |                          |                             |




| 9047 Serweta neurochirurgiczna „U” ze zbiornikiem |                              |                          |                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                 | Rozmiar przylepnego wycięcia | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 183cm x 152cm                                     | 16cm x 40cm                  | 15                       | 2                           |
| Zbiornik na płyny z przylepnym wycięciem „U”      |                              |                          |                             |
| 2 podłączenia ssaka                               |                              |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał                |                              |                          |                             |



| 9048 Serweta „U”                   |                            |                          |                             |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 228cm x 260cm                      | 20cm x 40cm                | 15                       | 2                           |
| Absorbcyjny, wodoszczelny materiał |                            |                          |                             |



**9047 i 9048**  
(serweta z wycięciem „U”)  
zastosowane razem tworzą  
obłożenie neurochirurgiczne.





| 1016 Torba do irygacji |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 60cm            | 10                       | 4                           |
| Taśma przylepna        |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka    |                          |                             |





| 1115 Organizator przewodów |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 14cm x 4cm                 | 100                      | 4                           |

# 3M™ Obłożenia włókninowe, foliowe i akcesoria




| Serwety z przylepnym wycięciem „U” |               |                          |                             |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  |               | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| rozmiar wycięcia „U” 7cm x 70cm    |               |                          |                             |
| 9043                               | 150cm x 183cm | 30                       | 2                           |
| 9044                               | 150cm x 250cm | 25                       | 2                           |
| rozmiar wycięcia „U” 20cm x 100cm  |               |                          |                             |
| 9045                               | 228cm x 260cm | 15                       | 2                           |

| 9046 Serweta z podwójnym „U”       |                    |                          |                             |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Przylepne wycięcia | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 182cm x 200cm                      | 15cm x 50cm        | 15                       | 2                           |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał |                    |                          |                             |




| 9047 Serweta neurochirurgiczna „U” ze zbiornikiem |                              |                          |                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                 | Rozmiar przylepnego wycięcia | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 183cm x 152cm                                     | 16cm x 40cm                  | 15                       | 1                           |
| Zbiornik na płyny z przylepnym wycięciem "U"      |                              |                          |                             |
| 2 podłączenia ssaka                               |                              |                          |                             |
| Absorpcyjny, wodoszczelny materiał                |                              |                          |                             |

| 1015 Serweta z wycięciem „U” |                      |                          |                             |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity            | Rozmiar wycięcia „U” | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 120cm x 130cm                | 16,5cm x 49cm        | 10                       | 4                           |
| Przylepne wycięcie „U”       |                      |                          |                             |
| Przezroczysta folia          |                      |                          |                             |




#### 1019 Długa serweta z wycięciem "U"

| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 120cm x 180cm          | 10                       | 4                           |
| Przylepne wycięcie "U" |                          |                             |
| Część przylepna        |                          |                             |
| Przezroczysta folia    |                          |                             |




#### 9050 Serweta z przylepnym otworem

| Rozmiar całkowity                      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 228cm x 300cm                          | 10                       | 2                           |
| Rozmiar wycięcia owalnego: 12cm x 16cm |                          |                             |





#### 9050P Zestaw z serwetą z przylepnym otworem

| Nazwa                                | Ilość | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Taśma samoprzylepna                  | 1     | 10cm x 55cm       | 7                        | 2                           |
| Serwety do rąk                       | 4     | -                 |                          |                             |
| Serweta na stolik Mayo               | 1     | 80cm x 145cm      |                          |                             |
| Serweta z otworem przylepnym j.w.    | 1     | 228cm x 300cm     |                          |                             |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1     | 200cm x 150cm     |                          |                             |




#### 9062 Obłożenie do laparotomii (poprzeczne)

| Rozmiar całkowity                  | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 254cm x 285cm                      | 30cm x 10cm                | 12                       | 2                           |
| Absorbcyjny, wodoszczelny materiał |                            |                          |                             |





| 9063 Obłożenie do laparotomii      |                            |                          |                             |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 254cm x 285cm                      | 10cm x 30cm                | 10                       | 2                           |
| Absorbcyjny, wodoszczelny materiał |                            |                          |                             |

| 9026 Serweta z otworem |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 55cm x 55cm            | 100                      | 4                           |




| 1092 Serweta do mniejszych zabiegów |                            |                          |                             |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                   | Rozmiar otworu przylepnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 57cm x 66cm                         | 6,3cm                      | 25                       | 4                           |

| 9029 Serweta z otworem przylepnym |                          |                             |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 75cm x 75cm                       | 40                       | 4                           |




| Serwety z przylepnym otworem         |                          |                             |   |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Rozmiar całkowity                    | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |   |
| z otworem umieszczonym centralnie    |                          |                             |   |
| <b>9028</b>                          | 75cm x 75cm              | 40                          | 4 |
| <b>9030</b>                          | 120cm x 150cm            | 20                          | 4 |
| z otworem umieszczonym niecentralnie |                          |                             |   |
| <b>9031</b>                          | 150cm x 183cm            | 25                          | 4 |


| 9027 Serweta z możliwością regulacji otworu |                             |                          |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                           | Otwór regulowany o średnicy | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 75cm                                 | 0-25cm                      | 40                       | 4                           |




| Serwety przylepne małe |              |                          |                             |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      |              | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 9084                   | 75cm x 75cm  | 40                       | 4                           |
| 9085                   | 100cm x 85cm | 30                       | 4                           |
| 9086                   | 100cm x 75cm | 40                       | 4                           |




| Serwety przylepne duże |               |                          |                             |
|------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      |               | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 9087                   | 183cm x 183cm | 25                       | 2                           |
| 9088                   | 250cm x 150cm | 25                       | 2                           |
| 9090                   | 300cm x 228cm | 12                       | 2                           |




| Serwety nieprzylepne/Serwety na stoliki instrumentariuszki |               |                          |                             |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                          |               | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 9067                                                       | 37cm x 45cm   | 150                      | 4                           |
| 9069E                                                      | 75cm x 90cm   | 30                       | 4                           |
| 9072E                                                      | 100cm x 150cm | 20                       | 4                           |
| 9075E                                                      | 150cm x 170cm | 15                       | 2                           |
| 9077E                                                      | 200cm x 150cm | 15                       | 2                           |
| 9079                                                       | 200cm x 228cm | 20                       | 2                           |



| 9095E Serweta o zwiększonej absorpcyjności |  |                          |                             |
|--------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                          |  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 70cm x 50cm                                |  | 30                       | 4                           |




| 9035E Serweta na stolik Mayo |  |                          |                             |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity            |  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 80cm x 145cm                 |  | 40                       | 2                           |



| 9040 Rękawy na kończyny (para) |                          |                             |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity              | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 75cm x 114cm                   | 12                       | 4                           |




| Rękaw na kończynę |                   |                          |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                   | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 9041              | 35cm x 60cm       | 50                       | 4                           |
| 9042              | 35cm x 100cm      | 35                       | 4                           |




| 9096 Rękaw na ramię   |                          |                             |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity     | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 54cm                  | 100                      | 4                           |
| Wodoszczelny materiał |                          |                             |





| Pończocha na kończynę |                   |                          |                             |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                       | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 9109                  | 23cm x 71cm       | 20                       | 1                           |
| 9110                  | 30cm x 122cm      | 20                       | 1                           |



| 1000 Mała serweta   |                            |                          |                             |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity   | Szerokość przylepnej taśmy | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 45cm x 30cm         | 3cm                        | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia |                            |                          |                             |





| 1010 Duża serweta   |                            |                          |                             |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity   | Szerokość przylepnej taśmy | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 45cm x 60cm         | 3cm                        | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia |                            |                          |                             |





| 1020 Mała serweta z przylepnym otworem |                            |                          |                             |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                      | Szerokość przylepnej taśmy | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 40cm x 40cm                            | 9,9cm x 12,5cm             | 10                       | 4                           |
| Okrągły otwór przylepny: 6,3cm         |                            |                          |                             |
| Przezroczysta folia                    |                            |                          |                             |

| 1030 Średnia serweta z przylepnym otworem |                            |                         |                          |                             |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                         | Szerokość przylepnej taśmy | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 80cm x 130cm                              | 10cm x 12,5cm              | 5,1cm x 7,4cm           | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia                       |                            |                         |                          |                             |





| 1033 Średnia serweta z szerokim przylepnym otworem |                            |                         |                          |                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                                  | Szerokość przylepnej taśmy | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 80cm x 130cm                                       | 23cm x 11,5cm              | 17cm x 6cm              | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia                                |                            |                         |                          |                             |

| 1021 Mała serweta z folią |                                |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity         | Rozmiar folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 40cm x 40cm               | 9,9cm x 12,5cm                 | 10                       | 4                           |
| Przezroczysta folia       |                                |                          |                             |





| 1060 Średnia serweta z folią |                            |                          |                             |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity            | Szerokość przylepnej taśmy | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 130cm x 130cm                | 10cm x 12,5cm              | 10                       | 4                           |

| Serweta do ochrony brzegów rany |             |               |                          |                             |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity               |             | Rozmiar ringu | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 1073                            | 90cm x 90cm | 12cm          | 10                       | 4                           |
| 1074                            | 90cm x 90cm | 17cm          | 10                       | 4                           |
| 1075                            | 90cm x 90cm | 22cm          | 10                       | 4                           |
| 1076                            | 90cm x 90cm | 27cm          | 10                       | 4                           |
| 1077                            | 90cm x 90cm | 9,5cm         | 10                       | 4                           |
| 4 części przylepne              |             |               |                          |                             |
| 1 elastyczny ring               |             |               |                          |                             |
| Przezroczysta folia             |             |               |                          |                             |




| 1003 Torba izolująca                    |                          |                             |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                       | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 50cm                             | 10                       | 4                           |
| Zamknięcie poprzez zaciągnięcie tasemek |                          |                             |
| Przezroczysta folia                     |                          |                             |

| 9097 Kieszonka na narzędzia |                          |                             |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity           | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 33cm x 38cm                 | 100                      | 2                           |



| 1018 Kieszon na narzędzia |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity         | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 18cm x 30cm               | 10                       | 4                           |
| 2 części przylepne        |                          |                             |
| 2 przedziały w kieszeni   |                          |                             |


| 1018L Kieszon na narzędzia - długa |                          |                             |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 24,5cm x 47cm                      | 10                       | 4                           |
| 2 części przylepne                 |                          |                             |
| 3 przedziały w kieszeni            |                          |                             |




| 9099 Taśma samoprzylepna |                    |                             |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity        | Il.sztuk w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 10cm x 55cm              | 250                | 2                           |

| 1115 Organizator przewodów |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 14cm x 4cm                 | 100                      | 4                           |


# 3M™ Zbiorniki przechwytyjące płyny




| 6657 Zbiornik z folią 3M™ loban™ 2 |                        |                          |                             |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Rozmiar folii loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm                        | 30cm x 30cm            | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny             |                        |                          |                             |
| Organizatory przewodów             |                        |                          |                             |




| 6658 Zbiornik 360° z folią 3M™ loban™ 2 |                        |                          |                             |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                       | Rozmiar folii loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 74cm x 74cm                             | 33cm x 43cm            | 5                        | 4                           |
| Zbiornik na płyny                       |                        |                          |                             |




| 6659 XL zbiornik 360° z folią 3M™ loban™ 2 |                        |                          |                             |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                          | Rozmiar folii loban™ 2 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 74cm x 87cm                                | 42cm x 52cm            | 5                        | 4                           |
| 2 podłączenia ssaka                        |                        |                          |                             |




| 2057 Zbiornik 360°     |                                           |                          |                             |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Rozmiar przyklepny folii 3M™ Steri-Drape™ | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm            | 30cm x 30cm                               | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny |                                           |                          |                             |
| Organizatory przewodów |                                           |                          |                             |




| 2058 Zbiornik 360°     |                         |                          |                             |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Rozmiar folii z otworem | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm            | 30cm x 30cm             | 10                       | 4                           |
| 360° zbiornik na płyny |                         |                          |                             |
| Organizatory przewodów |                         |                          |                             |




| 1027 Torba do irygacji |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 45cm x 30cm            | 10                       | 4                           |
| Część przylepna        |                          |                             |




| 1067 Torba na płyny w kształcie "U" |                          |                             |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                   | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 87cm x 74cm                         | 5                        | 4                           |
| Przylepne wycięcie "U"              |                          |                             |
| 2 podłączenia ssaka                 |                          |                             |




| 1072 Przylepny otwór z kieszenią |                   |                         |                          |                             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                | Rozmiar przylepny | Rozmiar otworu owalnego | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 23cm x 45cm                      | 23cm x 25cm       | 11cm x 9cm              | 10                       | 4                           |
| Rozmiar kieszeni: 15,5cm x 23cm  |                   |                         |                          |                             |



| 1016 Torba do irygacji |                          |                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 50cm x 60cm            | 10                       | 4                           |
| Taśma przylepna        |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka    |                          |                             |





| 1007 Torba na płyny do artroskopii |                          |                             |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                  | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 115cm x 58cm                       | 10                       | 4                           |
| Część przylepna                    |                          |                             |
| 1 podłączenie ssaka                |                          |                             |





| 1084 Serweta pod pośladki z torbą |                          |                             |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                 | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 86cm x 108cm                      | 30                       | 4                           |
| Długość pod pośladki: 25,4cm      |                          |                             |
| Torba na płyny                    |                          |                             |

# 3M™ Serwety na sprzęt





| 1100E Serweta – przewód kamery lasera |                          |                             |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                     | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 250cm x 13cm                          | 50                       | 1                           |
| Półprzezroczysty materiał             |                          |                             |

| Serweta na kasetę rtg |                   |                          |                             |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                       | Rozmiar całkowity | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| <b>1008</b>           | 36cm x 49cm       | 25                       | 1                           |
| <b>1009</b>           | 56cm x 59cm       | 25                       | 1                           |
| <b>1011</b>           | 57,5cm x 62,5cm   | 25                       | 2                           |
| Przylepne zamknięcie  |                   |                          |                             |



| 1012 Serweta pod fluroskop |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity          | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 90cm x 110cm               | 10                       | 4                           |
| 2 długie części przylepne  |                          |                             |
| 2 małe części przylepne    |                          |                             |

| 1013 Serweta pod wzmacniacz obrazu rtg |                          |                             |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                      | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 165cm x 106cm                          | 10                       | 4                           |
| 4 części przylepne                     |                          |                             |




| 1101 Serweta na aparat rtg           |                          |                             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity                    | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 266cm x 152cm                        | 10                       | 2                           |
| Części przylepne, zamknięcia rzepowe |                          |                             |

| Torby ze ściągaczem   |       |                          |                             |
|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| Rozmiar całkowity     |       | Ilość pakietów w pudełku | Il. pudełek w op. zbiorczym |
| 1096                  | 50cm  | 25                       | 1                           |
| 1097                  | 59cm  | 25                       | 1                           |
| 1098                  | 91cm  | 25                       | 1                           |
| 1099                  | 127cm | 25                       | 1                           |
| Elastyczne zamknięcie |       |                          |                             |



# 3M™ Fartuchy chirurgiczne standardowe i wzmocnione z włókniny bawełnopodobnej



**Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku  
z włókniny bawełnopodobnej**

| Nr katalogowy | Rozmiar | Ilość sztuk<br>w pudełku |
|---------------|---------|--------------------------|
| <b>7595C</b>  | M       | 18                       |
| <b>7596C</b>  | L       | 18                       |
| <b>7597C</b>  | XL      | 16                       |
| <b>7598C</b>  | XXL     | 16                       |

**Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku  
z włókniny bawełnopodobnej**

| Nr katalogowy | Rozmiar | Ilość sztuk<br>w pudełku |
|---------------|---------|--------------------------|
| <b>7591C</b>  | M       | 22                       |
| <b>7592C</b>  | L       | 20                       |
| <b>7593C</b>  | XL      | 18                       |
| <b>7594C</b>  | XXL     | 18                       |

## Fartuchy chirurgiczne jednokrotnego użytku – z włókniny bawełnopodobnej SPUNLACED

Fartuchy są wykonane z niebieskiej przepuszczalnej dla pary wodnej włókniny typu Sontara o gramaturze 68 gram/m<sup>2</sup>. Włóknina ta składa się w 55% z włókien celulozy i w 45% z włókien poliesteru.

Włóknina posiada dodatek fluoro-związków, które zapewniają odporność na działanie alkoholu a zarazem wszystkich innych płynów. Fartuchy są mało pylące.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa personelu wszystkie szwy fartuchów wykonane są metodą podwójnego szycia. Fartuchy posiadają długie mankiety wykonane z miękkiej oddychającej i absorpcyjnej dzianiny, co zapewnia wysoki komfort personelu. Troki fartucha są połączone kartonikiem, co pozwala na aseptyczne założenie fartucha i zapewnia sterylność tyłu fartucha.

Fartuchy są niepalne, topią się w kontakcie z ogniem (I klasa palności wg 16CFR.1610.4).

Fartuchy są pakowane w opakowania papierowo-foliowe. Dodatkowo są opakowane w papier ochronny, co umożliwia aseptyczne założenie fartucha na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania znajdują się serwetki do osuszenia rąk i przedramion po myciu chirurgicznym.

Fartuchy spełniają wymagania EN 13795 dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (wzmocnienie) i obszarach mniej krytycznych (części nie wzmocnione).



# 3M™ Fartuchy chirurgiczne standardowe i wzmocnione z włókniny SMMS



| Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny SMMS |         |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Nr katalogowy                                                        | Rozmiar | Ilość sztuk w pudełku |
| 7695C                                                                | M       | 22                    |
| 7696C                                                                | L       | 20                    |
| 7697C                                                                | XL      | 18                    |
| 7698C                                                                | XXL     | 16                    |

| Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny SMMS |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Nr katalogowy                                                         | Rozmiar | Ilość sztuk w pudełku |
| 7691C                                                                 | M       | 28                    |
| 7692C                                                                 | L       | 26                    |
| 7693C                                                                 | XL      | 24                    |
| 7694C                                                                 | XXL     | 22                    |

## Fartuchy chirurgiczne jednokrotnego użytku – z włókniny SMMS

Fartuchy są wykonane z niebieskiej przepuszczalnej dla pary wodnej włókniny polipropylenowej SMMS (Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) o gramaturze 35 gram /m<sup>2</sup>. Włóknina posiada dodatek fluoro-związków, które zapewniają odporność na działanie alkoholi. Dzięki wykonaniu z polipropylenu fartuchy są niepyłące i nie zwiększają ilości nośników mikroorganizmów podczas stosowania na sali operacyjnej.

„Szwyy” fartucha na rękawach są wykonane metodą ultradźwiękową, co zwiększa barierowość fartucha i w większym stopniu zabezpiecza personel przed kontaktem z zakaźnymi płynami i krwią.

Fartuchy posiadają długie mankiety wykonane z miękkiej oddychającej i absorpcyjnej dzianiny, co zapewnia wysoki komfort personelu. Troki fartucha są złączone kartonikiem, co pozwala na aseptyczne założenie fartucha i zapewnia sterylność tyłu fartucha.

Fartuchy wzmocnione posiadają wzmocnienie z wodoszczelnej folii z przodu fartucha oraz w rękawach, dzięki czemu eliminują ryzyko przemakania nawet podczas najbardziej mokrych zabiegów.

Fartuchy są niepalne, topią się w kontakcie z ogniem (I klasa palności wg 16CFR.1610.4).

Fartuchy są pakowane w opakowania papierowo-foliowe. Dodatkowo są opakowane w papier ochronny, co umożliwia aseptyczne założenie fartucha na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania znajdują się serwetki do osuszenia rąk i przedramion po myciu chirurgicznym.

Fartuchy spełniają wymogi EN 13795 dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (wzmocnienie) i obszarach mniej krytycznych (części nie wzmocnione).

## Objaśnienie



### Włóknina absorpcyjna wodoszczelna

Mocna, wytrzymała, dwuwarstwowa włóknina z włókien syntetycznych (polietylen/polipropylen), niepyląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, I klasa palności.



### Włóknina wodoodporna

Paroprzepuszczalna, oddychająca włóknina wodoodporna.



### Przezroczysta folia

Mocna a zarazem miękka folia z polietylenu, zapewniająca barierę dla mikroorganizmów.



### Niebieska folia

Mocna a zarazem miękka folia z polietylenu, zapewniająca barierę dla mikroorganizmów.



### Obszar o podwyższonej absorpcyjności

Wysoce absorpcyjna laminowana włóknina, zapewniająca barierę dla mikroorganizmów.



### 3M Ioban 2 Bakteriobójcza folia chirurgiczna

Folia chirurgiczna uwalniająca wolny jod o działaniu bakteriobójczym, zapobiegająca migracji i rekolonizacji bakteryjnej.



### 3M Steri-Drape Folia chirurgiczna

Hipoalergiczna folia chirurgiczna o wysokiej przylepności, zapobiegająca migracji bakteryjnej.



### Folia elastomeryczna

Rozciągliwa folia zapewniająca ściste przyleganie, bez nadmiernego ucisku.



### Powierzchnia przylepna

Hipoalergiczny, wodoodporny, akrylowy klej, umożliwiający repozycję i rozklejenie serwet.

## Obłożenia chirurgiczne

### Lider w rozwoju technologii medycznych, środków adhezyjnych i materiałów barierowych

3M spełnia wymagania chirurgów na całym świecie w dziedzinie obłożeń pola operacyjnego. 3M wykorzystuje innowacyjne technologie w celu stworzenia obłożeń chirurgicznych najwyższej jakości, którym może zaufać każdy członek zespołu operacyjnego.

### Oszczędność

Oferta 3M składa się zarówno ze specjalistycznych zestawów operacyjnych, jak i pojedynczych serwet, z których każdy użytkownik może skompletować zestaw szczególnie mu odpowiadający. Stosowanie obłożeń 3M zapewnia efektywne pod względem kosztów rozwiązania problemów, związanych z obłożeniem pola operacyjnego.

### Wsparcie dla Klientów

3M zapewnia wysokiej jakości serwis oraz wsparcie w kwestiach merytorycznych i praktycznych, związanych z aseptyką na sali operacyjnej, tysiącom klientów każdego dnia. Pragniemy wspierać klientów w spełnianiu wymogów nowych standardów, związanych z szybko zmieniającymi się wymogami dzisiejszych zabiegów chirurgicznych.

## Rola obłożeń chirurgicznych

Obłożenia chirurgiczne są stosowane w celu stworzenia i utrzymania sterylnego otoczenia pola operacyjnego podczas zabiegu operacyjnego.

Sterylnie otoczenie pola operacyjnego jest zapewniane przez użycie sterylnych obłożeń o właściwościach bariery mikrobiologicznej. Tylko obłożenia, które są wodoszczelne (laminowane monolityczną folią) zapewniają barierę dla mikroorganizmów i płynów, a zarazem zapewniają sukces przeprowadzanego przy ich użyciu zabiegu operacyjnego.

### Wymogi formalne

Obłożenia i fartuchy chirurgiczne są wyrobami medycznymi w rozumieniu Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC i z tego powodu powinny spełniać wymogi zharmonizowanego standardu europejskiego EN 13795 – „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy i zestawy czystego powietrza stosowane jako wyroby medyczne, dla pacjentów, personelu klinicznego i sprzętu”. Standard ten składa się z trzech części:

**EN 13795-1: 2003** - Wymogi ogólne dla producentów, procesorów i produktów

**EN 13795-2: 2005** - Metody testowe

**EN 13795-3: 2006** - Wymogi działania.

# Obłożenia chirurgiczne i ich rola



## Szczegółowy spis treści

| Folie chirurgiczne      | strona |                         | strona |                                        | strona |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| 1035 Folia chirurgiczna | 8      | 2035 Folia chirurgiczna | 9      | 6635 Bakteriobójcza folia chirurgiczna | 7      |
| 1037 Folia chirurgiczna | 8      | 2037 Folia chirurgiczna | 9      | 6640 Bakteriobójcza folia chirurgiczna | 7      |
| 1040 Folia chirurgiczna | 8      | 2040 Folia chirurgiczna | 9      | 6648 Bakteriobójcza folia chirurgiczna | 7      |
| 1050 Folia chirurgiczna | 8      | 2045 Folia chirurgiczna | 9      | 6650 Bakteriobójcza folia chirurgiczna | 7      |
| 1051 Folia chirurgiczna | 8      | 2050 Folia chirurgiczna | 9      | 6651 Bakteriobójcza folia chirurgiczna | 7      |
|                         |        | 2051 Folia chirurgiczna | 9      |                                        |        |

| Obłożenia                                              | strona                 | strona                                                                                         | strona                         |                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1000 Mała serweta                                      | 52                     | 1098 Torba ze ściągaczem                                                                       | 59                             | 9023 Serweta z otworem na krocze                                 | 36,41      |
| 1003 Torba izolująca                                   | 15, 54                 | 1099 Torba ze ściągaczem                                                                       | 59                             | 9026 Serweta z otworem                                           | 50         |
| 1007 Torba na płyny do artroskopii                     | 27, 57                 | 1100E Serweta – przewód kamery lasera                                                          | 58                             | 9027 Serweta z możliwością regulacji otworu                      | 15, 44, 50 |
| 1008 Serweta na kasętę rtg                             | 58                     | 1101 Serweta na aparat rtg                                                                     | 59                             | 9028 Serweta z przylepnym otworem                                | 50         |
| 1009 Serweta na kasętę rtg                             | 58                     | 1115 Organizator przewodów                                                                     | 17, 27, 30, 37, 41, 44, 47, 55 | 9029 Serweta z otworem przylepnym                                | 50         |
| 1010 Duża serweta                                      | 52                     | 1191 Serweta do angiografii udowej                                                             | 30                             | 9030 Serweta z przylepnym otworem                                | 50         |
| 1011 Serweta na kasętę rtg                             | 58                     | 1194 Obłożenie do artroskopii kolana                                                           | 25                             | 9031 Serweta z przylepnym otworem                                | 50         |
| 1012 Serweta pod fluorskop                             | 58                     | 1194P Zestaw do artroskopii kolana                                                             | 25                             | 9035E Serweta na stolik Mayo                                     | 51         |
| 1013 Serweta pod wzmacniacz obrazu rtg                 | 58                     | 2057 Zbiornik 360°                                                                             | 16, 37, 56                     | 9040 Rękawy na kończyny (para)                                   | 36,52      |
| 1014 Serweta izolująca pacjenta                        | 25                     | 2058 Zbiornik 360°                                                                             | 16, 37,57                      | 9041 Rękaw na kończynę                                           | 27,52      |
| 1015 Serweta z wycięciem "U"                           | 24,48                  | 2065 Obłożenie brzuszno-kroczone                                                               | 13, 34, 40,                    | 9042 Rękaw na kończynę                                           | 27,52      |
| 1016 Torba do irygacji                                 | 16, 27, 37, 41, 47, 57 | 2065P Zestaw brzuszno-kroczyowy                                                                | 13, 34, 40                     | 9043 Serweta z przylepnym wycięciem "U"                          | 24,48      |
| 1017 Serweta izolująca pacjenta z folią i zbiornikiem  | 26                     | 6617 Serweta izolująca pacjenta z folią 3M™ Ioban™ 2 i zbiornikiem                             | 26                             | 9044 Serweta z przylepnym wycięciem "U"                          | 24,48      |
| 1017P001 Zestaw do izolacji pacjenta                   | 26                     | 6617P001 Zestaw do izolacji pacjenta z folią 3M™ Ioban™ 2 i zbiornikiem                        | 26                             | 9045 Serweta z przylepnym wycięciem "U"                          | 24,48      |
| 1018 Kieszeń na narzędzia                              | 17, 55                 | 6619 Duża serweta do izolacji pacjenta z folią 3M™ Ioban™ 2 i zbiornikiem                      | 26                             | 9046 Serweta z podwójnym "U"                                     | 24, 29, 48 |
| 1018L Kieszeń na narzędzia – długa                     | 17,55                  | 6657 Zbiornik z folią 3M™ Ioban™ 2                                                             | 16, 36, 56                     | 9047 i 9048                                                      | 47         |
| 1019 Długa serweta z wycięciem "U"                     | 24, 49                 | 6658 Duży zbiornik 360° z folią 3M™ Ioban™ 2                                                   | 17,36, 56                      | 9047 Serweta neurochirurgiczna "U" ze zbiornikiem                | 47,48      |
| 1020 Mała serweta z przylepnym otworem                 | 43,53                  | 6659 XL zbiornik 360° z folią 3M™ Ioban™ 2                                                     | 17,37, 56                      | 9048 Serweta "U"                                                 | 47         |
| 1021 Mała serweta z folią                              | 44,53                  | 6665 Obłożenie brzuszno-kroczone z folią 3M™ Ioban™ 2                                          | 13, 33, 40                     | 9050 Serweta z przylepnym otworem                                | 14, 39, 49 |
| 1022 Serweta do refrakcji                              | 43                     | 6665P001 Zestaw brzuszno-kroczyowy 3M™ Ioban 2™                                                | 13, 33, 40                     | 9050P Zestaw z serwetą z przylepnym otworem                      | 15, 39, 49 |
| 1023 Mała serweta z folią i torebką                    | 44                     | 6677 Obłożenie sercowo-naczyniowe z folią 3M™ Ioban 2™                                         | 28                             | 9051 Serweta do zabiegów na tarczycy                             | 14, 46     |
| 1024 Mała serweta z szerokim przylepnym otworem        | 44                     | 6681 Obłożenie sercowo-naczyniowe z folią 3M™ Ioban 2™                                         | 28                             | 9052 Serweta na rękę                                             | 20         |
| 1027 Torba do irygacji                                 | 57                     | 6682 Obłożenie do zabiegów kardiochirurgicznych, na klatce piersiowej, brzusznych i kregosłupa | 12, 23, 28                     | 9053 Serweta do zabiegów na kończynie                            | 21         |
| 1030 Średnia serweta z przylepnym otworem              | 43,53                  | 6687 Obłożenie do kraniotomii                                                                  | 46                             | 9053P Zestaw do zabiegów na kończynie                            | 21         |
| 1031 Obłożenie do laparoskopii – pozycja na plecach    | 12, 32, 40             | 6697 Obłożenie do cięcia cesarskiego z 3M™ Ioban™ 2 i zbiornikiem                              | 34                             | 9054 Serweta na stopę/dłoń                                       | 21         |
| 1032 Obłożenie do laparoskopii – pozycja litotomijna   | 12,33                  | 6697P001 Zestaw do cięcia cesarskiego z 3M™ Ioban™ 2 i zbiornikiem                             | 34                             | 9054F Zestaw do zabiegów na dłoń/stopie                          | 21         |
| 1032P Zestaw do laparoskopii – pozycja litotomijna     | 12,33                  | 7964 Serweta do cięcia cesarskiego – pozycja litotomijna z 3M™ Steri-Drape™ 2 i zbiornikiem    | 35                             | 9055 Serweta do zabiegów na biodrze                              | 22         |
| 1033 Średnia serweta z szerokim przylepnym otworem     | 43,53                  | 7965 Obłożenie do cięcia cesarskiego z 3M™ Steri-Drape™ 2 i zbiornikiem                        | 35                             | 9062 Obłożenie do laparotomii (poprzeczne)                       | 14, 49     |
| 1055 Duża serweta okulistyczna z folią i kieszeniami   | 42                     | 7966 Obłożenie do cięcia cesarskiego ze zbiornikiem i otworem                                  | 35                             | 9063 Obłożenie do laparotomii                                    | 14, 50     |
| 1060 Średnia serweta z folią                           | 44,54                  | 9000 Zestaw podstawowy                                                                         | 10, 19, 31, 38                 | 9067 Serweta nieprzylepna/ Serweta na stolik instrumentariuszki  | 51         |
| 1061 Średnia serweta z folią i zbiornikiem             | 44                     | 9000L Zestaw podstawowy                                                                        | 10, 20                         | 9069E Serweta nieprzylepna/ Serweta na stolik instrumentariuszki | 51         |
| 1062 Serweta okulistyczna z folią i kieszenią          | 42                     | 9001 Zestaw pediatryczny                                                                       | 10                             | 9070 Serweta na głowę pacjenta                                   | 45         |
| 1062P001 Zestaw okulistyczny                           | 42                     | 9002 Zestaw ortopedyczny bez serwet Mayo                                                       | 19                             | 9072E Serweta nieprzylepna/ Serweta na stolik instrumentariuszki | 51         |
| 1064 Serweta okulistyczna z otworem i kieszeniami      | 43                     | 9003 Zestaw do cystoskopii                                                                     | 38                             | 9075E Serweta nieprzylepna/ Serweta na stolik instrumentariuszki | 51         |
| 1065 Duża serweta okulistyczna z otworem i kieszeniami | 42                     | 9004 Zestaw do zabiegów na kończynie                                                           | 19                             | 9077E Serweta nieprzylepna/ Serweta na stolik instrumentariuszki | 51         |
| 1067 Torba na płyny w kształcie "U"                    | 27,57                  | 9005 Zestaw do TUR/cystoskopii                                                                 | 31,38                          | 9079 Serweta nieprzylepna/ Serweta na stolik instrumentariuszki  | 51         |
| 1071 Serweta urologiczna                               | 41                     | 9007 Zestaw laryngologiczny                                                                    | 11,45                          | 9084 Serweta przylepna mała                                      | 36, 51     |
| 1072 Przylepny otwór z kieszenią                       | 37, 41, 57             | 9008 Zestaw do zabiegów na głowie i szyi                                                       | 45                             | 9085 Serweta przylepna mała                                      | 51         |
| 1073 Serweta do ochrony brzegów rany                   | 15,54                  | 9010 Zestaw podstawowy bez serwet Mayo                                                         | 10, 31, 38                     | 9085P Mały zestaw bez serwet Mayo                                | 11, 46     |
| 1074 Serweta do ochrony brzegów rany                   | 15,54                  | 9012 Zestaw ortopedyczny                                                                       | 18                             | 9086 Serweta przylepna mała                                      | 51         |
| 1075 Serweta do ochrony brzegów rany                   | 15,54                  | 9012L Zestaw ortopedyczny L                                                                    | 18                             | 9087 Serweta przylepna duża                                      | 51         |
| 1076 Serweta do ochrony brzegów rany                   | 15,54                  | 9014 Zestaw do zabiegów na kończynie                                                           | 19                             | 9087P Zestaw do kraniotomii                                      | 46         |
| 1077 Serweta do ochrony brzegów rany                   | 15,54                  | 9015 Zestaw do zabiegów na ręce                                                                | 20                             | 9088 Serweta przylepna duża                                      | 51         |
| 1079 Obłożenie ginekologiczne                          | 32                     | 9018 Zestaw z serwetą „U"                                                                      | 11, 29                         | 9090 Serweta przylepna duża                                      | 51         |
| 1079P Zestaw ginekologiczny                            | 32                     | 9020 Mały zestaw podstawowy                                                                    | 11, 20, 29, 31, 39, 43,46      | 9095E Serweta o zwiększonej absorpcyjności                       | 51         |
| 1080 Obłożenie ginekologiczne z torebką 1072           | 32                     |                                                                                                |                                | 9096 Rękaw na ramię                                              | 52         |
| 1080P Zestaw ginekologiczny z torebką 1072             | 32                     |                                                                                                |                                | 9097 Kieszeń na narzędzia                                        | 17, 54     |
| 1081 TUR/obłożenie urologiczne                         | 39                     |                                                                                                |                                | 9099 Taśma samoprzylepna                                         | 55         |
| 1081P Zestaw TUR                                       | 39                     |                                                                                                |                                | 9109 Pończocha na kończynę                                       | 27, 52     |
| 1082 Obłożenie do zabiegów brzusznych i kroczywych     | 36,40                  |                                                                                                |                                | 9110 Pończocha na kończynę                                       | 27, 52     |
| 1084 Serweta po pośladki z torbą                       | 57                     |                                                                                                |                                | 9196 Serweta na ramię z wycięciem "U" i zbiornikiem              | 23         |
| 1090 Obłożenie do angiografii udowej                   | 29                     |                                                                                                |                                | 9196P Zestaw z serwetą na ramię z wycięciem "U" i zbiornikiem    | 23         |
| 1092 Serweta do mniejszych zabiegów                    | 15,50                  |                                                                                                |                                |                                                                  |            |
| 1094 Obłożenie do artroskopii ze zbiornikiem           | 22                     |                                                                                                |                                |                                                                  |            |
| 1096 Torba ze ściągaczem                               | 59                     |                                                                                                |                                |                                                                  |            |
| 1097 Torba ze ściągaczem                               | 59                     |                                                                                                |                                |                                                                  |            |

| Fartuchy chirurgiczne z włókniny bawełnopodobnej                                       |    |                                                                                        | strona |                                                                                       | strona |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 7591C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej | 60 | 7594C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej | 60     | 7597C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej | 60     |  |
| 7592C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej | 60 | 7595C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej  | 60     | 7598C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej | 60     |  |
| 7593C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej | 60 | 7596C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny bawełnopodobnej  | 60     |                                                                                       |        |  |

| Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMMS                                       |    |                                                                             | strona |                                                                            | strona |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 7691C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny SMMS | 61 | 7694C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny SMMS | 61     | 7697C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny SMMS | 61     |  |
| 7692C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny SMMS | 61 | 7695C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny SMMS  | 61     | 7698C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny SMMS | 61     |  |
| 7693C Fartuch chirurgiczny standardowy jednokrotnego użytku z włókniny SMMS | 61 | 7696C Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednokrotnego użytku z włókniny SMMS  | 61     |                                                                            |        |  |