

NÁSTROJE PRO TRAUMATOLOGII
INSTRUMENTS FOR TRAUMATOLOGY





MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA

tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz

EXPORT

phone: +420 566 684 371
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.cz
www.medin.eu

Nástroje pro traumatologii

Kleště štípací

Kleště štípací na drát

Kleště na vytažení hřebu

Kleště úchopné na drát

Kleště na držení kostí

Kleště repositionální

Dláta

Dláta ortopedická

Dláta neurochirurgická

Kladivo chirurgické

Zatloukače, doražeče

Nástroj na protahování štěpů

Šídla kostní

Perforátory

Redonovy jehly

Instruments for Traumatology

Bone rongeurs

Wire cutting forceps

Nail extraction forceps

Wire grasping forceps

Bone holding forceps

Reposition forceps

Gouges and chisels

Osteotomes

Neurosurgical osteotomes

Surgical mallet

Punches

Bone graft extractor

Bone awls

Perforators

Redon needles

G.1

1–3

4–5

6

6

7

8–9

10

11–12

13

13

14

14

15

15

16




POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

SSt	provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1
Ti	provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
Ø	průměr
⬡	šestihran

USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

SSt	SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1
Ti	TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3
Ø	diameter
⬡	hexagon



LUER


116 08 0030

rovné

straight

8 mm

17,0 cm



LUER


116 08 0040

zahnuté

curved

8 mm

17,0 cm



LUER


116 08 0070

zahnuté

curved

6 mm

15,0 cm



LUER


116 08 0080

zahnuté

curved

5 mm

15,0 cm



RUSKIN






116 08 0090


zahnuté

curved

7 mm

15,0 cm

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
BONE RONGEURS**LUER****116 08 0130** lomené angled 6,2 mm 23,5 cm**LUER****116 08 0140** zahnuté curved 17 mm 27,5 cm**LUER****116 08 0150** rovné straight 8,5 mm 24,5 cm**LUER****116 08 0160** lomené angled 6,5 mm 23,5 cm**LUER****116 08 0180** rovné straight 10 mm 21,5 cm**LUER-STILLE****116 08 0190** lomené angled 10 mm 21,5 cm




LISTON

116 08 0280

rovné

straight

14,0 cm




LISTON

116 08 0410

rovné

straight

14,0 cm




LISTON

116 08 0440

rovné

straight

19,0 cm




LISTON

116 08 0450

zahnuté

curved

19,0 cm



LISTON

116 08 0470

dvojitě zahnuté

double curved

24,6 cm


KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA DRÁT
WIRE CUTTING FORCEPS

116 91 0001 14,5 cm
pro měkký drát do Ø 1,5 mm
pro tvrdý drát do Ø 1,0 mm


for soft wires up to Ø 1,5 mm
for hard wires up to Ø 1,0 mm



116 91 0004 18,0 cm
pro měkký drát do Ø 2,0 mm
for soft wires up to Ø 2,0 mm



116 91 0005 17,0 cm
pro tvrdý drát do Ø 1,5 mm
for hard wires up to Ø 1,5 mm



116 91 0006 22,0 cm
pro drát do Ø 2,5 mm
for wires up to Ø 2,5 mm



116 91 0010 21,5 cm
pro tvrdý drát do Ø 2,5 mm
for hard wires up to Ø 2,5 mm



116 91 0011 23,0 cm
pro tvrdý drát do Ø 2,2 mm
for hard wires up to Ø 2,2 mm

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA DRÁT
WIRE CUTTING FORCEPS



116 91 0007 47,0 cm
pro dráty, šrouby a hřebíky do průměru 6,0 mm
for wires, screws and nails up to diameter 6,0 mm



HERCULES
116 91 0008 28,0 cm
pro drát do průměru 4,0 mm
for wires up to diameter 4,0 mm




HERCULES
116 91 0539 23,0 cm
pro drát do průměru 3,0 mm
for wires up to diameter 3,0 mm



Sada gumových čelistí pro 116 91 0008, 0539
Set of rubber jaws for 116 91 0008, 0539

116 91 0540




Sada čelistí pro štípací kleště 116 91 0008
Set of jaws for wire forceps 116 91 0008

116 91 0009

Sada čelistí pro štípací kleště 116 91 0539
Set of jaws for wire forceps 116 91 0539

116 91 0541

KLEŠTĚ NA VYTAŽENÍ HŘEBU
NAIL EXTRACTION FORCEPS**BARTL**

117 09 0260 21,5 cm
na pruty od Ø 2,0 mm
for nails up from Ø 2,0 mm

BARTL

117 09 0270 21,5 cm
na pruty do Ø 2,0 mm
for nails up to Ø 2,0 mm

KLEŠTĚ ÚCHOPNÉ NA DRÁT
WIRE GRASPING FORCEPS


117 09 0050 18,0 cm



117 91 0080 17,0 cm




117 91 0081 17,0 cm



117 91 0082 15,0 cm

KLEŠTĚ NA DRŽENÍ KOSTÍ
BONE HOLDING FORCEPS



NOVÁK

117 09 0190 Ø 30 mm 19,0 cm

NOVÁK


117 09 0180 Ø 24 mm 18,0 cm

NOVÁK


117 09 0170 Ø 18 mm 18,0 cm



117 99 0039 23,5 cm
s kuličkou Ø 4 mm
with ball Ø 4 mm




117 99 0044 23,5 cm
s kuličkou Ø 6 mm
with ball Ø 6 mm




117 99 0041 25,0 cm


KLEŠTĚ REPOZIČNÍ
REPOSITION FORCEPS

117 91 0133	Fig. 1	15,0 cm
117 91 0134	Fig. 2	19,0 cm
117 91 0135	Fig. 3	24,0 cm
117 91 0136	Fig. 4	26,0 cm
117 91 0137	Fig. 5	28,0 cm




VERBRUGGE			
117 91 0120	5,0 mm	Fig. 1	17,5 cm
117 91 0121	9,5 mm	Fig. 2	25,0 cm
117 91 0122	10,5 mm	Fig. 3	26,0 cm
117 91 0123	12,0 mm	Fig. 4	27,0 cm





FARABEU-F-LAMBOTTE

117 91 0117 11,0 mm 26,0 cm





1/4





FARABEU-F

117 91 0118 9,0 mm 23,0 cm



1/4




1/4

FARABEU-F


117 91 0119 11,0 mm 26,0 cm

DLÁTA

GOUGES AND CHISELS

**STILLE****Dláto ploché**
Gouge

128 08 1050	6,0 mm	21,0 cm
128 08 1060	8,0 mm	21,0 cm
128 08 0010	10,0 mm	21,0 cm
128 08 0020	12,0 mm	21,0 cm
128 08 0030	15,0 mm	21,0 cm
128 08 0040	20,0 mm	21,0 cm
128 08 0050	25,0 mm	21,0 cm
128 08 0070	35,0 mm	21,0 cm
128 08 0080	45,0 mm	21,0 cm

**STILLE****Dláto poloklínové**
Chisel wedget


128 08 0160	15 × 4 mm	21,0 cm
128 08 0360	10 × 4 mm	21,0 cm
128 08 0170	15 × 6 mm	21,0 cm
128 08 0370	10 × 6 mm	21,0 cm
128 08 0180	15 × 8 mm	21,0 cm
128 08 0380	10 × 8 mm	21,0 cm

**Dláto žlábkové; obloukové**
Gouge bow-shaped


128 08 0250	10,0 mm	21,0 cm
128 08 0260	15,0 mm	21,0 cm
128 08 0270	20,0 mm	21,0 cm
128 08 0280	25,0 mm	21,0 cm
128 08 0290	30,0 mm	21,0 cm
128 08 0450	40,0 mm	21,0 cm

větší průhyb
bigger bent

128 08 0460	40,0 mm	21,0 cm
128 08 0470	5,0 mm	21,0 cm

**Dláto žlábkové; rovné**
Gouge; straight


128 08 0300	10,0 mm	21,0 cm
128 08 0310	15,0 mm	21,0 cm
128 08 0320	20,0 mm	21,0 cm
128 08 0330	25,0 mm	21,0 cm
128 08 0340	30,0 mm	21,0 cm
128 08 0350	35,0 mm	21,0 cm




128 08 0800 30,0 mm 21,5 cm
kloubní
joint





128 08 1180 30,0 mm 35,5 cm
žlábkové, obloukové
gouge, embowed



128 08 1270 20,0 mm 27,0 cm
žlábkové, obloukové
gouge, embowed




128 08 1320 20,0 mm 27,0 cm
žlábkové, rovné
gouge, straight



128 08 1130 20,0 mm 27,0 cm
ploché
flat




128 09 0140 6,0 mm 26,5 cm
žlábkové
gouge




128 09 0150 7,0 mm 22,5 cm
žlábkové
gouge



DLÁTA ORTOPEDICKÁ
OSTEOTOMES**Dláto**
Gouge**128 09 0200**
žlábkové
grooved

16,0 × 4,0 mm

25,0 cm

**128 09 0100**
rovné
straight

16,0 × 4,5 mm

25,0 cm

**Dláto ortopedické**
Osteotome**129 08 4910**


9,0 mm

30,0 cm

**129 08 4920**


13,5 mm

30,0 cm

**129 08 4930**


15,3 mm

30,0 cm

**129 08 4940**


25,0 mm


30,0 cm

**129 08 4950**

6,0 mm

30,0 cm





DLÁTA NEUROCHIRURGICKÁ
NEUROSURGICAL OSTEOTOMES

LAMBOTTE
Dláto neurochirurgické listové
Neurosurgical osteotome, leaf

	A	B
128 99 0031	10,0 mm	18,0 cm
128 99 0032	15,0 mm	18,0 cm
128 99 0033	20,0 mm	18,0 cm
128 99 0035	25,0 mm	18,0 cm
128 99 0036	30,0 mm	18,0 cm
128 99 0037	35,0 mm	18,0 cm
128 99 0038	40,0 mm	18,0 cm


KLADIVO CHIRURGICKÉ
SURGICAL Mallet

Kladivo chirurgické
Surgical mallet

128 08 0921 700 g 23,5 cm

ZATLOUKAČE, DORAŽEČE
PUNCHES**Naražec kostních štěpů**
Bone graft driver**128 09 0030** Ø 8 mm 26,0 cm**Naražec kostních štěpů**
Bone graft driver**128 09 0040** Ø 9 mm 21,0 cm**128 99 0034** Ø 10 mm 21,0 cm**Tlouk**
Punch**128 99 0001** 8 × 8 mm 22,5 cm**Zatloukač**
Punch**128 99 0015** Ø 3 mm 21,0 cm**Doražec extenčních drátů**
Extension wires punch**129 78 1000** 17,0 cmNÁSTROJ NA PROTAHOVÁNÍ ŠTĚPŮ
BONE GRAFT EXTRACTOR**Nástroj na protahování štěpů**
Bone graft extractor**129 08 3280** 31,5 cm

ŠÍDLA KOSTNÍ
BONE AWLS




1/2


Šídlo kostní
Bone awl



129 09 0620 23,5 cm




129 09 0630 30,0 cm



Šídlo kostní
Bone awl

129 09 0640 7 x 7 mm

PERFORÁTORY
PERFORATORS





1/2

Perforátor
Perforator




129 09 0700 Fig. 12 19,5 cm
zahnutý
curved



129 09 0710 Fig. 10 19,5 cm
zahnutý
curved



129 09 5920 25,4 cm
rovný
straight

REDONOVY JEHLY
REDON NEEDLES**Redonova jehla**
Redon needle**132 08 0500** 8 Ch 16,0 cm**132 08 0510** 9 Ch 16,0 cm**132 08 0520** 10 Ch 16,0 cm