

## DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ ANGULARLY STABLE PLATES





MEDIN, a.s.  
Vlachovická 619  
Nové Město na Moravě  
CZ 592 31  
Czech Republic  
IČO 43378030  
DIČ CZ43378030

**PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA**

tel.: 566 684 327  
fax: 566 684 384  
e-mail: [prodej@medin.cz](mailto:prodej@medin.cz)

**EXPORT**

phone: +420 566 684 371  
fax: +420 566 684 385  
e-mail: [export@medin.cz](mailto:export@medin.cz)

**[www.medin.cz](http://www.medin.cz)**  
**[www.medin.eu](http://www.medin.eu)**

## Dlahy úhlově stabilní se šrouby 2,7

Šrouby uzamykatelné 2,7 a 2,4

Dlahy radiální distální volární

Instrumentárium pro dlahy radiální distální volární

## Angularly stable plates with 2.7 screws

Locking screws 2.7 and 2.4

Radial distal volar plates

Instruments for radial distal volar plates

C.1

1

2

3

## Dlahy úhlově stabilní se šrouby 3,5

Šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7

T-dlahy úhlově stabilní pro distální radius

T-dlahy úhlově stabilní pro distální radius

T-dlahy anatomické úhlově stabilní pro distální radius

Dlahy humerální proximální úhlově stabilní

Dlaha ulnární proximální úhlově stabilní

Dlahy pro claviculu úhlově stabilní

Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní

Dlahy tibiální distální mediální úhlově stabilní

Dlahy tibiální distální anterolaterální úhlově stabilní

Dlahy fibulární distální úhlově stabilní

Dlahy patní úhlově stabilní

Instrumentárium pro úhlově stabilní dlahy se šrouby 3,5

## Angularly stable plates with 3.5 screws

Locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7

T-plates angled angularly stable for distal radius

T-plates angularly stable for distal radius

Anatomical T-plates angularly stable for distal radius

Proximal humeral plates angularly stable

Proximal ulnar plates angularly stable

Clavicle plates angularly stable

Reconstruction plates angularly stable

Distal medial tibial plates angularly stable

Distal tibial plates anterolateral angularly stable

Fibular distal plates angularly stable

Heel plates angularly stable

Instruments for angularly stable plates with screws 3.5

C.3

1

2

3

4–5

6

7

8

9–10

11

12

13

14

15–16

## Dlahy úhlově stabilní se šrouby 5

Šrouby kostní uzamykatelné 5

Šrouby kostní uzamykatelné 5/3,5

Dlahy tibiální proximální úhlově stabilní

Dlahy přímé úhlově stabilní

Dlahy femorální distální úhlově stabilní

Instrumentárium pro úhlově stabilní dlahy se šrouby 5

Instrumentárium pro dlahy femorální distální

Dlahy přímé úhlově stabilní

Dlahy femorální proximální úhlově stabilní

Implantáty pro periprotetické zlomeniny

Instrumentárium pro periprotetické poškození femuru

## Angularly stable plates with screws 5

Locking bone screws 5

Locking bone screws 5/3.5

Proximal tibial plates angularly stable

Straight plates angularly stable

Distal femoral plates angularly stable

Instruments for angularly stable plates with screws 5

Instruments for distal femoral plates

Straight plates angularly stable

Femoral proximal plates angularly stable

Implants for periprosthetic fractures

Instruments for periprosthetic femoral fractures

C.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10




#### POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| SSt | provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1, ISO 5832-9 |
| Ti  | provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3             |
| Ø   | průměr                                                              |
| ⬡   | šestihran                                                           |

#### USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS


|     |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| SSt | SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1, ISO 5832-9 |
| Ti  | TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3            |
| Ø   | diameter                                                                           |
| ⬡   | hexagon                                                                            |

**ŠROUBY UZAMYKATELNÉ 2,7 A 2,4**  
**LOCKING SCREWS 2.7 AND 2.4**


|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitu   | thread diameter             | 2,4 mm   |
| průměr jádra    | core diameter               | 1,7 mm   |
| průměr hlavy    | head diameter               | 3,5 mm   |
| vrták pro závit | drill bit for threaded hole | Ø 1,8 mm |
| šroubovák       | screwdriver                 | ○ 2,0 mm |

**Šroub uzamykatelný samořezný 2,4**  
 Self-tapping locking screw 2.4


| Ti                 | A     |
|--------------------|-------|
| <b>129 70 1334</b> | 12 mm |
| <b>129 70 1344</b> | 14 mm |
| <b>129 70 1354</b> | 16 mm |
| <b>129 70 1364</b> | 18 mm |
| <b>129 70 1374</b> | 20 mm |
| <b>129 70 1384</b> | 22 mm |
| <b>129 70 1394</b> | 24 mm |
| <b>129 70 1404</b> | 26 mm |
| <b>129 70 1414</b> | 28 mm |
| <b>129 70 1424</b> | 30 mm |



|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitu   | thread diameter             | 2,7 mm   |
| průměr jádra    | core diameter               | 2,0 mm   |
| průměr hlavy    | head diameter               | 3,5 mm   |
| vrták pro závit | drill bit for threaded hole | Ø 2,0 mm |
| šroubovák       | screwdriver                 | ○ 2,0 mm |

**Šroub kortikální uzamykatelný samořezný 2,7**  
 Self-tapping cortical locking screw 2.7


| Ti                 | A     |
|--------------------|-------|
| <b>129 70 1934</b> | 12 mm |
| <b>129 70 1944</b> | 14 mm |
| <b>129 70 1954</b> | 16 mm |
| <b>129 70 1964</b> | 18 mm |
| <b>129 70 1974</b> | 20 mm |
| <b>129 70 1984</b> | 22 mm |
| <b>129 70 1994</b> | 24 mm |
| <b>129 70 2004</b> | 26 mm |
| <b>129 70 2014</b> | 28 mm |
| <b>129 70 2024</b> | 30 mm |



|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitu   | thread diameter             | 2,7 mm   |
| průměr jádra    | core diameter               | 2,0 mm   |
| průměr hlavy    | head diameter               | 4,0 mm   |
| vrták pro závit | drill bit for threaded hole | Ø 2,0 mm |
| šroubovák       | screwdriver                 | ○ 2,0 mm |

**Šroub kortikální samořezný 2,7**  
 Self-tapping cancellous screw 2.7

| Ti                 | A     |
|--------------------|-------|
| <b>129 70 2534</b> | 12 mm |
| <b>129 70 2544</b> | 14 mm |
| <b>129 70 2554</b> | 16 mm |
| <b>129 70 2564</b> | 18 mm |
| <b>129 70 2574</b> | 20 mm |
| <b>129 70 2584</b> | 22 mm |
| <b>129 70 2594</b> | 24 mm |
| <b>129 70 2604</b> | 26 mm |
| <b>129 70 2614</b> | 28 mm |
| <b>129 70 2624</b> | 30 mm |

**DLAHY RADIÁLNÍ DISTÁLNÍ VOLÁRNÍ**  
**RADIAL DISTAL VOLAR PLATES**

**Dlaň radiální distální volární úhlově stabilní, pravá**  
**Radial distal volar plate angularly stable, right**

| Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes (a × b) |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| <b>129 70 4403</b> | 47 mm | 6×2                           |
| <b>129 70 4413</b> | 55 mm | 6×3                           |
| <b>129 70 4423</b> | 63 mm | 6×4                           |
| <b>129 70 4433</b> | 47 mm | 7×2                           |
| <b>129 70 4443</b> | 55 mm | 7×3                           |
| <b>129 70 4453</b> | 63 mm | 7×4                           |
| <b>129 70 4463</b> | 47 mm | 8×2                           |
| <b>129 70 4473</b> | 55 mm | 8×3                           |
| <b>129 70 4483</b> | 63 mm | 8×4                           |


**Dlaň radiální distální volární úhlově stabilní, levá**  
**Radial distal volar plate angularly stable, left**

| Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes (a × b) |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| <b>129 70 4303</b> | 47 mm | 6×2                           |
| <b>129 70 4313</b> | 55 mm | 6×3                           |
| <b>129 70 4323</b> | 63 mm | 6×4                           |
| <b>129 70 4333</b> | 47 mm | 7×2                           |
| <b>129 70 4343</b> | 55 mm | 7×3                           |
| <b>129 70 4353</b> | 63 mm | 7×4                           |
| <b>129 70 4363</b> | 47 mm | 8×2                           |
| <b>129 70 4373</b> | 55 mm | 8×3                           |
| <b>129 70 4383</b> | 63 mm | 8×4                           |

síla dlahy \_\_\_\_\_ plate thickness \_\_\_\_\_ 2,0 mm

**ŠROUBY:**

Šroub uzamykatelný samořezný 2,4  
 Šroub kortikální uzamykatelný samořezný 2,7  
 Šroub kortikální samořezný 2,7

**SCREWS:**

Self-tapping locking screw 2.4  
 Self-tapping cortical locking screw 2.7  
 Self-tapping cancellous screw 2.7



## INSTRUMENTÁRIUM PRO DLAHY RADIÁLNÍ DISTÁLNÍ VOLÁRNÍ INSTRUMENTS FOR RADIAL DISTAL VOLAR PLATES



**139 09 0555** Set instrumentů pro dlahy radiální distální volární  
240 × 240 × 50 mm  
včetně nástrojů

Instruments for radial distal volar plates  
240 × 240 × 50 mm  
including instruments



### 139 09 0550

soubor

- |    |                    |                                      |
|----|--------------------|--------------------------------------|
| 1  | <b>129 09 2480</b> | K-drát MEDIN Ø 1,5; 160 mm           |
| 2  | <b>129 69 6700</b> | Pouzdro vodící uzamykatelné Ø 1,8 mm |
| 3  | <b>129 69 6710</b> | Pouzdro vodící uzamykatelné Ø 2,0 mm |
| 4  | <b>129 69 6730</b> | Pouzdro vodící Ø 2,0 mm              |
| 5  | <b>129 69 7400</b> | Vrták Ø 1,8; 110 mm                  |
| 6  | <b>129 69 7410</b> | Vrták Ø 2; 110 mm                    |
| 7  | <b>129 69 7470</b> | Šroubovák; šestihran 2 mm            |
| 8  | <b>129 69 7670</b> | Hloubkoměr                           |
| 9  | <b>129 69 7680</b> | Páčidlo tupé                         |
| 10 | <b>129 69 7690</b> | Háček tupý                           |
| 11 | <b>129 69 7910</b> | Bit; šestihran 2 mm                  |
| 12 | <b>129 69 8460</b> | Páčidlo ostré                        |

set

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| MEDIN K-wire                    | 5 |
| Locking guide sleeve Ø 1.8 mm   | 2 |
| Locking guide sleeve Ø 2.0 mm   | 2 |
| Guide sleeve Ø 2.0 mm           | 1 |
| Drill Ø 1.8; 110 mm             | 2 |
| Drill Ø 2; 110 mm               | 2 |
| Screwdriver; hexagon 2 mm       | 1 |
| Depth gauge                     | 1 |
| Elevator blunt                  | 1 |
| Retractor blunt                 | 1 |
| Screwdriver shaft; hexagon 2 mm | 1 |
| Elevator sharp                  | 1 |



**129 69 6950** Síto na instrumentárium pro dlahy radiální distální volární  
240 × 240 × 50 mm  
bez nástrojů

Sieve for instruments for radial distal volar plates  
240 × 240 × 50 mm  
excluding instruments



**129 69 6940** Stojánek na šrouby pro distální radius  
195 × 115 × 45 mm  
bez implantátů

Stand for radial distal volar screws  
195 × 115 × 45 mm  
excluding implants





## ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 3,5 LOCKING BONE SCREWS 3.5



|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitu   | thread diameter             | 3,5 mm   |
| průměr jádra    | core diameter               | 3,0 mm   |
| průměr hlavy    | head diameter               | 5,0 mm   |
| vrták pro závit | drill bit for threaded hole | Ø 2,9 mm |
| šroubovák       | screwdriver                 | Ø 2,5 mm |

### Šroub kostní uzamykatelný 3,5 Locking bone screw 3.5


| SSt         | Ti          | A     |
|-------------|-------------|-------|
| 129 77 7021 | 129 77 7024 | 8 mm  |
| 129 77 7031 | 129 77 7034 | 10 mm |
| 129 77 7041 | 129 77 7044 | 12 mm |
| 129 77 7051 | 129 77 7054 | 14 mm |
| 129 77 7061 | 129 77 7064 | 16 mm |
| 129 77 7071 | 129 77 7074 | 18 mm |
| 129 77 7081 | 129 77 7084 | 20 mm |
| 129 77 7091 | 129 77 7094 | 22 mm |
| 129 77 7101 | 129 77 7104 | 24 mm |
| 129 77 7111 | 129 77 7114 | 26 mm |
| 129 77 7121 | 129 77 7124 | 28 mm |
| 129 77 7131 | 129 77 7134 | 30 mm |
| 129 77 7141 | 129 77 7144 | 32 mm |
| 129 77 7151 | 129 77 7154 | 34 mm |
| 129 77 7161 | 129 77 7164 | 36 mm |
| 129 77 7171 | 129 77 7174 | 38 mm |
| 129 77 7181 | 129 77 7184 | 40 mm |
| 129 77 7191 | 129 77 7194 | 42 mm |
| 129 77 7201 | 129 77 7204 | 44 mm |
| 129 77 7211 | 129 77 7214 | 46 mm |
| 129 77 7221 | 129 77 7224 | 48 mm |
| 129 77 7231 | 129 77 7234 | 50 mm |
| 129 77 7241 | 129 77 7244 | 55 mm |
| 129 77 7251 | 129 77 7254 | 60 mm |
| 129 77 7261 | 129 77 7264 | 65 mm |
| 129 77 7271 | 129 77 7274 | 70 mm |
| 129 77 7281 | 129 77 7284 | 75 mm |



|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitu   | thread diameter             | 2,7 mm   |
| průměr jádra    | core diameter               | 2,2 mm   |
| průměr hlavy    | head diameter               | 5,0 mm   |
| vrták pro závit | drill bit for threaded hole | Ø 2,0 mm |
| šroubovák       | screwdriver                 | Ø 2,5 mm |

### Šroub kostní uzamykatelný 3,5/2,7 Locking bone screw 3.5/2.7

| SSt         | Ti          | A     |
|-------------|-------------|-------|
| 129 77 7431 | 129 77 7434 | 10 mm |
| 129 77 7441 | 129 77 7444 | 12 mm |
| 129 77 7451 | 129 77 7454 | 14 mm |
| 129 77 7461 | 129 77 7464 | 16 mm |
| 129 77 7471 | 129 77 7474 | 18 mm |
| 129 77 7481 | 129 77 7484 | 20 mm |
| 129 77 7491 | 129 77 7494 | 22 mm |
| 129 77 7501 | 129 77 7504 | 24 mm |
| 129 77 7511 | 129 77 7514 | 26 mm |
| 129 77 7521 | 129 77 7524 | 28 mm |
| 129 77 7531 | 129 77 7534 | 30 mm |
| 129 77 7541 | 129 77 7544 | 32 mm |
| 129 77 7551 | 129 77 7554 | 34 mm |
| 129 77 7561 | 129 77 7564 | 36 mm |
| 129 77 7571 | 129 77 7574 | 38 mm |
| 129 77 7921 | 129 77 7924 | 40 mm |
| 129 77 7931 | 129 77 7934 | 42 mm |
| 129 77 7941 | 129 77 7944 | 44 mm |
| 129 77 7951 | 129 77 7954 | 46 mm |
| 129 77 7961 | 129 77 7964 | 48 mm |
| 129 77 7971 | 129 77 7974 | 50 mm |



|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| průměr hlavy | head diameter | 5,0 mm   |
| šroubovák    | screwdriver   | Ø 2,5 mm |

### Vymezovač uzamykatelný Locking spacer

| SSt         | Ti          | A    |
|-------------|-------------|------|
| 129 77 7420 | 129 77 7423 | 6 mm |



**129 79 9960** Stojánek na šrouby uzamykatelné 3,5  
225 × 161 × 86 mm  
bez implantátů

Stand for locking screws 3.5  
225 × 161 × 86 mm  
excluding implants

## T-DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ PRO DISTÁLNÍ RADIUS T-PLATES ANGLED ANGULARLY STABLE FOR DISTAL RADIUS



**T-dlaha úhlová úhlově stabilní, pravá**  
T-plate angled angularly stable, right

| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 6950</b> | <b>129 77 6953</b> | 45 mm | 3×3                   |
| <b>129 77 6960</b> | <b>129 77 6963</b> | 53 mm | 3×4                   |
| <b>129 77 6970</b> | <b>129 77 6973</b> | 61 mm | 3×5                   |




**T-dlaha úhlová úhlově stabilní, levá**  
T-plate angled angularly stable, left

| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 7760</b> | <b>129 77 7763</b> | 45 mm | 3×3                   |
| <b>129 77 7770</b> | <b>129 77 7773</b> | 53 mm | 3×4                   |
| <b>129 77 7780</b> | <b>129 77 7783</b> | 61 mm | 3×5                   |

síla dlahy plate thickness 1,7 mm

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5



**T-dlaha s výstupkem úhlově stabilní, pravá**  
T-plate with protrusion angularly stable, right

| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 8700</b> | <b>129 77 8703</b> | 50 mm | 4×4                   |

**T-dlaha s výstupkem úhlově stabilní, levá**  
T-plate with protrusion angularly stable, left


| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 7790</b> | <b>129 77 7793</b> | 50 mm | 4×4                   |

síla dlahy plate thickness 1,7 mm

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5

**T-DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ PRO DISTÁLNÍ RADIUS**  
T-PLATES ANGULARLY STABLE FOR DISTAL RADIUS




**T-dlaha úhlově stabilní**  
T-plate angularly stable

| SSt                | Ti                 | A               | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>129 77 7800</b> | <b>129 77 7803</b> | 40 mm           | 2×4                   |
| síla dlahy         |                    | plate thickness | 1,5 mm                |

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5



**T-dlaha úhlově stabilní**  
T-plate angularly stable

| SSt                | Ti                 | A               | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>129 77 6980</b> | <b>129 77 6983</b> | 46 mm           | 3×4                   |
| <b>129 77 6990</b> | <b>129 77 6993</b> | 54 mm           | 3×5                   |
| síla dlahy         |                    | plate thickness | 1,7 mm                |

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5




**T-dlaha úhlově stabilní**  
T-plate angularly stable


| SSt                | Ti                 | A               | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>129 77 7000</b> | <b>129 77 7003</b> | 46 mm           | 4×4                   |
| <b>129 77 7010</b> | <b>129 77 7013</b> | 54 mm           | 4×5                   |
| síla dlahy         |                    | plate thickness | 1,7 mm                |

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5

**T-DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ PRO DISTÁLNÍ RADIUS**  
**ANATOMICAL T-PLATES ANGULARLY STABLE FOR DISTAL RADIUS**

**T-dlaha anatomická úhlově stabilní, pravá**  
**Anatomical T-plate angularly stable, right**

| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 8210</b> | <b>129 77 8213</b> | 55 mm | 6×3                   |
| <b>129 77 8580</b> | <b>129 77 8583</b> | 63 mm | 6×4                   |
| <b>129 77 8590</b> | <b>129 77 8593</b> | 71 mm | 6×5                   |


**T-dlaha anatomická úhlově stabilní, levá**  
**Anatomical T-plate angularly stable, left**


| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 8620</b> | <b>129 77 8623</b> | 55 mm | 6×3                   |
| <b>129 77 8630</b> | <b>129 77 8633</b> | 63 mm | 6×4                   |
| <b>129 77 8640</b> | <b>129 77 8643</b> | 71 mm | 6×5                   |

síla dlahy                      plate thickness                      1,7 mm

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5


SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5

**T-DLAHY ANATOMICKÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ PRO DISTÁLNÍ RADIUS**  
ANATOMICAL T-PLATES ANGULARLY STABLE FOR DISTAL RADIUS



**T-dlaha anatomická úhlově stabilní, pravá**  
Anatomical T-plate angularly stable, right

| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 8220</b> | <b>129 77 8223</b> | 54 mm | 7×3                   |
| <b>129 77 8600</b> | <b>129 77 8603</b> | 62 mm | 7×4                   |
| <b>129 77 8610</b> | <b>129 77 8613</b> | 70 mm | 7×5                   |



**T-dlaha anatomická úhlově stabilní, levá**  
Anatomical T-plate angularly stable, left

| SSt                | Ti                 | A     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| <b>129 77 8650</b> | <b>129 77 8653</b> | 54 mm | 7×3                   |
| <b>129 77 8660</b> | <b>129 77 8663</b> | 62 mm | 7×4                   |
| <b>129 77 8670</b> | <b>129 77 8673</b> | 70 mm | 7×5                   |

síla dlahy plate thickness 1,7 mm


ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5



**129 69 4380** Stojánek na úhlově stabilní dlahy DR  
211 × 149 × 43 mm  
bez implantátů

Stand for angularly stable plates DR  
211 × 149 × 43 mm  
excluding implants

**DLAHY HUMERÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**PROXIMAL HUMERAL PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlahy humerální proximální úhlově stabilní**  
**Proximal humeral plate angularly stable**

| SSt                                        | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 3500</b>                         | <b>129 78 3503</b> | 97 mm  | 2                     |
| <b>129 78 3520</b>                         | <b>129 78 3523</b> | 127 mm | 4                     |
| <b>129 78 3540</b>                         | <b>129 78 3543</b> | 157 mm | 6                     |
| <b>129 78 3560</b>                         | <b>129 78 3563</b> | 187 mm | 8                     |
| na zvláštní objednávku – for special order |                    |        |                       |
| <b>129 78 3510</b>                         | <b>129 78 3513</b> | 112 mm | 3                     |
| <b>129 78 3530</b>                         | <b>129 78 3533</b> | 142 mm | 5                     |
| <b>129 78 3550</b>                         | <b>129 78 3553</b> | 172 mm | 7                     |

síla dlahy plate thickness 2,7 mm

**ŠROUBY:**  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

**SCREWS:**  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5



**129 69 6070** Síto pro dlahy humerální proximální  
240 × 240 × 50 mm  
bez implantátů a nástrojů


Sieve for proximal tibial plates  
240 × 240 × 50 mm  
excluding implants and instruments


**Doplňkové nástroje**  
**Supplementary instruments**

**129 77 9200** Cílicí blok  
**129 69 4590** Pouzdro Ø5,9/5,1 mm; 40 mm

Aiming device  
Sleeve Ø5.9/5.1 mm; 40 mm

DLAHA ULNÁRNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ  
PROXIMAL ULNAR PLATES ANGULARLY STABLE



Dlaha ulnární proximální úhlově stabilní, levá  
Proximal ulnar plate angularly stable, left

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 7600</b> | <b>129 78 7603</b> | 96 mm  | 2                     |
| <b>129 78 7610</b> | <b>129 78 7613</b> | 120 mm | 4                     |
| <b>129 78 7620</b> | <b>129 78 7623</b> | 144 mm | 6                     |
| <b>129 78 7630</b> | <b>129 78 7633</b> | 168 mm | 8                     |
| <b>129 78 7640</b> | <b>129 78 7643</b> | 192 mm | 10                    |
| <b>129 78 7650</b> | <b>129 78 7653</b> | 216 mm | 12                    |

Dlaha ulnární proximální úhlově stabilní, pravá  
Proximal ulnar plate angularly stable, right


| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 7660</b> | <b>129 78 7663</b> | 96 mm  | 2                     |
| <b>129 78 7670</b> | <b>129 78 7673</b> | 120 mm | 4                     |
| <b>129 78 7680</b> | <b>129 78 7683</b> | 144 mm | 6                     |
| <b>129 78 7690</b> | <b>129 78 7693</b> | 168 mm | 8                     |
| <b>129 78 7700</b> | <b>129 78 7703</b> | 192 mm | 10                    |
| <b>129 78 7710</b> | <b>129 78 7713</b> | 216 mm | 12                    |

síla dlahy plate thickness 2,8 mm

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5




**DLAHY PRO CLAVICULU ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**CLAVICLE PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaň pro claviculu úhlově stabilní, levá**  
**Clavicle plate angularly stable, left**

| SSt                | A       | B     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|---------|-------|-----------------------|
| <b>129 78 2980</b> | 61,0 mm | 18 mm | 5                     |
| <b>129 78 3000</b> | 84,1 mm | 18 mm | 7                     |
| <b>129 78 3020</b> | 61,0 mm | 15 mm | 5                     |
| <b>129 78 3040</b> | 84,1 mm | 15 mm | 7                     |

na zvláštní objednávku  
for special order

|                    |         |       |   |
|--------------------|---------|-------|---|
| <b>129 78 2990</b> | 72,5 mm | 18 mm | 6 |
| <b>129 78 3010</b> | 95,2 mm | 18 mm | 8 |
| <b>129 78 3030</b> | 72,5 mm | 15 mm | 6 |
| <b>129 78 3050</b> | 95,2 mm | 15 mm | 8 |
| <b>129 78 3060</b> | 61,0 mm | 12 mm | 5 |
| <b>129 78 3070</b> | 72,5 mm | 12 mm | 6 |
| <b>129 78 3080</b> | 84,1 mm | 12 mm | 7 |
| <b>129 78 3090</b> | 95,2 mm | 12 mm | 8 |


**Dlaň pro claviculu úhlově stabilní, pravá**  
**Clavicle plate angularly stable, right**

| SSt                | A       | B     | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|---------|-------|-----------------------|
| <b>129 78 3120</b> | 61,0 mm | 18 mm | 5                     |
| <b>129 78 3140</b> | 84,1 mm | 18 mm | 7                     |
| <b>129 78 3160</b> | 61,0 mm | 15 mm | 5                     |
| <b>129 78 3180</b> | 84,1 mm | 15 mm | 7                     |

na zvláštní objednávku  
for special order

|                    |         |       |   |
|--------------------|---------|-------|---|
| <b>129 78 3130</b> | 72,5 mm | 18 mm | 6 |
| <b>129 78 3150</b> | 95,2 mm | 18 mm | 8 |
| <b>129 78 3170</b> | 72,5 mm | 15 mm | 6 |
| <b>129 78 3190</b> | 95,2 mm | 15 mm | 8 |
| <b>129 78 3200</b> | 61,0 mm | 12 mm | 5 |
| <b>129 78 3210</b> | 72,5 mm | 12 mm | 6 |
| <b>129 78 3220</b> | 84,1 mm | 12 mm | 7 |
| <b>129 78 3230</b> | 95,2 mm | 12 mm | 8 |


síla dlahy                      plate thickness                      2,4 mm

**ŠROUBY:**

šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

**SCREWS:**

locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5


**DLAHY REKONSTRUKČNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
 RECONSTRUCTION PLATES ANGULARLY STABLE

**Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní**  
 Reconstruction plate angularly stable

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 77 7330</b> | <b>129 77 7333</b> | 48 mm  | 4                     |
| <b>129 77 7340</b> | <b>129 77 7343</b> | 60 mm  | 5                     |
| <b>129 77 7350</b> | <b>129 77 7353</b> | 72 mm  | 6                     |
| <b>129 77 7360</b> | <b>129 77 7363</b> | 84 mm  | 7                     |
| <b>129 77 7370</b> | <b>129 77 7373</b> | 96 mm  | 8                     |
| <b>129 77 7380</b> | <b>129 77 7383</b> | 108 mm | 9                     |
| <b>129 77 7390</b> | <b>129 77 7393</b> | 120 mm | 10                    |
| <b>129 77 7400</b> | <b>129 77 7403</b> | 132 mm | 11                    |
| <b>129 77 7410</b> | <b>129 77 7413</b> | 144 mm | 12                    |

|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 2,2 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 12 mm  |

ŠROUBY:  
 šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
 kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
 locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
 cortical screws HA 3.5



**Dlaha rekonstrukční silná úhlově stabilní**  
 Reconstruction plate thick angularly stable

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 77 7810</b> | <b>129 77 7813</b> | 48 mm  | 4                     |
| <b>129 77 7820</b> | <b>129 77 7823</b> | 60 mm  | 5                     |
| <b>129 77 7830</b> | <b>129 77 7833</b> | 72 mm  | 6                     |
| <b>129 77 7840</b> | <b>129 77 7843</b> | 84 mm  | 7                     |
| <b>129 77 7850</b> | <b>129 77 7853</b> | 96 mm  | 8                     |
| <b>129 77 7860</b> | <b>129 77 7863</b> | 108 mm | 9                     |
| <b>129 77 7870</b> | <b>129 77 7873</b> | 120 mm | 10                    |
| <b>129 77 7880</b> | <b>129 77 7883</b> | 132 mm | 11                    |
| <b>129 77 7890</b> | <b>129 77 7893</b> | 144 mm | 12                    |

|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 3,0 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 12 mm  |

ŠROUBY:  
 šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
 kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
 locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
 cortical screws HA 3.5


**DLAHY REKONSTRUKČNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**RECONSTRUCTION PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní**  
**Reconstruction plate angularly stable**

| SSt                | A      | počet otvorů<br>holes | počet drážek<br>grooves |
|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| <b>129 78 3630</b> | 96 mm  | 4                     | 2                       |
| <b>129 78 3640</b> | 120 mm | 6                     | 2                       |
| <b>129 78 3650</b> | 144 mm | 6                     | 3                       |
| <b>129 78 3660</b> | 168 mm | 6                     | 4                       |

|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 2,4 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 12 mm  |

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5

**DLAHY TIBIÁLNÍ DISTÁLNÍ MEDIÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaň tibiální distální mediální úhlově stabilní, levá**  
**Distal medial tibial plate angularly stable, left**

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 2760</b> | <b>129 78 2763</b> | 110 mm | 2                     |
| <b>129 78 2780</b> | <b>129 78 2783</b> | 140 mm | 4                     |
| <b>129 78 2800</b> | <b>129 78 2803</b> | 170 mm | 6                     |
| <b>129 78 2820</b> | <b>129 78 2823</b> | 200 mm | 8                     |
| <b>129 78 2840</b> | <b>129 78 2843</b> | 230 mm | 10                    |
| <b>129 78 2860</b> | <b>129 78 2863</b> | 260 mm | 12                    |

na zvláštní objednávku  
for special order

|                    |                    |        |    |
|--------------------|--------------------|--------|----|
| <b>129 78 2770</b> | <b>129 78 2773</b> | 125 mm | 3  |
| <b>129 78 2790</b> | <b>129 78 2793</b> | 155 mm | 5  |
| <b>129 78 2810</b> | <b>129 78 2813</b> | 185 mm | 7  |
| <b>129 78 2830</b> | <b>129 78 2833</b> | 215 mm | 9  |
| <b>129 78 2850</b> | <b>129 78 2853</b> | 245 mm | 11 |

**Dlaň tibiální distální mediální úhlově stabilní, pravá**  
**Distal medial tibial plate angularly stable, right**

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 2870</b> | <b>129 78 2873</b> | 110 mm | 2                     |
| <b>129 78 2890</b> | <b>129 78 2893</b> | 140 mm | 4                     |
| <b>129 78 2910</b> | <b>129 78 2913</b> | 170 mm | 6                     |
| <b>129 78 2930</b> | <b>129 78 2933</b> | 200 mm | 8                     |
| <b>129 78 2950</b> | <b>129 78 2953</b> | 230 mm | 10                    |
| <b>129 78 2970</b> | <b>129 78 2973</b> | 260 mm | 12                    |

na zvláštní objednávku  
for special order

|                    |                    |        |    |
|--------------------|--------------------|--------|----|
| <b>129 78 2880</b> | <b>129 78 2883</b> | 125 mm | 3  |
| <b>129 78 2900</b> | <b>129 78 2903</b> | 155 mm | 5  |
| <b>129 78 2920</b> | <b>129 78 2923</b> | 185 mm | 7  |
| <b>129 78 2940</b> | <b>129 78 2943</b> | 215 mm | 9  |
| <b>129 78 2960</b> | <b>129 78 2963</b> | 245 mm | 11 |


síla dlahy plate thickness 3,5 mm

**ŠROUBY:**

šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

**SCREWS:**

locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5




**129 69 6040** Síto pro dlahy humerální proximální  
300 × 240 × 50 mm  
bez implantátů

Sieve for proximal tibial plates  
300 × 240 × 50 mm  
excluding implants



DLAHY FIBULÁRNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ  
FIBULAR DISTAL PLATES ANGULARLY STABLE




Dlaň fibulární distální úhlově stabilní  
Fibular distal plate angularly stable

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 5180</b> | <b>129 78 5183</b> | 57 mm  | 4                     |
| <b>129 78 5190</b> | <b>129 78 5193</b> | 73 mm  | 6                     |
| <b>129 78 5200</b> | <b>129 78 5203</b> | 89 mm  | 8                     |
| <b>129 78 5210</b> | <b>129 78 5213</b> | 105 mm | 10                    |

|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 2,2 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 8 mm   |

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5

**DLAHY PATNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**HEEL PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaha patní úhlově stabilní, levá**  
**Heel plate angularly stable, left**

|                    |                    |            |
|--------------------|--------------------|------------|
| SSt                | Ti                 |            |
| <b>129 78 2650</b> | <b>129 78 2653</b> | 76 × 39 mm |

**Dlaha patní úhlově stabilní, pravá**  
**Heel plate angularly stable, right**


|                    |                    |            |
|--------------------|--------------------|------------|
| SSt                | Ti                 |            |
| <b>129 78 2640</b> | <b>129 78 2643</b> | 76 × 39 mm |

|            |                 |        |
|------------|-----------------|--------|
| síla dlahy | plate thickness | 1,5 mm |
|------------|-----------------|--------|

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 3,5 a 3,5/2,7 mm  
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:  
locking bone screws 3.5 and 3.5/2.7 mm  
cortical screws HA 3.5



**INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5**  
 INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3.5

**139 09 0255** Instrumentarium pro USD se šrouby 3,5 mm  
 540 × 240 × 50 mm  
 včetně nástrojů

 Instruments for ASP with screws 3.5 mm  
 540 × 240 × 50 mm  
 including instruments

**139 09 0250**


## soubor

- |    |                    |                                           |
|----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1  | <b>129 09 2571</b> | K-drát s ploškou; 2,0 mm; 300 mm          |
| 2  | <b>129 09 3000</b> | Drát vodící 1,5 mm; 300 mm                |
| 3  | <b>129 69 3360</b> | Pouzdro vodící uzamykatelné 2,9 mm; 60 mm |
| 4  | <b>129 69 3370</b> | Pouzdro vodící pro dráty 1,5 mm; 75 mm    |
| 5  | <b>129 69 4360</b> | Pouzdro vodící pro dráty 2,0 mm; 75 mm    |
| 6  | <b>129 69 4780</b> | Hloubkoměr                                |
| 7  | <b>129 69 5131</b> | Držadlo                                   |
| 8  | <b>129 69 5126</b> | Spojka momentová 1,5 Nm                   |
| 9  | <b>129 69 5231</b> | Šroubovák; šestihran 2,5 mm; 160 mm       |
| 10 | <b>129 79 9981</b> | Vrták 2,9 mm; 190 mm                      |

## set

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-wire with shank; 2.0 mm; 300 mm   | 2 |
| Guide rod 1.5 mm; 300 mm            | 2 |
| Guide sleeve locking 2.9 mm; 60 mm  | 3 |
| Guide sleeve for rods 1.5 mm; 75 mm | 2 |
| Guide sleeve for rods 2.0 mm; 75 mm | 2 |
| Depth gauge                         | 1 |
| Screwdriver handle                  | 1 |
| Torque limiter 1.5 Nm               | 1 |
| screwdriver; hexagon 2.5 mm; 160 mm | 1 |
| Drill 2.9 mm; 190 mm                | 1 |

ks/pcs


**129 69 4390** Síto pro instrumentarium USD 3,5  
 540 × 240 × 50 mm  
 bez nástrojů

 Sieve for instrumentarium ASP 3.5  
 540 × 240 × 50 mm  
 excluding instruments


INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 3,5  
INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 3.5

## Doplňkové nástroje

## Supplementary instruments

- |   |                    |                                             |
|---|--------------------|---------------------------------------------|
| 1 | <b>129 79 8900</b> | Hloubkoměr; 185 mm                          |
| 2 | <b>129 79 4340</b> | Šroubovák, šestihran 2,5 mm; 214 mm         |
| 3 | <b>129 77 9200</b> | Cílicí blok, pro dlahy humerální proximální |
| 4 | <b>129 69 4590</b> | Pouzdro Ø5,9/Ø5,1 mm; 40 mm                 |


- |                                            |
|--------------------------------------------|
| Depth gauge; 185 mm                        |
| Screwdriver, hexagonal 2.5 mm; 214 mm      |
| Aiming device, for proximal humeral plates |
| Sleeve Ø5.9/Ø5.1 mm; 40 mm                 |

**ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 5**  
**LOCKING BONE SCREWS 5**


|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitů   | thread diameter             | 5,0 mm   |
| průměr jádra    | core diameter               | 4,2 mm   |
| průměr hlavy    | head diameter               | 6,8 mm   |
| vrták pro závit | drill bit for threaded hole | Ø 3,9 mm |
| šroubovák       | screwdriver                 | Ø 3,5 mm |

**Šroub kostní uzamykací 5**  
**Locking bone screw 5**

| SSt         | Ti          | A      |
|-------------|-------------|--------|
| 129 77 7981 | 129 77 7984 | 16 mm  |
| 129 77 7991 | 129 77 7994 | 18 mm  |
| 129 77 8001 | 129 77 8004 | 20 mm  |
| 129 77 8011 | 129 77 8014 | 22 mm  |
| 129 77 8021 | 129 77 8024 | 24 mm  |
| 129 77 8031 | 129 77 8034 | 26 mm  |
| 129 77 8041 | 129 77 8044 | 28 mm  |
| 129 77 8051 | 129 77 8054 | 30 mm  |
| 129 77 8061 | 129 77 8064 | 32 mm  |
| 129 77 8071 | 129 77 8074 | 34 mm  |
| 129 77 8081 | 129 77 8084 | 36 mm  |
| 129 77 8091 | 129 77 8094 | 38 mm  |
| 129 77 8101 | 129 77 8104 | 40 mm  |
| 129 77 8111 | 129 77 8114 | 42 mm  |
| 129 77 8121 | 129 77 8124 | 44 mm  |
| 129 77 8131 | 129 77 8134 | 46 mm  |
| 129 77 8141 | 129 77 8144 | 48 mm  |
| 129 77 8151 | 129 77 8154 | 50 mm  |
| 129 77 8161 | 129 77 8164 | 55 mm  |
| 129 77 8171 | 129 77 8174 | 60 mm  |
| 129 77 8181 | 129 77 8184 | 65 mm  |
| 129 77 8191 | 129 77 8194 | 70 mm  |
| 129 77 8201 | 129 77 8204 | 75 mm  |
| 129 78 7401 | 129 78 7404 | 80 mm  |
| 129 78 7411 | 129 78 7414 | 85 mm  |
| 129 78 7421 | 129 78 7424 | 90 mm  |
| 129 78 7431 | 129 78 7434 | 95 mm  |
| 129 78 7441 | 129 78 7444 | 100 mm |
| 129 78 7451 | 129 78 7454 | 105 mm |




|                  |                             |          |
|------------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitů    | thread diameter             | 5,0 mm   |
| průměr jádra     | core diameter               | 4,2 mm   |
| průměr hlavy     | head diameter               | 6,8 mm   |
| kanylovaný otvor | cannulation                 | 1,8 mm   |
| vrták pro závit  | drill bit for threaded hole | Ø 3,9 mm |
| šroubovák        | screwdriver                 | Ø 3,5 mm |
| drát vodící      | guide wire                  | Ø 1,5 mm |

**Šroub kostní uzamykací kanylovaný 5**  
**Cannulated locking bone screw 5**

| SSt         | Ti          | A      |
|-------------|-------------|--------|
| 129 77 8681 | 129 77 8684 | 16 mm  |
| 129 77 8691 | 129 77 8694 | 18 mm  |
| 129 77 8701 | 129 77 8704 | 20 mm  |
| 129 77 8711 | 129 77 8714 | 22 mm  |
| 129 77 8721 | 129 77 8724 | 24 mm  |
| 129 77 8731 | 129 77 8734 | 26 mm  |
| 129 77 8741 | 129 77 8744 | 28 mm  |
| 129 77 8751 | 129 77 8754 | 30 mm  |
| 129 77 8761 | 129 77 8764 | 23 mm  |
| 129 77 8771 | 129 77 8774 | 34 mm  |
| 129 77 8781 | 129 77 8784 | 36 mm  |
| 129 77 8791 | 129 77 8794 | 38 mm  |
| 129 77 8801 | 129 77 8804 | 40 mm  |
| 129 77 8811 | 129 77 8814 | 42 mm  |
| 129 77 8821 | 129 77 8824 | 44 mm  |
| 129 77 8831 | 129 77 8834 | 46 mm  |
| 129 77 8841 | 129 77 8844 | 48 mm  |
| 129 77 8851 | 129 77 8854 | 50 mm  |
| 129 77 8861 | 129 77 8864 | 55 mm  |
| 129 77 8871 | 129 77 8874 | 60 mm  |
| 129 77 8881 | 129 77 8884 | 65 mm  |
| 129 77 8891 | 129 77 8894 | 70 mm  |
| 129 77 8901 | 129 77 8904 | 75 mm  |
| 129 78 7541 | 129 78 7544 | 80 mm  |
| 129 78 7551 | 129 78 7554 | 85 mm  |
| 129 78 7561 | 129 78 7564 | 90 mm  |
| 129 78 7571 | 129 78 7574 | 95 mm  |
| 129 78 7581 | 129 78 7584 | 100 mm |
| 129 78 7591 | 129 78 7594 | 105 mm |

## ŠROUBY KOSTNÍ UZAMYKATELNÉ 5/3,5

### LOCKING BONE SCREWS 5/3.5



|                 |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| průměr závitu   | thread diameter             | 3,5 mm   |
| průměr jádra    | core diameter               | 2,9 mm   |
| průměr hlavy    | head diameter               | 6,8 mm   |
| vrták pro závit | drill bit for threaded hole | Ø 2,7 mm |
| šroubovák       | screwdriver                 | Ø 3,5 mm |

#### Šroub kostní uzamykatelný 5/3,5

#### Locking bone screw 5/3.5

| SSt                | Ti                 | A      |
|--------------------|--------------------|--------|
| <b>129 77 8231</b> | <b>129 77 8234</b> | 16 mm  |
| <b>129 77 8241</b> | <b>129 77 8244</b> | 18 mm  |
| <b>129 77 8251</b> | <b>129 77 8254</b> | 20 mm  |
| <b>129 77 8261</b> | <b>129 77 8264</b> | 22 mm  |
| <b>129 77 8271</b> | <b>129 77 8274</b> | 24 mm  |
| <b>129 77 8281</b> | <b>129 77 8284</b> | 26 mm  |
| <b>129 77 8291</b> | <b>129 77 8294</b> | 28 mm  |
| <b>129 77 8301</b> | <b>129 77 8304</b> | 30 mm  |
| <b>129 77 8311</b> | <b>129 77 8314</b> | 32 mm  |
| <b>129 77 8321</b> | <b>129 77 8324</b> | 34 mm  |
| <b>129 77 8331</b> | <b>129 77 8334</b> | 36 mm  |
| <b>129 77 8341</b> | <b>129 77 8344</b> | 38 mm  |
| <b>129 77 8351</b> | <b>129 77 8354</b> | 40 mm  |
| <b>129 77 8361</b> | <b>129 77 8364</b> | 42 mm  |
| <b>129 77 8371</b> | <b>129 77 8374</b> | 44 mm  |
| <b>129 77 8381</b> | <b>129 77 8384</b> | 46 mm  |
| <b>129 77 8391</b> | <b>129 77 8394</b> | 48 mm  |
| <b>129 77 8401</b> | <b>129 77 8404</b> | 50 mm  |
| <b>129 77 8411</b> | <b>129 77 8414</b> | 55 mm  |
| <b>129 77 8421</b> | <b>129 77 8424</b> | 60 mm  |
| <b>129 77 8431</b> | <b>129 77 8434</b> | 65 mm  |
| <b>129 77 8441</b> | <b>129 77 8444</b> | 70 mm  |
| <b>129 77 8451</b> | <b>129 77 8454</b> | 75 mm  |
| <b>129 78 7471</b> | <b>129 78 7474</b> | 80 mm  |
| <b>129 78 7481</b> | <b>129 78 7484</b> | 85 mm  |
| <b>129 78 7491</b> | <b>129 78 7494</b> | 90 mm  |
| <b>129 78 7501</b> | <b>129 78 7504</b> | 95 mm  |
| <b>129 78 7511</b> | <b>129 78 7514</b> | 100 mm |
| <b>129 78 7521</b> | <b>129 78 7524</b> | 105 mm |



**129 69 5741** Stojánek na šrouby uzamykatelné 5  
214 × 186 × 120 mm  
bez implantátů

Stand for locking screws 5  
214 × 186 × 120 mm  
excluding implants




**129 69 6390** Stojánek na šrouby uzamykatelné 5/3,5  
214 × 126 × 120 mm  
bez implantátů

Stand for locking screws 5/3.5  
214 × 126 × 120 mm  
excluding implants



**129 69 6395** Stojánek na šrouby uzamykatelné  
kanylované 5  
214 × 126 × 120 mm  
bez implantátů

Stand for cannulated locking screws 5  
214 × 126 × 120 mm  
excluding implants

**DLAHY TIBIÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**PROXIMAL TIBIAL PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaň tibiální proximální úhlově stabilní, pravá**  
**Proximal tibial plate angularly stable, right**

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 2350</b> | <b>129 78 2353</b> | 135 mm | 8                     |
| <b>129 78 2370</b> | <b>129 78 2373</b> | 165 mm | 10                    |
| <b>129 78 2390</b> | <b>129 78 2393</b> | 195 mm | 12                    |
| <b>129 78 2410</b> | <b>129 78 2413</b> | 225 mm | 14                    |
| <b>129 78 2450</b> | <b>129 78 2453</b> | 285 mm | 18                    |

na zvláštní objednávku – for special order

|                    |                    |        |    |
|--------------------|--------------------|--------|----|
| <b>129 78 2340</b> | <b>129 78 2343</b> | 120 mm | 7  |
| <b>129 78 2360</b> | <b>129 78 2363</b> | 150 mm | 9  |
| <b>129 78 2380</b> | <b>129 78 2383</b> | 180 mm | 11 |
| <b>129 78 2400</b> | <b>129 78 2403</b> | 210 mm | 13 |
| <b>129 78 2420</b> | <b>129 78 2423</b> | 240 mm | 15 |
| <b>129 78 2430</b> | <b>129 78 2433</b> | 255 mm | 16 |
| <b>129 78 2440</b> | <b>129 78 2443</b> | 270 mm | 17 |
| <b>129 78 2460</b> | <b>129 78 2463</b> | 300 mm | 19 |

**Dlaň tibiální proximální úhlově stabilní, levá**  
**Proximal tibial plate angularly stable, left**

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 2490</b> | <b>129 78 2493</b> | 135 mm | 8                     |
| <b>129 78 2510</b> | <b>129 78 2513</b> | 165 mm | 10                    |
| <b>129 78 2530</b> | <b>129 78 2533</b> | 195 mm | 12                    |
| <b>129 78 2550</b> | <b>129 78 2553</b> | 225 mm | 14                    |
| <b>129 78 2590</b> | <b>129 78 2593</b> | 285 mm | 18                    |


na zvláštní objednávku – for special order

|                    |                    |        |    |
|--------------------|--------------------|--------|----|
| <b>129 78 2480</b> | <b>129 78 2483</b> | 120 mm | 7  |
| <b>129 78 2500</b> | <b>129 78 2503</b> | 150 mm | 9  |
| <b>129 78 2520</b> | <b>129 78 2523</b> | 180 mm | 11 |
| <b>129 78 2540</b> | <b>129 78 2543</b> | 210 mm | 13 |
| <b>129 78 2560</b> | <b>129 78 2563</b> | 240 mm | 15 |
| <b>129 78 2570</b> | <b>129 78 2573</b> | 255 mm | 16 |
| <b>129 78 2580</b> | <b>129 78 2583</b> | 270 mm | 17 |
| <b>129 78 2600</b> | <b>129 78 2603</b> | 300 mm | 19 |

|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 4,5 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 15 mm  |

**ŠROUBY:**  
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm  
kortikální šrouby HA 5

**SCREWS:**  
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm  
cortical screws HA 5



**129 69 5920** Síto pro dlahy tibiální proximální  
300 × 240 × 50 mm  
bez implantátů


Sieve for proximal tibial plates  
300 × 240 × 50 mm  
excluding implants

**139 09 0335** Set dlah tibiálních proximálních se sítím  
SSt, včetně implantátů 8, 10, 12, 14, 18

Set of proximal tibial plates including sieve  
SSt, including implants 8, 10, 12, 14, 18

**139 09 0338** Set dlah tibiálních proximálních se sítím  
Ti, včetně implantátů 8, 10, 12, 14, 18

Set of proximal tibial plates including sieve  
Ti, including implants 8, 10, 12, 14, 18


**DLAHY PŘÍMÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**STRAIGHT PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaha přímá úhlově stabilní**  
**Straight plate angularly stable**

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 77 9330</b> | <b>129 77 9333</b> | 75 mm  | 4                     |
| <b>129 77 9340</b> | <b>129 77 9343</b> | 90 mm  | 5                     |
| <b>129 77 9350</b> | <b>129 77 9353</b> | 105 mm | 6                     |
| <b>129 77 9360</b> | <b>129 77 9363</b> | 120 mm | 7                     |
| <b>129 77 9370</b> | <b>129 77 9373</b> | 135 mm | 8                     |
| <b>129 77 9380</b> | <b>129 77 9383</b> | 150 mm | 9                     |
| <b>129 77 9390</b> | <b>129 77 9393</b> | 165 mm | 10                    |
| <b>129 77 9400</b> | <b>129 77 9403</b> | 180 mm | 11                    |
| <b>129 77 9410</b> | <b>129 77 9413</b> | 195 mm | 12                    |

|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 5,0 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 15 mm  |

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm  
kortikální šrouby HA 5

SCREWS:  
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm  
cortical screws HA 5

**DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**DISTAL FEMORAL PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaha femorální distální úhlově stabilní, levá**  
**Distal femoral plate angularly stable, left**

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 77 9520</b> | <b>129 77 9523</b> | 165 mm | 4                     |
| <b>129 77 9530</b> | <b>129 77 9533</b> | 202 mm | 6                     |
| <b>129 77 9540</b> | <b>129 77 9543</b> | 232 mm | 8                     |
| <b>129 77 9550</b> | <b>129 77 9553</b> | 266 mm | 10                    |
| <b>129 77 9560</b> | <b>129 77 9563</b> | 299 mm | 12                    |
| <b>129 78 6890</b> | <b>129 78 6893</b> | 336 mm | 14                    |

**Dlaha femorální distální úhlově stabilní, pravá**  
**Distal femoral plate angularly stable, right**

| SSt                | Ti                 | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 77 9580</b> | <b>129 77 9583</b> | 165 mm | 4                     |
| <b>129 77 9590</b> | <b>129 77 9593</b> | 202 mm | 6                     |
| <b>129 77 9600</b> | <b>129 77 9603</b> | 232 mm | 8                     |
| <b>129 77 9610</b> | <b>129 77 9613</b> | 266 mm | 10                    |
| <b>129 77 9620</b> | <b>129 77 9623</b> | 299 mm | 12                    |
| <b>129 78 6900</b> | <b>129 78 6903</b> | 336 mm | 14                    |


|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 6,0 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 17 mm  |

**ŠROUBY:**  
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm  
kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

**SCREWS:**  
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm  
cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.



**129 69 6230** Síto pro dlahy femorální distální  
540 × 240 × 50 mm  
bez implantátů

Sieve for distal femoral plates  
540 × 240 × 50 mm  
excluding implants


**139 09 0335** Set dlah femorálních distálních se sítím  
SSt, včetně implantátů

Set of distal femoral plates including sieve  
SSt, including implants

**139 09 0338** Set dlah femorálních distálních se sítím  
Ti, včetně implantátů


Set of distal femoral plates including sieve  
Ti, including implants



**INSTRUMENTÁRIUM PRO ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY SE ŠROUBY 5**  
**INSTRUMENTS FOR ANGULARLY STABLE PLATES WITH SCREWS 5**


**139 09 0265** Set instrumentária pro USD  
se šrouby 5 a 5/3,5 mm  
540 × 240 × 90 mm  
včetně nástrojů

Set of instruments for ASP with  
screws 5 and 5/3.5 mm  
540 × 240 × 90 mm  
including instruments

**139 09 0260**

soubor

set

- | 1  | <b>129 09 2550</b> | K-drát MEDIN Ø 1,5 mm; 300 mm                   |  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|--|
| 2  | <b>129 69 4300</b> | Pouzdro vodicí uzamykatelné Ø 6,8/Ø 4 mm; 80 mm |  |
| 3  | <b>129 69 4401</b> | Vrták kanylovaný Ø 3,9 mm; 220 mm               |  |
| 4  | <b>129 69 4410</b> | Pouzdro vodicí Ø 4/1,8 mm; 95 mm                |  |
| 5  | <b>129 69 4430</b> | Pouzdro vodicí Ø 4/3 mm; 95 mm                  |  |
| 6  | <b>129 69 5121</b> | Spojka momentová 4 Nm                           |  |
| 7  | <b>129 69 5130</b> | Držadlo pro nástroje s ploškou                  |  |
| 8  | <b>129 69 5141</b> | Vrták Ø 3,9 mm; 220 mm                          |  |
| 9  | <b>129 69 5201</b> | Vrták Ø 2,9 mm; 220 mm                          |  |
| 10 | <b>129 69 5251</b> | Šroubovák; šestihran 3,5 mm                     |  |
| 11 | <b>129 69 5261</b> | Šroubovák kanylovaný; šestihran 3,5 mm          |  |
| 12 | <b>129 79 8910</b> | Hloubkoměr pro šrouby Ø 4,5–6,5 mm              |  |

- |                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| K-wire MEDIN Ø 1.5 mm; 300 mm              |  |
| Aiming sleeve lockable Ø 6.8/Ø 4 mm; 80 mm |  |
| Cannulated drill Ø 3.9 mm; 220 mm          |  |
| Guide sleeve Ø 4/1.8 mm; 95 mm             |  |
| Guide sleeve Ø 4/3 mm; 95 mm               |  |
| Torque limiter 4 Nm                        |  |
| Screwdriver handle                         |  |
| Drill Ø 3.9 mm; 220 mm                     |  |
| Drill Ø 2.9 mm; 220 mm                     |  |
| Screwdriver; hexagon 3.5 mm                |  |
| Cannulated screwdriver; hexagon 3.5 mm     |  |
| Depth gauge for screws Ø 4.5–6.5 mm        |  |

ks/pcs

3

4

1

2

2

1

1


1

1

2

2


1



**129 69 5180** Síto pro instrumentárium USD 5  
540 × 240 × 90 mm  
bez nástrojů


Sieve for instrumentarium ASP 5  
540 × 240 × 90 mm  
excluding instruments



**INSTRUMENTÁRIUM PRO DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ**  
 INSTRUMENTS FOR DISTAL FEMORAL PLATES


**139 09 0325** Instrumentarium pro dlahy femorální distální  
 540 × 240 × 90 mm  
 včetně nástrojů

Instrumentarium for distal femoral plates  
 540 × 240 × 90 mm  
 including instruments



**139 09 0320**

## soubor

- |    |                    |                                        |
|----|--------------------|----------------------------------------|
| 1  | <b>129 09 2550</b> | K-drát MEDIN Ø 1,5 mm; 300 mm          |
| 2  | <b>129 69 4056</b> | T-šroubovák; šestihran 3,5 mm          |
| 3  | <b>129 69 4785</b> | Hloubkoměr                             |
| 4  | <b>129 69 4800</b> | Cíli pro dlahu femorální distální      |
| 5  | <b>129 69 5256</b> | Šroubovák; šestihran 3,5 mm            |
| 6  | <b>129 69 5266</b> | Šroubovák kanylovaný; šestihran 3,5 mm |
| 7  | <b>129 69 5600</b> | Pouzdro vodicí Ø 8/7 mm; 150 mm        |
| 8  | <b>129 69 5610</b> | Pouzdro vrtací Ø 7/4 mm; 180 mm        |
| 9  | <b>129 69 5620</b> | Pouzdro vodicí Ø 4/2,9 mm; 195 mm      |
| 10 | <b>129 69 5631</b> | Vrták Ø 4,0 mm; 320 mm                 |
| 11 | <b>129 69 5641</b> | Vrták Ø 2,9 mm; 320 mm                 |
| 12 | <b>129 69 5650</b> | Pouzdro upevňovací Ø 8/4 mm; 180 mm    |
| 13 | <b>129 69 5930</b> | Pouzdro vodicí Ø 4/1,8 mm; 195 mm      |
| 14 | <b>129 69 6171</b> | Vrták kanylovaný Ø 4,0 mm; 320 mm      |
| 15 | <b>129 69 6330</b> | Trokar Ø 4 mm; 180 mm                  |


## set

- |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| K-wire MEDIN Ø 1.5 mm; 300 mm          | ks/pcs |
| 3                                      |        |
| T-screwdriver; hexagon 3.5 mm          | 1      |
| Depth gauge                            | 1      |
| Aiming device for distal femoral plate | 1      |
| Screwdriver; hexagon 3.5 mm            | 1      |
| Cannulated screwdriver; hexagon 3.5 mm | 1      |
| Guide sleeve Ø 8/7 mm; 150 mm          | 4      |
| Drill sleeve Ø 7/4 mm; 180 mm          | 4      |
| Drill sleeve Ø 4/2.9 mm; 195 mm        | 2      |
| Drill Ø 4.0 mm; 320 mm                 | 1      |
| Drill Ø 2.9 mm; 320 mm                 | 1      |
| Fastening sleeve Ø 8/4 mm; 180 mm      | 1      |
| Drill sleeve Ø 4/1.8 mm; 195 mm        | 2      |
| Cannulated drill Ø 3.9 mm; 320 mm      | 1      |
| Trocar Ø 4 mm; 180 mm                  | 1      |



**129 69 5900** Síto pro instrumentarium pro dlahy  
 femorální distální  
 540 × 240 × 90 mm  
 bez nástrojů

Sieve for instrumentarium for distal  
 femoral plates  
 540 × 240 × 90 mm  
 excluding instruments

**DLAHY PŘÍMÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**STRAIGHT PLATES ANGULARLY STABLE**

**Dlaňá přímá úhlově stabilní**  
**Straight plate angularly stable**

|                    | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 5020</b> | 169 mm | 9                     |
| <b>129 78 5025</b> | 186 mm | 10                    |
| <b>129 78 5030</b> | 203 mm | 11                    |
| <b>129 78 5035</b> | 220 mm | 12                    |
| <b>129 78 5040</b> | 237 mm | 13                    |
| <b>129 78 5045</b> | 254 mm | 14                    |
| <b>129 78 5050</b> | 271 mm | 15                    |
| <b>129 78 5055</b> | 288 mm | 16                    |
| <b>129 78 5060</b> | 305 mm | 17                    |
| <b>129 78 5355</b> | 322 mm | 18                    |
| <b>129 78 5360</b> | 339 mm | 19                    |
| <b>129 78 5365</b> | 356 mm | 20                    |

|                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|--------|
| síla dlahy        | plate thickness   | 5,0 mm |
| vzdálenost otvorů | distance of holes | 17 mm  |

ŠROUBY:  
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm  
kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

SCREWS:  
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm  
cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.

**DLAHY FEMORÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
**FEMORAL PROXIMAL PLATES ANGULARLY STABLE**
**Dlaha femorální proximální úhlově stabilní, pravá**  
**Femoral proximal plate angularly stable, right**

|                    | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 5065</b> | 114 mm | 2                     |
| <b>129 78 5070</b> | 148 mm | 4                     |
| <b>129 78 5075</b> | 182 mm | 6                     |
| <b>129 78 5080</b> | 216 mm | 8                     |
| <b>129 78 5085</b> | 250 mm | 10                    |
| <b>129 78 5090</b> | 284 mm | 12                    |
| <b>129 78 5095</b> | 318 mm | 14                    |
| <b>129 78 5100</b> | 352 mm | 16                    |
| <b>129 78 5105</b> | 386 mm | 18                    |
| <b>129 78 5110</b> | 420 mm | 20                    |

**Dlaha femorální proximální úhlově stabilní, levá**  
**Femoral proximal plate angularly stable, left**

|                    | A      | počet otvorů<br>holes |
|--------------------|--------|-----------------------|
| <b>129 78 5115</b> | 114 mm | 2                     |
| <b>129 78 5120</b> | 148 mm | 4                     |
| <b>129 78 5125</b> | 182 mm | 6                     |
| <b>129 78 5130</b> | 216 mm | 8                     |
| <b>129 78 5135</b> | 250 mm | 10                    |
| <b>129 78 5140</b> | 284 mm | 12                    |
| <b>129 78 5145</b> | 318 mm | 14                    |
| <b>129 78 5150</b> | 352 mm | 16                    |
| <b>129 78 5155</b> | 386 mm | 18                    |
| <b>129 78 5160</b> | 420 mm | 20                    |


|                          |                          |               |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <u>síla dlahy</u>        | <u>plate thickness</u>   | <u>5,0 mm</u> |
| <u>vzdálenost otvorů</u> | <u>distance of holes</u> | <u>17 mm</u>  |

**ŠROUBY:**  
šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm  
kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.


**SCREWS:**  
locking bone screws 5 and 5/3.5 mm  
cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.




## IMPLANTÁTY PRO PERIPROTETICKÉ ZLOMENINY

### IMPLANTS FOR PERIPROSTHETIC FRACTURES





**Objímka 1**  
Clamp 1

**129 78 3700**



**Objímka 2**  
Clamp 2

**129 78 3710**



**Objímka 3**  
Clamp 3

**129 78 3720**




**Šroub na objímku uzamykatelný**  
Locking screw for clamp

**129 78 5000**

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| šroubovák    | screwdriver   | Ø 3,5 mm |
| průměr hlavy | head diameter | 8 mm     |

## INSTRUMENTÁRIUM PRO PERIPROTETICKÉ POŠKOZENÍ FEMURU

### INSTRUMENTARIUM FOR PERIPROSTHETIC FEMORAL FRACTURES



**139 09 0355** Set instrumentária pro periprotetické poškození femuru  
540 × 240 × 90 mm  
včetně nástrojů


Set of instrumentarium for periprosthetic femoral fractures  
540 × 240 × 90 mm  
including instruments

**139 09 0350** Instrumentarium pro periprotetické poškození femuru  
pouze nástroje a stojánek

Instrumentarium for periprosthetic femoral fractures  
instruments and stand only

**129 69 5045** Síto na instrumentarium na periprotetické poškození femuru  
pouze síto

Sieve for instruments for periprosthetic femoral fractures  
sieve only



**139 09 0360** Set implantátů pro periprotetické poškození femuru  
540 × 240 × 90 mm  
včetně implantátů

Set of implants for periprosthetic femoral fractures  
540 × 240 × 90 mm  
including implants

**129 69 5040** Síto na implantáty pro periprotetické poškození femuru  
bez implantátů

Sieve for implants for periprosthetic femoral fractures  
excluding instruments