

CLASSIC NEXT GENERATION

IDEALNA WRAŻLIWOŚĆ DOTYKOWA

Nowo opracowana metoda z zanurzeniem zapewnia ciągłą i równomierną grubość ściany od palców do mankietu. Stąd wynika idealna wrażliwość dotykowa i mniejsze zmęczenie ręki również podczas dłuższych operacji.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Metoda produkcyjna firmy Sempermed odpowiada wszelkim międzynarodowym normom jakości i gwarantuje przepisową wartość AQL = 1,5. Nowa mieszanka naturalnego lateksu i technologia produkcji zapewniają większą wytrzymałość na rozerwanie a tym samym większe bezpieczeństwo.

NAJLEPSZY CHWYT I KOMFORT

Dobra wrażliwość dotykowa, dobre prowadzenie i pewny chwyt są szczególnie ważne w chirurgii. Rękawice mają mikroszorstką, nieślizgającą się powierzchnię dla lepszego chwytu.

PIELĘGNACJA SKÓRY

Rękawice są lekko pudrowane skrobią kukurydzianą i dzięki temu łatwe do nałożenia. Dzięki wielokrotnemu praniu (tugowaniu) noszenie rękawic z lateksu naturalnego jest dla użytkownika bardzo wygodne.

sempermed[®] 

CLASSIC

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



sempermed®  **CLASSIC**
next generation

TYP	Sterylne rękawice operacyjne, lekko pudrowane			
MATERIAŁ	Lateks naturalny (LN)			
KOLOR	Biały			
KSZTAŁT RĘKAWIC	W pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA/ROZMIAR wg EN 455-2	6 i 6 ½	260 mm		
	7, 7 ½ i 8		270 mm	
	8 ½ i 9	280 mm		
GRUBOŚĆ ŚCIANY pomiar warstwy pojedynczej w obszarze dłoni	0,15 - 0,20 mm			
SZCZELNOŚĆ wg EN 455-1	AQL 1,5			
SIŁA ZRYWAJĄCA wg EN 455-2	≥ 12 N			
SKŁADOWANIE w opakowaniu oryginalnym przy magazynowaniu wg DIN 7716, ISO 2230	Co najmniej 5 lat			
STERYLIZACJA	Promieniami gamma, z co najmniej 2,5 Mrad (25 kGy)			
OPAKOWANIE	1. Sterylne: lewa i prawa rękawica ułożone, w bezwłóknowej torebce wewnętrznej, zapieczętowane w płaskim opakowaniu medycznym. <ul style="list-style-type: none">• 60 par w dyspenserze z indykatorem sterylności• 360 par w kartonie wysyłkowym 2. Towar luzem, niesterylny: 500 lewych i 500 prawych rękawic luzem. Po 500 sztuk w worku z PE zapakowane w kartonie wysyłkowym.			
NUMERY ARTYKUŁÓW	Rozmiar 6,0	826054600	Rozmiar 8,0	826054800
	Rozmiar 6,5	826054620	Rozmiar 8,5	826054820
	Rozmiar 7,0	826054700	Rozmiar 9,0	826054900
	Rozmiar 7,5	826054720		
OZNAKOWANIE	EN 1041 i EN 980			

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAM!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com