



Większa wytrzymałość na przetłucie i lepsza odporność na działanie substancji chemicznych

Dla alergików typu I

Wyższy komfort noszenia

Niebieski kolor ułatwia szybkie odróżnienie od rękawic lateksowych.

Perfekcyjne dopasowanie i wrażliwość

sempercare[®]



nitrile

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERCARE NITRILE

SYNTETYCZNA ALTERNATYWA DLA LATEKSU

Wypróbowane bezpieczeństwo nitylowych rękawic do badań lekarskich w połączeniu ze zbliżonymi do lateksu właściwościami noszenia czynią z nowej generacji rękawic Sempercure Nitrile optymalne rozwiązanie bez lateksu naturalnego.

- Rękawice Sempercure Nitrile są teraz jeszcze bardziej miękkie i elastyczne, dlatego też zapewniają **perfekcyjne dopasowanie** i **wrażliwość**.
- Miękki materiał zwiększa **komfort noszenia** oraz zapewnia wygodną i bezpieczną pracę przez dłuższy czas.
- Rękawice są bezpudrowe i nie zawierają protein naturalnego lateksu, tym samym nadają się znakomicie dla **alergików typu I**, którzy nie chcą rezygnować z podwyższonego komfortu, podobnego do komfortu elastycznego lateksu naturalnego.
- Dzięki kilkukrotnym cyklom prania podczas produkcji rękawice w całości stają się **przyjazne dla skóry**.
- Teksturowane końce palców zapewniają **dobry chwyt** również w wilgotnym otoczeniu.
- Większa **wytrzymałość na przekłucie** i lepsza **odporność na działanie substancji chemicznych** nitylu (przy tej samej grubości ściany, co lateks naturalny) zapewniają lepszą ochronę użytkownika, zachowując wygodę
- Niebieski kolor ułatwia **szybkie odróżnienie od rękawic lateksowych**

DANE TECHNICZNE

sempercure®  **nitrile**



| | |
|---|--|
| TYP | Rękawice do badań lekarskich, bez pudru |
| MATERIAŁ | Kauczuk butadienowo-nitylowy (NBR) |
| KOLOR | niebieski |
| KSZTAŁT RĘKAWIC | płatki z rolowanym brzegiem |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA/ROZMIAR wg EN 455-2 | S, M, L, XL 240 mm |
| GRUBOŚĆ ŚCIANY pomiar warstwy podwójnej w obszarze dłoni | min. 0,16 mm |
| SZCZELNOŚĆ / SIŁA ROZRYWAJĄCA wg EN 455-1 / wg EN 455-2 | AQL 1,5 / 9 N |
| PRZECHOWYWANIE W opakowaniu oryginalnym przy magazynowaniu wg DIN 7716, ISO 2230 | 3 lata |
| OPAKOWANIE | 1. Niesterylne: w dyspenserze S, M, L 100 sztuk luzem, XL 90 sztuk luzem 2. Sterylne: 40 par w dyspenserze, lewa i prawa rękawica naciągnięte, w bezwótkowej torebce wewnętrznej, zapieczętowane w płaskim woreczku medycznym |
| OZNAKOWANIE | EN 1041 + EN 980, ISO 15223 |

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com