

IGŁA AUTOMATYCZNA TRU-CORE II



Nr Katalogowy	Rozmiar
763120100X	20G (0.9 mm) x 10 cm
763120160X	20G (0.9 mm) x 16 cm
763120200X	20G (0.9 mm) x 20 cm
763118100X	18G (1.2 mm) x 10 cm
763118160X	18G (1.2 mm) x 16 cm
763118200X	18G (1.2 mm) x 20 cm
763116100X	16G (1.6 mm) x 10 cm
763116160X	16G (1.6 mm) x 16 cm
763116200X	16G (1.6 mm) x 20 cm
763114100X	14G (2.0 mm) x 10 cm
763114160X	14G (2.0 mm) x 16 cm
763114200X	14G (2.0 mm) x 20 cm



Igła automatyczna jednorazowego użytku Tru-Core II jest łatwa w użyciu poprzez obsługę jedną ręką. Dzięki temu, jest idealna do procedur wymagających wizualizacji ultrasonograficznej.

Właściwości:

Mechanizm ciągnij/pchaj, dzięki któremu urządzenie pozwala na użycie wyłącznie jedną ręką

Wystrzał 22 mm w połączeniu z 19mm długością wycinka, dostarcza dwystarczającą ilość materiału do badań

Zróżnicowanie kolorów wskazujące na jej grubość

Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG

Znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia

Producent:



S
I

a.